**Gerät und Bedienelemente**

- Kompressoreinheit**  
 1 Geräte-Anschluss für Luftschlauch 2 Luftfilter (mit Abdeckung)  
 3 Ein/Aus-Schalter 4 Tragegriff 5 Verriegelung für Staufachdeckel  
 6 Staufach 7 Lüftungsschlitz 8 Verneblerhalterung  
 9 Deckel für Netzkabelfach 10 Staufachdeckel

**Verneblerset**

- 11 Vernebler-Anschluss für Luftschlauch 12 Verneblertank  
 13 Stutzen 14 Zerstäuberkopf (blau, Partikelgröße 3,5 - 4,5 µm)  
 15 Vernebleroberteil 16 Verbindungsstück für Mundstück und Nasenadapter  
 17 Luftschlauch 18 Erwachsenenmaske mit Maskenverbindungsstück  
 19 Kindermaske mit Maskenverbindungsstück  
 20 Nasenadapter für Erwachsene 21 Nasenadapter für Kinder  
 22 Mundstück 23 Ersatz-Luftfilter 24 Ersatz-Sicherungen  
 25 Zerstäuberkopf (rot, Partikelgröße 4,5 - 6,0 µm)  
 26 Zerstäuberkopf (gelb, Partikelgröße 3,0 - 4,0 µm)

**Zeichenerklärung**

Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



**WARNUNG**  
 Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.




**ACHTUNG**  
 Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



**HINWEIS**  
 Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



**Geräteklassifikation:** Typ BF



Vor Nässe schützen



**Schutzklasse II**




Wechselstrom




**LOT** LOT-Nummer



SN Serien-Nummer



**Hersteller**



Herstellungsdatum

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Der medisana Inhalator IN 550 ist für die orale oder nasale Inhalationstherapie mit Medikamentenaerosol in privaten Haushalten bestimmt. Das Gerät darf nur von Patienten, die sich eingehend mit der Funktion des Gerätes vertraut gemacht haben und mit einem vom Arzt oder Apotheker verordneten bzw. empfohlenen, flüssigen Medikament benutzt werden.
- Der Benutzer muss vorher diese Gebrauchsanweisung gelesen, deren Inhalt und die Bedienung des Gerätes verstanden haben.
- Beachten Sie immer die Angaben in den Begleitinformationen des zu inhalierenden Medikaments bzw. folgen Sie den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.

**Gegenanzeigen**

- Der medisana Inhalator IN 550 darf nur von Personen benutzt werden, die selbstständig atmen können und bei Bewusstsein sind.
- Das Gerät ist nicht für Anwender geeignet, die über eine operativ hergestellte Öffnung der Lufttröhre (Tracheostoma) atmen.

## DE WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

**Sicherheitshinweise**

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Jede andere Verwendung als die hier beschriebene ist nicht sachgemäß und als gefährlich einzustufen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung geht die Haftung für die sichere Funktion des Gerätes auf den Anwender über.
- Die Dauer einer einzelnen Anwendung darf 20 Minuten nicht übersteigen.
- Benutzen Sie nur originale Zusatz- und Ersatzteile des Herstellers.
- Verwenden Sie nur für die Inhalationstherapie geeignete Medikamente in flüssiger Form. Bevor Sie eine Therapie mit dem Gerät beginnen, besprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker Anwendungsdauer, Dosierung, Anwendungshäufigkeit und die Auswahl der Medikamente.
- Benutzen Sie kein reines Wasser für die Vernebelung.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kleine wie z. B. der Luftfilter könnten verschluckt werden. Lagern und entsorgen Sie deshalb alle Kleinteile für Kinder unerreichbar.
- Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, wo es giftigen Dämpfen oder flüchtigen Substanzen ausgesetzt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Anästhesie-Atemsystemen, die durch Luft oder Sauerstoff entflammbar sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Die Lüftungsschlitz 7 des Gerätes müssen immer frei sein. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo die Lüftungsschlitz blockiert werden könnten und legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät (z. B. Handtücher, Decken usw.).
- Blockieren Sie in keinem Falle die Luftfilterabdeckung 2.
- Führen Sie keine Gegenstände oder Körperteile (Finger u.ä.) in das Gerätinnere ein.
- Das Gerät darf nicht auf Teppichböden oder in stark staubbelasteter Umgebung (wie z. B. unter dem Bett) betrieben werden.
- Der Vernebler ist nicht für die Verwendung in Anästhesie-Atemsystemen oder für Lungenbeatmungssysteme geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nie beim Baden oder Duschen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit mehr als 40°C Raumtemperatur.
- Lassen Sie das Gerät nicht draußen oder in feuchter Umgebung stehen. Das Gerät ist nicht wassererdicht.
- Betreiben und lagern Sie das Gerät nur an Orten, an denen ein sicherer Stand gewährleistet ist und das Gerät nicht herunterfallen kann. Es besteht Verletzungs- bzw. Bruchgefahr für darunter befindliche Lebewesen und Gegenstände.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von hochfrequenten elektromagnetischen Sendern.

**Gerät und Bedienelemente**

- Kompressoreinheit**  
 1 Geräte-Anschluss für Luftschlauch 2 Luftfilter (mit Abdeckung)  
 3 Ein/Aus-Schalter 4 Tragegriff 5 Verriegelung für Staufachdeckel  
 6 Staufach 7 Lüftungsschlitz 8 Verneblerhalterung  
 9 Deckel für Netzkabelfach 10 Staufachdeckel

**Verneblerset**

- 11 Vernebler-Anschluss für Luftschlauch 12 Verneblertank  
 13 Stutzen 14 Zerstäuberkopf (blau, Partikelgröße 3,5 - 4,5 µm)  
 15 Vernebleroberteil 16 Verbindungsstück für Mundstück und Nasenadapter  
 17 Luftschlauch 18 Erwachsenenmaske mit Maskenverbindungsstück  
 19 Kindermaske mit Maskenverbindungsstück  
 20 Nasenadapter für Erwachsene 21 Nasenadapter für Kinder  
 22 Mundstück 23 Ersatz-Luftfilter 24 Ersatz-Sicherungen  
 25 Zerstäuberkopf (rot, Partikelgröße 4,5 - 6,0 µm)  
 26 Zerstäuberkopf (gelb, Partikelgröße 3,0 - 4,0 µm)

**Zeichenerklärung**

Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



**WARNUNG**  
 Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.




**ACHTUNG**  
 Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.




**HINWEIS**  
 Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



**Geräteklassifikation:** Typ BF



Vor Nässe schützen



**Schutzklasse II**




Wechselstrom




**LOT** LOT-Nummer



SN Serien-Nummer



**Hersteller**



Herstellungsdatum

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Der medisana Inhalator IN 550 ist für die orale oder nasale Inhalationstherapie mit Medikamentenaerosol in privaten Haushalten bestimmt. Das Gerät darf nur von Patienten, die sich eingehend mit der Funktion des Gerätes vertraut gemacht haben und mit einem vom Arzt oder Apotheker verordneten bzw. empfohlenen, flüssigen Medikament benutzt werden.
- Der Benutzer muss vorher diese Gebrauchsanweisung gelesen, deren Inhalt und die Bedienung des Gerätes verstanden haben.
- Beachten Sie immer die Angaben in den Begleitinformationen des zu inhalierenden Medikaments bzw. folgen Sie den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.

**Gegenanzeigen**

- Der medisana Inhalator IN 550 darf nur von Personen benutzt werden, die selbstständig atmen können und bei Bewusstsein sind.
- Das Gerät ist nicht für Anwender geeignet, die über eine operativ hergestellte Öffnung der Lufttröhre (Tracheostoma) atmen.



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

**Lieferumfang und Verpackung**

Bitte prüfen Sie zunächst, ob der Lieferumfang vollständig ist und der Artikel keinerlei Beschädigungen aufweist. Im Zweifelsfalle benutzen Sie den Artikel nicht und kontaktieren eine Servicestelle. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 medisana Inhalator IN 550 mit Verneblerset und Luftschauch, 1 Mundstück, 1 Nasenadapter für Erwachsene,
- 1 Nasenadapter für Kinder, 1 Erwachsenenmaske und 1 Kindermaske
- 5 Ersatz-Luftfilter
- 2 zusätzliche Zerstäuberköpfe (rot und gelb)
- 2 Ersatz-Sicherungen
- 1 Gebrauchsanweisung

Verpackungen sind wiederverwertbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

**WARNING**  
**Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!**


**Inhalation vorbereiten**

**WARNING**  
**Reinigen und Desinfizieren Sie das Verneblerset wie unter „Reinigung und Pflege“ beschrieben, um eine mögliche Infektion durch verunreinigte Teile zu vermeiden! Zusätzlich müssen allgemeine Hygienemaßnahmen wie die Desinfektion der Hände, die hygienische Handhabung der Medikamente etc. eingehalten werden.**

**HINWEIS**

**Sprechen Sie mit Ihrem Arzt vor Beginn der Therapie über die Länge, Dosierung und Häufigkeit der Anwendung. Je nach Therapieziel (z. B. Behandlung der Lunge = Mundstück-Anwendung oder Behandlung des Nasen-Rachen-Raumes = Masken-Anwendung) sollte die Anwendungsart gewählt werden. Beraten Sie sich auch hierzu mit Ihrem Arzt.**

1. Drehen Sie das Vernebleroberteil 16 entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Verneblertank 12 ab.
2. Platzieren Sie den Zerstäuberkopf 14 auf dem Stutzen 13.

**HINWEIS**

**Im Lieferumfang sind zwei zusätzliche Zerstäuberköpfe enthalten. Sie haben so die Möglichkeit, jeweils einen der insgesamt drei Köpfe (blau, rot oder gelb) auf dem Stutzen zu platzieren - dies erlaubt eine noch gezieltere Anwendung. Partikelgrößen von ca. 4,5 bis 6,0 µm (roter Zerstäuberkopf) eignen sich insbesondere für die Anwendung im Mund- und Rachenraum, z. B. bei Kehlkopfentzündungen. Partikelgrößen von ca. 3,5 bis 4,5 µm (blauer Zerstäuberkopf) sind besser geeignet für die Atemwege und die obere Lunge bei z. B. Bronchitis und kleineren Partikelgrößen von ca. 3,0 bis 4,0 µm (gelber Zerstäuberkopf) sind ideal für die Anwendung tief in der Lunge, z. B. bei Asthma. Fragen Sie Ihren Arzt, welche Partikelgröße für Ihre persönliche Situation am besten geeignet ist.**

3. Füllen Sie die vom Arzt oder Hersteller angewiesene Menge Inhalationslösung (Inhalt minimal 2 ml und maximal 10 ml) in den Verneblertank 12. Falls Sie den Tank überfüllt haben, entleeren Sie den Tank und reinigen Sie das Verneblerset wie unter „Reinigung und Pflege“ angegeben.

4. Befestigen Sie das Vernebleroberteil 16, indem Sie es im Uhrzeigersinn auf den Verneblertank 12 aufdrehen, bis die Verbindung fest sitzt.


- 5a. Stecken Sie dann entweder das Mundstück 22 oder einen Nasenadapter 20 oder 21 mit dem Verbindungsstück für Mundstück und Nasenadapter 17 auf das Vernebleroberteil 16. Dazu wird das Verbindungsstück 16 mit der längeren Seite auf den Ansatzstutzen auf der Oberseite des Vernebleroberteils 16 aufgeschoben und anschließend das Mundstück 22 oder der Nasenadapter 20 oder 21 in die kurze Seite des Verbindungsstücks 16 eingeschoben.

- 5b. Alternativ können Sie die Erwachsenen- oder Kindermaske 10 oder 11 für die Inhalation benutzen. Hierzu benötigen Sie das Maskenverbindungsstück anstelle des Verbindungsstücks 16. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Aus-Schalter 3 in der Position Aus („0“) befindet und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Stecken Sie das eine Ende des Luftschauchs 17 fest auf den Anschluss für Luftschauch 17 des Kompressors. Das andere Ende stecken Sie an den Anschluss für Luftschauch 17 des Verneblersets.

**Inhalation durchführen:** Setzen Sie sich in eine möglichst aufrechte Position.

- a) **Inhalation mit dem Mundstück:** Umschließen Sie das Mundstück 22 ganz mit den Lippen. Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter 3 ein („1“). Der Vernebler erzeugt einen sichtbaren Nebel (Aerosol). Atmen Sie nun langsam und tief durch den Mund ein und durch die Nase wieder aus. Wenn Sie eine Pause machen möchten, unterbrechen Sie kurz und nehmen das Mundstück 22 aus dem Mund. Nehmen Sie es erneut in den Mund (Lippen umschließen es dicht) und atmen Sie wieder langsam ein und aus.

- b) **Inhalation mit der Maske bzw. dem Nasenadapter:** Alternativ zum Mundstück 22 sind im Lieferumfang eine Kindermaske 11, eine Erwachsenenmaske 10, sowie Nasenadapter 20 oder 21 enthalten. Damit kann das Aerosol über die Nase eingeatmet werden, was eine Anwendung mehr für die oberen Atemwege ermöglicht. Diese Anwendung wird besonders von Kindern



## Device and controls

## Compressor unit

- ① Connection for air tube
- ② Air filter (with cover)
- ③ On/Off-Switch
- ④ Carry handle
- ⑤ Latch for storage compartment lid
- ⑥ Storage compartment
- ⑦ Ventilation slots
- ⑧ Nebulizer kit holder
- ⑨ Mains cable compartment lid
- ⑩ Storage compartment lid

## Nebulizer kit

- ⑪ Connection for air tube (on nebulizer)
- ⑫ Nebulizer tank
- ⑬ Nozzle
- ⑭ Vaporizer head (blue, particle size 3.5 - 4.5 µm)
- ⑮ Inhalation top
- ⑯ Connection tube for mouthpiece and nose adapter
- ⑰ Air tube
- ⑱ Adult mask with mask connection tube
- ⑲ Child mask with mask connection tube
- ⑳ Nose adaptor for adults
- ㉑ Nose adaptor for children
- ㉒ Mouthpiece
- ㉓ Replacement air filter
- ㉔ Replacement fuses
- ㉕ Vaporizer head (red, particle size 4.5 - 6.0 µm)
- ㉖ Vaporizer head (yellow, particle size 3.0 - 4.0 µm)

## Explanation of symbols

This instruction manual belongs to this device.  
It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly.  
Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

**WARNING**  
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.


**CAUTION**  
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

**NOTE**  
These notes give you useful additional information on the installation or operation.


**Device classification:**  
type BF



**Protection class II**



**LOT**



**Manufacturer**



## Intended use

- The medisana Inhalator IN 550 is suitable for the temporary oral or nasal inhalation therapy with nebulised medication in private households. The unit must only be used by patients, who became familiar with the usage of the device with a recommended or prescribed (by a doctor or pharmacist) liquid medication.
- The user needs to read and understand these instructions of use and needs to understand the general machine operation.
- Always pay attention to the notes in the accompanying information for the medication to be inhaled and follow the instructions of your doctor or pharmacist.

## Contraindications

- The medisana Inhalator IN 550 is only designed to be used by patients, who are able to breath by themselves and are conscious.
- The appliance is not suitable for patients, who breathe through a surgical opening in the windpipe (tracheostoma).

## GB IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



## Safety Information

- Use the device only according to its intended purpose as specified in the instruction manual. The warranty will be invalidated if used for purposes other than those for which it is intended.
- Any application other than the herewith described is improper and therefore considered dangerous. If the appliance is not used according to the instructions, the user is liable for the safe operation of the unit.
- A single inhalation application should not exceed 20 minutes.
- Only use genuine accessories and spare parts provided by the manufacturer.
- Use only liquid medications that have been approved for use in inhalation therapy. Before starting therapy, discuss the length, dosage, frequency of use and the selection of the medication with your doctor or pharmacist.
- Do not use only water in the nebulizer for nebulizing purposes.
- This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the device.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Small parts (e.g. the air filter) can be swallowed. Therefore keep and dispose of all small parts out of reach of children.
- Do not use or store the appliance, where it may be exposed to noxious fumes or volatile substances.
- Do not operate the device in the vicinity of anaesthetic mixtures, that are inflammable in air or oxygen.
- Avoid contact with pointed or sharp objects.
- Do not block the ventilation slots ⑦. Never place the device where the ventilation slots may be obstructed during operation.
- Do not cover the compressor with a blanket or towel etc., during use.
- Do not block the air filter cover ②.
- Do not insert objects or parts of the body (fingers etc.) into the interior of the unit.
- Do not run the appliance on carpets or in very dusty environments (e.g. under the bed).
- The nebulizer is not suitable for using in respiration systems for anaesthesia or for artificial respiration systems.
- Never use the device whilst taking a bath or shower.
- Do not use the device at temperatures over +40°C.
- Do not leave the device outside or in a humid environment. The device is not protected against the ingress of liquids.
- Store and operate the appliance only in places where a solid stand is given and where the unit cannot fall. There is a danger of hurts or fractures to anyone or anything below if it falls.
- Do not operate the device in the vicinity of high-frequency electromagnetic transmitters.
- Never touch the mains cable with wet hands.
- Do not operate the unit with a damaged cord or plug.
- To completely isolate the unit from the power source unplug the plug from the power source.
- Hoses and wirings of the device need to be laid in that way, that there is no risk of stumbling, that these are not bended and that the risk of strangulation is completely excluded.
- Do not run the power cord over sharp edges or allow it to be pinched; do not run the appliance nearby heat sources.
- To avoid the risk of electric shock, immediately pull out the plug from the power source:
  - if a malfunction occurs during operation
  - after each use
  - before each cleaning or maintenance.
- Do not wind the power cord around the main unit.
- If the mains cable is damaged, it may only be replaced by medisana, an authorized dealer or suitably qualified service personnel.
- Take care to ensure that no water gets inside the device. In case the unit comes in contact with humidity, immediately unplug the power plug and contact the service centre.
- When cleaning, do not hold the device under running water.
- Do not attempt to repair the device yourself in the event of a malfunction. Repairs should only be carried out by authorised service centres.
- Do not carry or leave the nebulizer kit while the nebulizer tank contains medication.
- Avoid shocks and do not drop the unit.
- Do not use the appliance on animals.
- Never use the appliance if you are feeling tired or dizzy.
- Consult your family doctor before using the device if you have diabetes or other illnesses.
- Pregnant women should observe the necessary precautions and their personal circumstances; consult your doctor if necessary.
- Do not use the device if the application will come into contact with bruises, burns, inflammations, rashes, wounds or sensitive areas.
- The treatment should be pleasant. Stop using the device and consult your doctor if you feel pain or using the device is unpleasant.

## before use

- WARNING**  
Danger of infection from contaminated nebulizer! Follow the hygiene regulations (e.g. thoroughly washing the hands) before each use and make sure that the nebulizer has been cleaned and disinfected before first and after each use according to point „Cleaning and maintenance“.
- Disinfect all parts of the nebulizer kit including mouthpiece and mask before first use, after each use and after a long period of non-usage (see „Cleaning and maintenance“).
  - After disinfection, all parts of the nebulizer kit need to be rinsed with clear, boiled water.
  - Check before each use, if the case, the power cord, the plug, the air tube ⑯ and the air tube connections (① and ⑪) are intact and if the appliance is working normally.
  - If the unit is visibly damaged or if you assume a defect, do not use the appliance, unplug the power plug and contact the service centre.
  - Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply. Do not use multi sockets or extension cables.
  - Before using the device, make sure that all parts are correctly assembled.
  - Make sure that the air filter ② is clean. If the air filter has changed colour, or has been used on average for more than 60 days, replace it with a new one. Make sure, it is correctly mounted.
  - In order to avoid that the air tube loosens during use, make sure that the air tube ⑯ is securely attached to the compressor (main unit) and nebulizer kit through the respective connections (① and ⑪). Twist the airtube plug slightly when inserting it into the connectors.
- during use**
- Always use fresh medication each time.
  - Do not block the openings of the inhalation top ⑮.
  - Hold the device as upright as possible and do not shake it while in use.
  - When using this device, there will be some noise and vibration caused by the compressor. This is normal and does not indicate a malfunction.
- after use**
- Never dry the appliance in microwave ovens or with a hairdryer.
  - Store the device and all parts only in completely dry and empty state in a dry and clean location.
  - Always dispose of any remaining medication after use. All parts have to be cleaned and disinfected thoroughly, please refer to chapter „Cleaning and maintenance“.
  - Do not store the device with a creased or twisted air tube ⑯.

## Items supplied and packaging

Please check first of all that the unit is complete and is not damaged in any way. If in doubt, do not use the appliance. Send it to a service point. The following parts are included:

- 1 medisana Inhalator IN 550 with nebulizer kit and air tube, 1 mouthpiece, 1 nose adaptor for adults, 1 nose adaptor for children, 1 adult mask and 1 child mask
- 5 replacement air filters
- 2 additional vaporizer heads (ret and yellow)
- 2 replacement fuses
- 1 Instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.

## WARNING

Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children!

## Risk of suffocation!

## Preparing for inhalation

## WARNING

Clean and disinfect the nebulizer kit as described under „Cleaning and maintenance“ in order to avoid a possible infection by contaminated parts!

Additional general hygiene regulations (e.g. thoroughly washing the hands, hygienic handling of the medication) must be observed.

## NOTE

Before starting therapy, discuss the length, dosage and frequency of use with your doctor. The method of use should be appropriate to the aim of the therapy (e.g. lung treatment = use of mouthpiece and treatment of the nasal-pharyngeal area = use of mask). Consult your doctor about this aspect as well.

1. Rotate the inhalation top ⑯ counterclockwise to remove it from the nebulizer tank ⑫.
2. Place the vaporizer head ⑭ on the nozzle ⑮.

## Disinfection

1. Before disinfecting the nebulizer parts, follow the steps under „Cleaning“.

2. To disinfect, you can use alcohol or other common alcohol-based disinfectant sprays. Make sure that no disinfectant residues are left behind on the attachments to ensure safe inhalation when next used.

3. Allow all parts to dry thoroughly for about 4 to 5 hours. Additionally the nebulizer unit should be agitated several times to remove remaining drops of water.

## WARNING

Always make sure that all parts are properly dried out, before you assemble them. Lay all parts on a dry, clean and absorbent cloth after disinfection and allow them to dry thoroughly.

## Care of the air tube

1. After each use, check the air tube ⑯ for condensation.

2. Is condensation present, pull the air tube off the nebulizer and let the compressor run, until all moisture has been removed by the airstream (but not longer than 20 minutes!). In this way you avoid a bacterial contamination caused by residual moisture.

3. Do not clean the air tube with cleaning or disinfecting solutions. If the outside of the air tube is dirty, wipe it clean with a soft cloth moistened with water or mild detergent. If the inside of the air tube shows soiling, it must be replaced.

## Filter replacement

In case of visible soiling (e.g. color deviances) or humidity, but latest every 60 days, the air filter ② should be changed. Therefore please proceed as follows:

1. Remove the air filter cover ②.
2. Remove the old air filter, e.g. with a new toothpick.
3. Insert the new air filter and put the air filter cover back into its place.

## WARNING

- Only use original air filters from medisana, which are suitable for this device.

- Do not wash out the filter.

## Life cycle:

If the device is used 10 times a day with each 20 minutes of inhalation at room temperature (25°C), the expected life cycle of the compressor is 3 years. The accessories show a different expected life cycle:  
Nebulizer unit: 100 days / Mouthpiece & Nose adaptor: 3 months / Air tube: 1 year / Air filter: 2 months / Mask: 1 year

## Troubleshooting

**Problem:** Device is not working after switching on.

**Possible cause:** The plug is not correctly connected to the mains outlet.

**Solution:** Switch off the device („O“) and connect the mains plug to a corresponding outlet. Do not use extension cords etc. Switch on the device.

**Problem:** No nebulization.

**Possible cause:** Vaporizer head is missing or no / resp. too less medication in the nebulizer tank.

**Solution:** Assemble the nebulizer kit in the correct way. Fill in medication (min. 2 ml / max. 10 ml) into the nebulizer tank.

**Problem:** No nebulization or low nebulization rate.

**Possible cause:** The nebulizer kit is not correctly assembled or is tilted at an incorrect angle. The air tube is not correctly attached or is folded or damaged.

**Solution:** Follow the instructions in chapter „Preparing for inhalation“. Pay attention, that the device is not tilted at an angle greater than 45° in any direction. Check the correct connection of the air tube on the compressor unit and on the nebulizer kit. The air tube must not be folded, kinked or bent. Replace the air tube if damaged.

**Problem:** The device gets very hot.

**Possible cause:** The device is covered or has been used for more than 20 minutes.

**Solution:** Do not cover the device. Allow the device to cool down for at least 40 minutes.

## Changing the fuses

2 fuses (type T1AL, 250V~) are built into the compressor unit to protect the electrical components. Make sure that the unit is only operated on power connections that comply with the specifications in the Technical Data chapter. If it becomes necessary to replace the fuses, proceed as follows:

1. Open the cover for the mains cable compartment ⑩ on the back of the compressor.

2. By simultaneously turning counterclockwise (e.g. with a screwdriver) and pushing in the securing chambers.

3. Replace the fuses with new fuses of the same type and close the covers.

## Directives / norms

This inhalation device meets the requirements of the EU standard 93/42/EWG (medical device directive) and of the standard EN 13544-1: 2007 Respiratory therapy equipment - Part1: Nebulising systems and their components.


Electromagnetic compatibility: The device complies with the EN 60601-1-2 standard for electromagnetic compatibility. You can find details on this measurement data on the separate enclosure.

## Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

## Technical specifications

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Name and model:            | medisana Inhalator IN 550          |
| Power supply:              | 230V~ 50Hz                         |
| Current consumption:       | 0,6A                               |
| Jet flow:                  | 4 - 7 l/min                        |
| Max. filling volume:       | 10 ml                              |
| Particle size:             | 3,5 - 4,5 µm (blue vaporizer head) |
| Min. nebulizing output:    | 0,2 ml/min.                        |
| Sound level:               | ≤ 65 dB                            |
| Compressor pressure range: | > 205 kPa                          |
| Operation pressure range:  | 100 - 190 kPa                      |
| Operating conditions:      | +10°C - +40°C, rel. humidity ≤     |

**Toestel en bedieningselementen****Compressor-eenheid**

- ① Toestelaansluiting voor luchtslang
- ② Luchtfilter (met afdekking)
- ③ Aan/uit-schakelaar
- ④ Draaggreep
- ⑤ Vergrendeling van het deksel van het opbergvak
- ⑥ Opbergvak
- ⑦ Ventilatieopeningen
- ⑧ Houder vernevelaar
- ⑨ Deksel voor opbergvak van het netsnoer
- ⑩ Deksel opbergvak

**Vernevelaar-set**

- ⑪ Aansluiting vernevelaar voor luchtslang
- ⑫ Reservoir
- ⑬ Aansluitstuk
- ⑭ Verstuiver (blauw, deeltjesgrootte 3,5-4,5 µm)
- ⑮ Bovenstuk vernevelaar
- ⑯ Verbindingsstuk voor het mondstuk en de neusadapter
- ⑰ Luchtslang
- ⑱ Masker voor volwassenen met verbindingsstuk
- ⑲ Masker voor kinderen met verbindingsstuk
- ⑳ Neusadapter voor volwassenen
- ㉑ Neusadapter voor kinderen
- ㉒ Mondstuk
- ㉓ Reserve luchtfILTER
- ㉔ Reserve zekeringen
- ㉕ Verstuiver (rood, deeltjesgrootte 4,5-6,0 µm)
- ㉖ Verstuiver (geel, deeltjesgrootte 3,0-4,0 µm)

**Verklaring van de symbolen**

Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.

**OPGELET**

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.

**AANWIJZING**

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.

|  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
|  | Classificatie van het instrument: type BF |  | Droog houden   |
|  | Beschermingsklasse II                     |  | Wisselstroom   |
|  | LOT-nummer                                |  | Serienummer    |
|  | Producent                                 |  | Productiedatum |

**Doelmatig gebruik**

- De **medisana** inhalator **IN 550** is voor de orale of nasale inhalatietherapie met medicamenteuze aerosol bestemd voor het thuisgebruik. Het toestel mag enkel worden gebruikt door patiënten, die met de functie van het toestel voldoende vertrouwd zijn en enkel met een door de arts of apotheker voorgeschreven resp. aanbevolen, vloeibaar geneesmiddel.
- De gebruiker moet voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en de inhoud en bediening van het apparaat begrijpen.
- Houd steeds rekening met de aanwijzingen in de begeleidende informatie bij de inhalatiegeneesmiddelen of volg de instructies van uw arts of apotheker.

**Tegenaanwijzingen**

- De **medisana** inhalator **IN 550** mag alleen worden gebruikt door personen die zelfstandig kunnen ademen en bij bewustzijn zijn.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruikers die via een operatief geopende luchtpijp (tracheostoma) ademen.

## NL BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! ABSOLUUT BEWAREN!

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.

**Veiligheidsmaatregelen**

- Dit instrument mag alleen worden gebruikt voor de toepassing die in deze gebruiksaanwijzing beschreven is. In het geval dat het instrument aan zijn eigenlijke bestemming wordt onttrokken, vervalt de garantieclaim.
- Elk andere toepassing dan het hier beschreven doelmatig gebruik is niet toegelaten en gevaarlijk. Bij ondoelmatig gebruik ligt de verantwoordelijkheid voor de veilige werking van het apparaat bij de gebruiker.
- De duur van een enkel gebruik mag niet meer dan 20 minuten duren.
- Gebruik alleen originele hulp- en vervangingsonderdelen van de fabrikant.
- Gebruik alleen medicatie in vloeibare vorm, geschikt voor inhalatie therapie. Voordat u begint met een behandeling met het apparaat, raadpleeg u uw arts of apotheker voor de gebruiksduur, dosering, de frequentie van gebruik en de selectie van de medicatie.
- Gebruik geen puur water voor de verneveling.
- Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden.
- Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
- Kleine onderdelen zoals bv. de luchtfILTER, kunnen worden ingeslikt. Kleine onderdelen moeten veilig worden opgeborgen en uit de buurt van kinderen worden gehouden.
- Apparaat niet gebruiken of ophangen op plaatsen waar mogelijk giftige dampen of vloeibare substanties kunnen vrijkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid anesthesiepreparaten die ontvlambare zijn door contact met lucht of zuurstof.
- Vermijd het contact met spitsen of scherpe voorwerpen.
- Zet het apparaat niet op een plaats waar de ventilatieopeningen ⑦ worden geblokkeerd en leg geen voorwerpen op het apparaat (bijv. handdoeken, dekens, enz.).
- Luchtfilterafdekking ㉑ nooit blokkeren.
- Steek geen voorwerpen van lichaamsdelen (vingers, enz.) in de binnenkant van het apparaat.
- Het apparaat niet op stoffige tapjies in sterke verfte omgeving (zoals onder het bed) bedienen.
- De vernevelaar is niet geschikt voor gebruik in anesthesiedehalingssystemen of longademingssystemen.
- Gebruik het instrument nooit bij het doucheën of baden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving met meer dan 40 °C kamertemperatuur.
- Laat het toestel niet buiten in een vochtige omgeving staan. Het toestel is niet waterdicht.
- Gebruik of bewaar het apparaat op een plaats waar het veilig kan staan en stel zeker dat het niet kan vallen. Dit kan leiden tot verondengings- en beschadigingsgevaar voor personen en voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van hoog-frequente elektromagnetische zenders.
- Voedingskabel nooit met natte handen aanraken.
- Apparaat niet gebruiken met defecte voedingskabel of voedingsstekker.
- Door het uittrekken van de voedingsstekker uit het stopcontact kan het apparaat volledig van de stroomverzorging worden ontdaan.
- De slangen en leidingen van het apparaat moeten zo neergelegd worden dat u er niet over kunt struikelen, ze zijn niet geknikt en het wurgingsgevaar is uitgesloten.
- Voedingsstekker niet over scherpe kanten trekken; niet inklemmen en niet gebruiken in de buurt van hittebronnen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker uit het stopcontact:
  - Bij eventuele storingen tijdens het gebruik
  - Na elk gebruik
  - Van het reinigen en onderhoud.
- Draai de voedingskabel niet rond het apparaat.
- Als het netsnoer beschadigd is, mag het enkel door **medisana**, een daartoe bevoegde specialist of door een overeenkomstig gekwalificeerde persoon worden vervangen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de binnenkant van het apparaat kan dringen. Als het apparaat eenmaal in aanraking komt met vocht, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met het servicecentrum.
- Houd het apparaat voor het reinigen nooit onder stromend water.
- Het instrument mag in geval van een storing niet door u gerepareerd worden. Reparates van het instrument dienen alleen door geautoriseerde serviceafdelingen te worden uitgevoerd.
- Transporteer de vernevelaar niet en verlaat deze nooit uit het oog als er nog aërosol medicatie in de vernevelaar-tank aanwezig is.
- Apparaat niet door elkaar schudden en laat het niet vallen.
- Gebruik het apparaat nooit voor dieren.
- Gebruik het apparaat nooit bij vermoede of duizeligheid.
- Neem in het geval van diabetes of andere ziektes contact op met uw huisarts voordat u het instrument gebruikt.
- Zwangeren dienen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en op hun individuele belastbaarheid te letten. Neem zo nodig contact op met uw huisarts.
- Gebruik het toestel niet als er binnen het gebruiksbereik zwellingen, brandwonden, infecties, huiduitslag, wonderen of gevoelige plekken aan te wijzen zijn.
- Behandeling moet aangenaam zijn. Als u pijn voelt of de toepassing onaangenaam is, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts.

**Alvoren het starten met het gebruik****WAARSCHUWING!**

Risico op infectie door verontreinigde vernevelaar! Let voor gebruik steeds op de algemene hygiëne maatregelen (zoals het grondig wassen van de handen) en zorg ervoor dat de vernevelaar volgt de „Reiniging en onderhoud“ instructies voor en na elk gebruik wordt gereinigd en ontsmet!

- Desinfecteer alle delen van het vernevelaar-set inclusief mondstuk en masker voor het eerste gebruik en later na elk gebruik en wanneer het langer niet in gebruik wordt genomen, zie toelichting onder „Reiniging en onderhoud.“
- Na desinfectie, alle delen van de vernevelaar met helder afgekoeld water afspoelen.
- Voor elk gebruik, de behuizing, voedingskabel, stekker, luchtslang ⑰ en de slangaansluitingsopeningen (① en ⑪) controleren op schade en ervoor zorgen dat het apparaat goed werkt.
- Als het apparaat zichtbaar beschadigd is of als u vermoedt dat er een defect is, kan de inhalator niet in werking worden gesteld. Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.
- Voordat u het apparaat aansluit op het stroomnet, zorgt u er voor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning met deze van uw elektriciteitsnet overeenkomt. Gebruik geen multistopcontacten of verlengsnoeren.
- Vul het reservoir van de vernevelaar nooit met meer dan 10 ml van de geschikte inhalatievoelstof.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn gemonteerd voor gebruik.
- Zorg ervoor dat de luchtfILTER ② schoon is. Indien de luchtfilters kleurverandering vertonen of als de luchtfILTER 2 maanden werd gebruikt, moet deze worden vervangen. Zorg ervoor dat deze correct wordt gemonteerd.
- Om te voorkomen dat de luchtslang ⑰ tijdens de werking loskomt, zorgt u ervoor dat deze stevig werden aangesloten op de vernevelaar. Indien nodig kan de slang lichtjes gedraaid worden bij het aansluiten.

**tijdens het gebruik**

- Neem bij elk gebruik steeds nieuwe aërosol medicatie.
- Blokkeer nooit de openingen van het bovenste deel van de vernevelaar ⑫.
- Gebruik de vernevelaar mogelijk in een verticale positie. Niet schudden tijdens het gebruik.
- Tijdens gebruik treedt door de compressorfunctie een vibratie en een ruis op. Dit is normaal en duidt niet op een storing.

**na gebruik**

- Droog het apparaat nooit in een magnetron of met een haardroger.
- Bewaar het apparaat en alle onderdelen in volledig gedroogde en gelegeerde toestand op een droge en schone plaats.
- Na inhalatie moet elk residu van het aërosol medicatie worden verwijderd. Alle delen moeten grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd, zie toelichting onder „Reiniging en onderhoud.“
- Bewaar het apparaat niet met een geknikte of verdraaide luchtslang ⑰.

**Levering en verpakking**

Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het apparaat niet in gebruik en zendt u het naar een servicepunt. Bij de levering horen:

- 1 medisana Inhalator IN 550 met vernevelaarset en luchtslang, 1 mondstuk, 1 neusadapter voor volwassenen, 1 neusadapter voor kinderen, 1 masker voor volwassenen en 1 masker voor kinderen
- 5 reserve luchtfILTERS - 2 extra verstuiverkoppen (rood en geel) - 2 reservezakjes
- 1 gebruiksaanwijzing

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terechtkomt. Indien u tijdens het uitpakken transportschade constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.

**WAARSCHUWING**

Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen er in stikken!

**Voorbereiding voor de inhalatie****WAARSCHUWING**

Reinig en desinfecteer de vernevelaar zoals beschreven in „Reiniging en onderhoud“ om een mogelijke infectie tie en vuile onderdelen te vermijden! Naast de algemene hygiëne maatregelen, zoals desinfectie van de handen, moet men zich aan de hygiënische hantering van de geneesmiddelen etc. houden.

**AANWIJZING**

Praat voor het begin van de therapie met uw arts over de lengte, de dosering en de frequentie van het gebruik. Afhankelijk van het doel van de therapie (bijv. behandeling van de longen = gebruik met mondstuk of behandeling van neus- en keelholte = gebruik met masker) moet de gebruikswijze geselecteerd worden. Laat u ook hierover door uw arts informeren.

1. Draai het bovenstuk van de vernevelaar ⑫ naar links en neem het van het reservoir van de vernevelaar ⑫.
2. Plaats de verstuiver ⑯ op het aansluitstuk ⑬.

**AANWIJZING**

Er zijn twee extra verstuiverkoppen meegeleverd. Zo heeft u de mogelijkheid één van de in totaal drie koppen (blauw, rood of geel) op het aansluitstuk te plaatsen, waardoor het gebruik nog beter kan worden afgestemd op uw behoefté. Deeltjesgroottes van ca. 4,5 tot 6,0 µm (rode verstuiverkop) zijn met name geschikt voor het gebruik in de mond- en keelholte, bijv. bij een ontsteking van het strottenhoofd (laryngitis). Deeltjesgroottes van ca. 3,5 tot 4,5 µm (blauwe verstuiverkop) zijn geschikt voor de luchtwegen en het bovenste deel van de longen bijv. bronchitis en kleinere deeltjesgroottes van ca. 3,0 tot 4,0 µm (gele verstuiverkop) zijn ideaal voor het gebruik diep in de longen, bijv. bij astma. Vraag uw arts welke deeltjesgrootte voor uw persoonlijke situatie het meest geschikt is.

**Desinfectie**

1. Voor het desinfecteren van de onderdelen van de vernevelaar, voert u de stappen uit zoals onder „Reiniging“ beschreven.
2. Voor desinfectie is het gebruik van alcohol of gebruikelijke alcoholische sproeimiddelen voor desinfectie mogelijk. Zorg ervoor dat er geen resten van het ontsmettingsmiddel op de aansluitingen achterblijven om de volgende inhalatie niet in het gedrang te brengen.
3. Laat de onderdelen drogen gedurende 4-5 uur. De vernevelaar-eenheid een paar keer schudden om waterdruppels sneller te verwijderen.

**WAARSCHUWING**

Zorg ervoor dat alle onderdelen vrij zijn van restvocht voordat ze opnieuw worden samengevoegd. Leg de afzonderlijke delen na de desinfectie op een droge, schone en absorberende ondergrond en laat alle onderdelen volledig drogen.

**Onderhoud van de luchtslang**

1. Controleer na elk gebruik of er in de luchtslang ⑰ vochtigheid is neergeslagen.
2. Is dit het geval, trek deze dan van de vernevelaar af en laat de compressor zolang (maar nooit langer dan 20 minuten) lopen, tot de vochtigheid door de luchtslang werd gedroogd. U verhindert zo een besmetting door vochtigheid die achterblijft.
3. Reinig de slang niet met reinigingsmiddelen of andere desinfectiemethoden. Aan de buitenkant kunt u de slang met een mild zeepsop gedompelde doek afwrijven. Vertoont de slang verontreinigingen aan de binnenkant, dan moet hij worden vervangen.

**Filter vervangen**


Bij eventuele zichtbare verontreiniging (bijv. kleurverandering) of vocht, maar ten minste elke 60 dagen, moet de luchtfILTER ⑯ in de compressor worden vervangen. Om dit te doen, gaat u als volgt te werk:

1. Verwijder de afdekking van het luchtfILTER ⑯.
2. Verwijder het oude filter bijv. met een nieuwe tandenstoker.
3. Plaats een nieuwe filter in plaats van de afdekking opnieuw op haar oorspronkelijke positie.

**WAARSCHUWING**

- Gebruik uitsluitend nieuwe, authentieke filters van medisana, die geschikt zijn voor dit product.
- Was het filter niet uit.

**Levensduur**



## Appareil et éléments de commande

- Groupe compresseur : ① Raccord de l'appareil pour le tube à air  
 ② Filtre à air (avec couvercle) ③ Interrupteur marche/arrêt  
 ④ Poignée ⑤ Verrouillage pour le couvercle du compartiment de rangement ⑥ Compartiment de rangement ⑦ Fente d'aération  
 ⑧ Support nébuliseur ⑨ Couvercle du compartiment de rangement du câble secteur ⑩ Couvercle du compartiment
- Kit nébuliseur : ⑪ Raccord du nébuliseur pour le tube à air  
 ⑫ Réservoir du nébuliseur ⑬ Tubule ⑭ Tête du diffuseur (bleu, taille des particules 3,5-4,5 µm) ⑮ Partie supérieure du nébuliseur ⑯ Connecteur pour l'embout buccal et adaptateur nasal ⑰ Flexible à air ⑱ Masque adulte avec connecteur ⑲ Masque enfant avec connecteur ⑳ Adapteur nasal pour adultes ㉑ Adapteur nasal pour enfants ㉒ Embout buccal ㉓ Filtre à air de rechange ㉔ Fusibles de rechange ㉕ Tête du diffuseur (rouge, taille des particules 4,5 - 6,0 µm) ㉖ Tête du diffuseur (jaune, taille des particules 3,0 - 4,0 µm)

## Légende

Ce mode d'emploi fait partie du contenu de l'appareil. Elle contient des informations importantes concernant sa mise en service et sa manipulation. Lisez l'intégralité de ce mode d'emploi. Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.



**AVERTISSEMENT**  
Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.



**ATTENTION**  
Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.



**REMARQUE**  
Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.



Classification de l'appareil :  
type BF Garder au sec



Classe de protection: II Courant alternatif



N° de LOT N° de série



Fabricant Date de fabrication

## Utilisation conforme

- L'inhalateur medisana IN 550 est destiné à la thérapie par inhalation orale ou nasale à l'aide d'aérosols médicamenteux chez soi. L'appareil doit être utilisé uniquement par des utilisateurs connaissant le fonctionnement de l'appareil et à l'aide d'un médicament prescrit ou recommandé par un médecin ou un pharmacien.
- L'utilisateur doit lire la présente notice d'utilisation avant toute utilisation et avoir compris son contenu et l'utilisation de l'appareil.
- Respectez toujours les indications dans les informations accompagnant le médicament à inhalaer ou suivez les instructions de votre médecin ou pharmacien.

## Contre-indications

- L'inhalateur medisana IN 550 doit exclusivement être utilisé par des personnes qui peuvent respirer en toute autonomie et qui sont conscientes.
- L'appareil n'est pas adapté aux utilisateurs qui respirent par le biais d'une ouverture créée par opération de la trachée (trachéotomie).

**FR REMARQUE IMPORTANTE! TOUJOURS CONSERVER!**  
Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-le impérativement ce mode d'emploi à disposition.



## Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement cet appareil dans le but décrit par le mode d'emploi. En cas d'utilisation détournée, la garantie n'est plus valable.
- Toute utilisation autre que l'utilisation décrite dans la présente est considérée comme non conforme, et donc dangereuse. En cas d'utilisation non conforme, la responsabilité du bon fonctionnement de l'appareil incombe à l'utilisateur.
- La durée d'une application ne doit pas excéder 20 minutes.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et détachées du fabricant.
- Utilisez exclusivement des médicaments adaptés à la thérapie par inhalation sous forme liquide. Avant de commencer toute thérapie avec cet appareil, consultez votre médecin ou pharmacien quant à la durée du traitement, le dosage, la fréquence d'utilisation et le choix des médicaments.
- N'utilisez pas d'eau pure pour la nébulisation.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont été instruites de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés en s'assurant qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les petites pièces, comme par ex. le filtre à air, peuvent être ingérées. Pour cette raison, placez et éliminez toutes les petites pièces hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il serait soumis à des vapeurs toxiques ou des substances volatiles.
- N'exploitez pas l'appareil à proximité de mélanges de substances anesthésiques inflammables à l'air ou à l'oxygène.
- Évitez le contact avec des objets pointus ou tranchants.
- Les fentes d'aération ⑦ de l'appareil doivent toujours rester dégagées. Ne placez pas l'appareil à des endroits où les fentes d'aération seraient obstruées et ne posez pas d'objets sur l'appareil (par ex. serviettes, couvertures etc.).
- Ne bloquez en aucun cas le capot du filtre à air ②.
- N'introduisez pas d'objets ou de parties du corps (doigts ou autres) à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les systèmes d'anesthésie par inhalation ou pour les systèmes de respiration pulmonaire.
- N'utilisez jamais l'appareil dans la baignoire ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courrent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une prise secteur défectueux.
- En retirant la prise secteur de la prise murale, l'appareil peut être entièrement débranché de l'alimentation électrique.
- Les tuyaux et les conduites de l'appareil doivent être posés de façon à exclure tout risque de trébucher et de s'étouffler.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur des artères vives, ne le bloquez pas et ne l'utilisez pas à proximité de sources de chaleur.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, retirez immédiatement la prise secteur de la prise murale :
  - en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation
  - après chaque utilisation
  - avant toute opération de nettoyage et d'entretien.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si le câble secteur est endommagé, seul medisana, un distributeur agréé ou une personne qualifiée sont autorisés à le remplacer pour éviter les risques.
- Veuillez à éviter la pénétration d'eau à l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil entrain malgré tout en contact avec de l'humidité, retirez immédiatement la prise secteur et contactez le service après-vente.
- Ne placez jamais l'appareil ou le kit nébuliseur sous l'eau courante pour leur nettoyage.
- En cas de panne, ne réparez pas vous-même l'appareil. Les réparations doivent uniquement être confiées à des ateliers techniques agréés.
- Ne transportez pas le nébuliseur et ne le laissez pas sans surveillance si un aérosol médical se trouve dans le réservoir du nébuliseur.
- Évitez toute secousse de l'appareil et ne le laissez pas tomber.
- N'utilisez pas l'appareil sur des animaux.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes fatigué(e) ou présentez des vertiges.
- En cas de diabète ou de toute autre maladie, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Les femmes enceintes doivent prendre les précautions d'usage et tenir compte de leur propre résistance. Il convient d'en parler au médecin traitant le cas échéant.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque la zone d'application est enflée, présente des brûlures, des inflammations, des éruptions cutanées, des blessures ou toute sensibilisation.
- Le traitement doit être agréable. Si vous ressentez des douleurs ou bien si l'application est désagréable, il convient d'interrompre et de prendre conseil auprès de votre médecin.

## avant utilisation

**AVERTISSEMENT**  
Risque d'infection dû au nébuliseur sale ! Avant toute utilisation, respectez les mesures d'hygiène générales (par ex. lavage soigneux des mains) et assurez-vous que le nébuliseur est nettoyé et désinfecté selon les instructions données dans « Nettoyage et entretien » avant la première et après chaque utilisation !

- Désinfectez toutes les parties du kit nébuliseur, y compris l'embout buccal et le masque avant la première utilisation, puis après chaque utilisation ainsi qu'en cas d'utilisation prolongée, voir remarque sous « Nettoyage et entretien ».
- Après désinfection, toutes les pièces du nébuliseur doivent être rincées sous l'eau claire et portée à ébullition.
- Avant toute utilisation, contrôlez le boîtier, le cordon d'alimentation, la prise secteur, le flexible à air ⑯ et les ouvertures de raccordement du flexible ① et ⑯ quant à leur intégrité et vérifiez si l'appareil fonctionne normalement.
- Si l'appareil est visiblement endommagé ou si vous supposez un défaut, l'inhalateur ne doit pas être mis en service. Retirez immédiatement la prise secteur de la prise murale et contactez le service après-vente.
- Avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur, veuillez à la conformité de votre tension secteur avec celle indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil. N'utilisez pas de prise multiple ou de rallonge.
- Ne remplissez jamais le réservoir du nébuliseur avec plus de 10 ml de liquide approprié pour l'inhalation.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées avant d'utiliser l'appareil.
- Assurez-vous que le filtre à air ② est propre. Si le filtre à air présentait une altération de sa couleur ou s'il était utilisé depuis plus de 2 mois, il convient de le remplacer. Assurez-vous qu'il est correctement installé.
- Pour éviter le débranchement du flexible à air ⑯ pendant le fonctionnement, assurez-vous qu'il est bien raccordé aux raccords correspondants ① et ⑯ sur l'appareil et sur l'unité de nébulisation. Le cas échéant, le flexible peut être légèrement tourné lors du raccordement.

## pendant l'utilisation

- Lors de chaque utilisation, utilisez exclusivement de l'aérosol médical frais.
- Ne bloquez jamais les ouvertures de la partie supérieure du nébuliseur ⑦.
- Utilisez le nébuliseur si possible en position verticale. Ne le secouez pas pendant l'utilisation.
- Le fonctionnement du compresseur engendre une vibration et l'apparition de bruits pendant le fonctionnement. Cet état est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- après l'utilisation
  - Ne séchez jamais l'appareil avec un four à micro-ondes ou avec un séche-cheveux.
  - Entreposez l'appareil et toutes les pièces exclusivement dans un état sec et vide dans un endroit sec et propre.
  - Après le traitement d'inhalation, les éventuels résidus d'aérosol médical doivent être éliminés. Toutes les pièces doivent être nettoyées et désinfectées avec soin, voir chapitre « Nettoyage et entretien ».
  - N'entreposez pas l'appareil avec une flexible à air ⑯ plié ou torsadé.

## Éléments fournis et emballage

Veuillez vérifier si l'appareil est au complet et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne faites pas fonctionner l'appareil et renvoyez à un point de service après-vente. La fourniture comprend:

- 1 Inhalateur medisana IN 550 avec une unité nébuliseur et un flexible à air, 1 embout buccal, 1 adaptateur nasal pour adultes, 1 adaptateur nasal pour enfants, 1 masque adultes et 1 masque enfants
- 5 filtres à air de rechange - 2 têtes de nébulisation supplémentaires (rouge et jaune) - 2 fusibles de rechange
- 1 Mode d'emploi

Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés afin de récupérer les matières premières. Respectez les règles de protection de l'environnement lorsque vous jetez les emballages dont vous n'avez plus besoin. Si vous remuezz lors du déballage un dommage survenu durant le transport, contactez immédiatement votre revendeur.

**AVERTISSEMENT**  
Veillez à garder les films d'emballage hors de portée des enfants. Ils risqueraient de s'étouffer!

## Préparer l'inhalation

**AVERTISSEMENT**  
Nettoyez et désinfectez le kit nébuliseur comme décrit dans « Nettoyage et entretien » pour éviter une éventuelle infection par des pièces sales! En outre, toutes les mesures d'hygiène générales comme la désinfection des mains, une manipulation hygiénique des médicaments etc. doivent être respectées.


## REMARQUE

**i** Avant le début du traitement, consultez votre médecin pour la durée, le dosage et la fréquence du traitement. En fonction de l'objectif du traitement (par ex. traitement des poumons = application avec embout buccal ou traitement du naso-pharynx = application avec masque), choisissez le type d'utilisation. À cet effet, consultez également votre médecin.

1. Tournez la partie supérieure du nébuliseur ⑯ dans le sens antihoraire et retirez le réservoir du nébuliseur ⑯.
2. Placez la tête du diffuseur ⑯ sur la tubulure ⑯.

## REMARQUE

**i** 2 têtes de nébulisation supplémentaires sont incluses dans le contenu de la livraison. Vous avez ainsi la possibilité de placer l'une des 3 têtes (bleue, rouge ou jaune) sur la buse, ce qui permet une application encore plus ciblée. Les particules d'environ 4,5 à 6,0 µm (tête de nébulisation rouge) sont particulièrement adaptées à une utilisation dans la bouche et la gorge, par exemple en cas de laryngite. Les particules d'environ 3,5 à 4,5 µm (bleue) sont plus adaptées aux voies respiratoires et aux poumons supérieurs, par exemple en cas de bronchite, et les particules plus petites d'environ 3,0 à 4,0 µm (jaune) sont idéales pour une utilisation en profondeur dans les poumons, par exemple en cas d'asthme. Demandez à votre médecin quelle taille de particule est la plus adaptée à votre situation personnelle.



3. Remplissez le réservoir du nébuliseur ⑯ avec la solution pour inhalation dans la quantité indiquée par le médecin ou le fabricant (minimum 2 ml et maximum 10 ml). Si vous avez trop rempli le réservoir, videz le réservoir et nettoyez l'unité du nébuliseur comme indiqué au point « Nettoyage et entretien ».
4. Fixez la partie supérieure ⑯ en tournant le réservoir ⑯ dans le sens horaire jusqu'à ce que le raccord soit fixe.
- 5a. Placez ensuite l'embout buccal ⑯ ou l'adaptateur nasal ⑯ ou ⑯ avec le connecteur pour l'embout buccal et l'adaptateur nasal ⑯ sur la partie supérieure du nébuliseur. Pour cela, placez le connecteur ⑯ avec le côté court sur le dessous de la partie supérieure du nébuliseur ⑯ puis l'embout buccal ⑯ ou l'adaptateur nasal ⑯ ou ⑯ du côté court du connecteur ⑯.
- 5b. Vous pouvez également utiliser le masque pour adultes ou enfants ⑯ ou ⑯ pour l'inhalation. Pour cela, vous avez besoin du connecteur pour le masque à la place du connecteur ⑯. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt soit sur la position arrêt ⑯ („O“) et branchez la prise. Placez l'extrémité du flexible à air ⑯ dans le raccord pour le tube à air du nébuliseur ⑯.

## REMARQUES

- Assurez-vous que toutes les pièces sont fermement assemblées entre elles. Les raccords du flexible doivent être fermement insérés dans l'entrée d'air du compresseur et le kit nébuliseur.
- Veillez à ne pas renverser de solution d'inhalation.
- Utilisez le support du nébuliseur ⑯ pour le stockage provisoire du kit nébuliseur.

## Procéder aux inhalations - Placez-vous dans une position verticale.

- a) Inhalation avec embout buccal: Fermez vos lèvres autour de l'embout ⑯. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche / arrêt ⑯ („I“). Le nébuliseur fait apparaître un brouillard visible (aérosol). Aspirez lentement et profondément par la bouche et expirez par le nez. Si vous désirez faire une pause, interrompez le traitement brièvement et retirez l'embout ⑯ de votre bouche. Amez à nouveau l'appareil au niveau de votre bouche (refermez bien vos lèvres sur l'embout) et inspirez et expirez lentement.

- b) Inhalation avec le masque ou l'adaptateur nasal: L'emballage contient un embout buccal ⑯, un masque pour enfants ⑯, un masque pour adultes ⑯ et un adaptateur nasal ⑯ et ⑯. Ces accessoires permettent d'inhaler l'aérosol par le nez ce qui permet une utilisation plus ciblée pour les voies respiratoires supérieures. Cette utilisation est plus agréable pour les enfants. Masque: Pressez légèrement le masque sur le nez. Le masque doit bien entourer le nez, sans toutefois le comprimer.


Adaptateur nasal: Insérez avec précaution les deux barres transversales dans les ouvertures nasales et maintenez-les à ce endroit pendant l'inhalation. Branchez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt ⑯ („I“). Le nébuliseur fait apparaître un brouillard visible (aérosol). Inspirez lentement et profondément par le nez. Expirez ensuite lentement.

## REMARQUES

- Tenez le nébuliseur le plus vertical possible. Une faible inclinaison n'influence pas l'application grâce au dispositif anti-débordements, mais afin de garantir un bon fonctionnement lors de l'inhalation, n'inclinez pas l'inhalateur à plus de 45 °.
- Si vous désirez renforcer l'effet du traitement, vous pouvez retenir votre respiration après avoir aspiré, mais cela n'est pas décisif concernant le succès de la thérapie. L'essentiel est de rester calme et décontracté et de respirer régulièrement. N'inhaliez pas trop vite. Si vous désirez faire une pause, interrompez le traitement brièvement.

## AVERTISSEMENT

- L'utilisation ne devrait pas dépasser 20 minutes. Si le compresseur est utilisé plus longtemps, il existe un ris



## Dispositivo y elementos de control

## Unidad de compresor

- ① Conexión del equipo para la manguera de aire
- ② Filtro de aire (con cubierta)
- ③ Interruptor on/off
- ④ Asa soporte
- ⑤ Bloqueo para la tapa del compartimento de almacenamiento
- ⑥ Compartimento de almacenamiento
- ⑦ Ranuras de ventilación
- ⑧ Tapa para el compartimento para el cable
- ⑨ Tapa para el compartimento de almacenamiento

## Juego de nebulizador

- ⑩ Conexión del nebulizador para la manguera de aire
- ⑪ Tanque del nebulizador
- ⑫ Apoyos
- ⑬ Cabezal pulverizador (azul, tamaño de partícula 3,5-4,5 µm)
- ⑭ Parte superior del nebulizador
- ⑮ Pieza de conexión para la boquilla y adaptador nasal
- ⑯ Tubo de aire
- ⑰ Mascarilla para adultos con pieza de conexión para la mascarilla
- ⑱ Mascarilla para niños con pieza de conexión para la mascarilla
- ⑲ Adaptador nasal para adultos
- ⑳ Adaptador nasal para niños
- ㉑ Boquilla
- ㉒ Filtro de aire de repuesto
- ㉓ Seguro de repuesto
- ㉔ Cabezal pulverizador (rojo, tamaño de partícula 4,5 - 6,0 µm)
- ㉕ Cabezal pulverizador (amarillo, tamaño de partícula 3,0 - 4,0 µm)

## Legenda

Estas instrucciones forman parte de este aparato.  
Contienen información importante relativa a la puesta en funcionamiento y manejo. Lea estas instrucciones en su totalidad. Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.

**ADVERTENCIA**  
Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.

**ATENCIÓN**  
Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.

**NOTA**  
Estas indicaciones le ofrecen información adicional que resultará útil para la instalación y para el funcionamiento.

Clasificación del aparato:  
Tipo BF

Clase de protección II

LOT Número de LOTE

Fabricante

**Uso previsto**  
• El inhalador IN 550 medisana ha sido creado para la terapia inhalatoria oral o nasal en los hogares privados. El equipo solo puede ser usado por pacientes que se han familiarizado exhaustivamente con el funcionamiento del equipo y a quienes el médico o el farmacéutico le han recetado o recomendado el medicamento líquido.

• El usuario tiene que haber leído estas instrucciones de uso, haber comprendido su contenido y el manejo del dispositivo.

• Tenga en cuenta siempre los datos del prospecto de la medicación inhalada y siga las instrucciones de su médico o farmacéutico.

**Contraindicaciones**  
• El inhalador IN 550 medisana solo lo podrán utilizar personas que puedan respirar por sí mismas y que estén conscientes.

• El equipo no será adecuado para usuarios que respiren a través de un orificio perforado en la tráquea (tracheotomía).

**ES ¡NOTAS IMPORTANTES! ¡CONSERVAR SIN FALTA!**  
Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.



## Indicaciones de seguridad

- Utilice el aparato exclusivamente según su determinación descrita en el manual de instrucciones. La garantía pierde validez en caso de usar el aparato para fines distintos a los aquí indicados.
- Cualquier otro empleo distinto al descrito se considerará no adecuado y peligroso. En caso de un empleo distinto al previsto el usuario deberá asumir la responsabilidad sobre el funcionamiento seguro del equipo.
- La duración de cada aplicación no deberá superar los 20 minutos.
- Sólo utilice piezas de recambio y piezas adicionales del fabricante.
- Empíe en la terapia solo medicamentos adecuados para la terapia de inhalación (líquidos). Antes de iniciar la terapia con el equipo, hable con su médico o farmacéutico acerca de la duración de la aplicación, la dosificación, la frecuencia de aplicación y la selección del medicamento.
- No emplee agua pura para la nebulización.
- Este aparato no está concebido para ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidad física, sensorial o psíquica disminuida o que no tengan la experiencia ni los conocimientos necesarios para usarlo, a no ser que sean vigilados por una persona responsable de su seguridad que les dé instrucciones de cómo manejarlo.
- Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no utilicen el aparato como juguete.
- Existe el riesgo de ingerir las piezas pequeñas, por ejemplo, el filtro de aire. Por tanto, deberá almacenar y guardar todas las piezas pequeñas para que no estén al alcance de los niños.
- No emplee ni almacene el equipo en un lugar donde pueda estar expuesto a vapores venenosos o sustancias volátiles.
- No emplee el equipo cerca de mezclas de anestésicos inflamables con el aire o el oxígeno.
- Evite el contacto con objetos afilados o puntiagudos.
- Las ranuras de ventilación ⑦ del equipo deben estar siempre despejadas. No coloque el equipo en lugares en los que se puedan obstruir las rejillas de aire y no coloque objetos sobre el equipo (por ejemplo, trapos, mantas, etc.).
- No bloquee nunca la cubierta del filtro de aire ②.
- No introduzca objetos ni partes del cuerpo (como los dedos) en el interior del equipo.
- El equipo no se puede emplear sobre una moqueta o en entornos con mucho polvo (por ejemplo, debajo de la cama).
- El nebulizador no es apropiado para su uso en inaladores anestésicos o en sistemas de ventilación pulmonar.
- No utilice el aparato nunca en la bañera o en la ducha.
- No emplee el equipo en entornos a más de 40°C de temperatura ambiente.
- No deje nunca el aparato al aire libre ni en entornos húmedos. Este aparato no es impermeable.
- Deberá emplear y almacenar el equipo solo en lugares donde se pueda garantizar su estabilidad y evitar que se caiga. Las personas u objetos que se encuentren debajo podrían lesionarse o romperse.
- No emplee el equipo cerca de emisores electromagnéticos de alta frecuencia.
- No toque nunca el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No ponga el equipo en funcionamiento con un cable o enchufe defectuoso.
- El equipo puede desconectarse totalmente del suministro de corriente sacando el enchufe de la toma.
- Las mangüeras y tuberías del dispositivo tienen que ser tendidas de forma que no representen ningún peligro de tropezón, que no se doblen y se excluya el riesgo de estrangulamiento.
- No tire del cable sobre bordes afilados, no lo aprioste y no lo emplee cerca de fuentes de calor.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, saque el cable del enchufe:
  - en caso de averías durante el uso
  - tras cada uso i
  - antes de cada limpieza y cuidado.
- No enrolle el cable de alimentación en el equipo.
- Si el cable de red estuviese dañado solamente puede ser sustituido por medisana, por un distribuidor oficial autorizado o por una persona que disponga de la cualificación correspondiente.
- Asegúrese de que no entre agua en el interior del equipo. Si el equipo entra en contacto con la humedad, saque inmediatamente el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio.
- Nunca coloque el equipo bajo el grifo para limpiarlo.
- En caso de desperfecto, no trate de reparar el aparato usted mismo. Envíe a reparar el aparato exclusivamente a los centros de servicio autorizados.
- No transporte el nebulizador ni lo deje sin vigilancia mientras haya medicamentos en aerosol dentro del depósito del nebulizador.
- Evite las sacudidas del equipo y tenga cuidado de que no se caiga.
- No emplee el equipo para animales.
- Nunca emplee el equipo si se encuentra cansado o mareado.
- En caso de estar enfermo de diabetes, o padecer alguna otra enfermedad, debe consultar a su médico antes de emplear el aparato.
- Las mujeres embarazadas deben tomar las medidas de precaución necesarias y considerar su capacidad de resistencia individual. En caso dado deben consultar a su médico.
- No utilice el aparato si el área de aplicación presenta hinchazones, quemaduras, rojeces, erupciones cutáneas, heridas o se trata de una piel especialmente delicada.
- El uso del aparato debe producir una sensación agradable. En caso de experimentar dolor o una sensación desagradable, interrumpa la utilización y consulte a su médico.

## antes del uso

**ADVERTENCIA**

Existe el riesgo de infecciones si el nebulizador no está limpio. Antes de cada empleo, respete las medidas de higiene generales (por ejemplo, lavarse las manos en profundidad) y asegúrese de limpiar el nebulizador conforme a las indicaciones del apartado „Limpieza y cuidado“ antes de cada uso.

- Desinfecte todas las piezas del juego de nebulizador, incluida la boquilla y la máscara, antes del primer uso y después de cada uso, así como en períodos de inactividad prolongados; vea las indicaciones de „Limpieza y cuidado“.
- Tras la desinfección, se deben enjuagar todas las piezas del nebulizador con agua limpia y hervida.
- Controle antes de cada uso que la carcasa, el cable de alimentación, el enchufe, la manguera de aire ⑯ y los orificios de conexión ① / ⑩ de la manguera funcionen correctamente.
- Si el equipo resulta dañado o detecta un defecto, no podrá emplear el inhalador. Deberá retirar inmediatamente el cable del enchufe y ponerse en contacto con el centro de servicio.
- Antes de conectar el equipo a la alimentación, deberá comprobar que la tensión de alimentación indicada en la placa de características coincida con la de la red. No emplee cables de alimentación ni enchufes multiplicadores.
- No rellene nunca el tanque del nebulizador con más de 10 ml de líquido de inhalación adecuado.
- Asegúrese de que las piezas estén bien encajadas antes de emplear el equipo.
- Asegúrese de que el filtro de aire ② esté limpio. Si el filtro de aire cambia de color o se lleva empleando desde hace más de 2 meses, deberá sustituirse. Asegúrese de que quede bien montado.

- Para evitar que se suelte la manguera de aire durante el funcionamiento, asegúrese de introducir las conexiones correspondientes ① / ⑩ en el equipo y en la unidad del nebulizador. En caso necesario podrá girar ligeramente la manguera al conectarla.
- durante el empleo**
  - Emplee siempre medicamentos en aerosol en buen estado.
  - No bloquee nunca los orificios de la parte superior del nebulizador ⑩.
  - Emplee el nebulizador a ser posible en posición vertical. No lo agite durante el empleo.
  - Durante el funcionamiento, el compresor provoca una vibración y genera ruidos. Se trata de algo normal y no implica un problema de funcionamiento.

**trás el empleo**

- Nunca saque el equipo en el microondas ni en el horno.
- Almacene el equipo y todas sus piezas tras de secarlas y vaciarlas completamente y en un lugar seco y limpio.
- Tras la inhalación, se deben retirar los posibles restos de aerosol. Todas las piezas se deberán limpiar y desinfectar en profundidad; vea el capítulo „Limpieza y cuidado“.
- No guarde el equipo con la manguera de aire ⑯ plegada ni dobrada.

## Volumen de suministros y embalaje

Compruebe primero si el aparato está completo y si no presenta daño alguno. En caso de dudas, no ponga el aparato en funcionamiento y diríjase a su proveedor o punto de atención al cliente. El volumen de entrega comprende:

- 1 Inhalador medisana IN 550 con kit de nebulizador y tubo de aire, 1 boquilla, 1 adaptador nasal para adultos, 1 adaptador nasal para niños, 1 mascarilla para adultos y 1 mascarilla para niños
- 5 filtros de aire de repuesto - 2 cabezales nebulizadores adicionales (rojo y amarillo) - 2 fusibles de repuesto
- 1 Instrucciones de uso

El embalaje es reutilizable o puede reciclarse. Deshágase del material de embalaje que no se necesita, siguiendo las normas pertinentes. Si al desembalar observara algún daño causado durante el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el comerciante.

**ADVERTENCIA**

¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no caigan en manos de niños!  
¡Existe el peligro de asfixia!

## Preparación para la inhalación

**ADVERTENCIA**

Limpie y desinfecte el juego de nebulizador como se describe en „Limpieza y cuidado“ para evitar una posible infección por suciedad en las piezas. Además, se deberán cumplir todas las medidas de higiene generales como la desinfección de las manos, el manejo higiénico de los medicamentos, etc.

**NOTA**

¡Antes de iniciar la terapia, consulte con su médico acerca de la duración del tratamiento, la dosificación y la frecuencia de utilización. Según sea el objetivo de la terapia (por ejemplo, tratamiento de los pulmones = aplicación con boquilla o tratamiento de gargantas = aplicación con máscara) debe adoptarse una clase de aplicación distinta. Consultelo con su médico.

1. Gire la parte superior del nebulizador ⑯ en sentido antihorario y extrágalo del tanque del nebulizador ⑯.
2. Coloque el cabezal pulverizador ⑯ sobre el soporte ⑯.

**NOTA**

El volumen de entrega incluye dos cabezales nebulizadores adicionales. Esto le da la opción de colocar uno de los tres cabezales (azul, rojo o amarillo) en la boquilla, lo que permite una aplicación aún más específica. Los tamaños de partícula de aprox. 4,5 a 6,0 µm (cabezal nebulizador rojo) son especialmente adecuados para su uso en la zona de la boca y la garganta, por ejemplo, en caso de laringitis. Los tamaños de partícula de aprox. 3,5 a 4,5 µm (cabezal nebulizador azul) son más adecuados para las vías respiratorias y la parte superior del pulmón, por ejemplo, para la bronquitis, y los tamaños de partícula más pequeños de aprox. 3,0 a 4,0 µm (cabezal nebulizador amarillo) son ideales para la parte profunda de los pulmones, por ejemplo, para el asma. Consulte a su médico qué tamaño de partícula es el más adecuado para su situación personal.

3. Rellene el tanque del nebulizador ⑯ con la cantidad de solución medicamentosa indicada por el médico o por el fabricante (contenido mínimo 2 ml y máximo 10 ml). Si hubiese demasiado contenido en el tanque vacíelo y límpie el kit del nebulizador tal como se indica en „Limpieza y cuidado“.
4. Fije la parte superior del nebulizador ⑯ girándola en sentido horario en el tanque del nebulizador ⑯, hasta que esté bien asentada.
- 5a. Engárcese después en la parte superior del nebulizador o bien la boquilla ⑯ o el adaptador nasal ⑯ con la pieza de conexión para la boquilla o el adaptador nasal ⑯. Para realizar la conexión pase la pieza de conexión ⑯ con la parte de conexión para la boquilla o el adaptador nasal ⑯ y el adaptador nasal ⑯ (⑯ o ⑯) en la parte más corta de la pieza de conexión ⑯.

- 5b. Alternativamente puede usar la mascarilla para adultos o la de niños ⑯ o ⑯ para inhalar. Para ello debe utilizar en lugar de la pieza de conexión ⑯ la pieza de conexión para la mascarilla. Asegúrese de que el interruptor on/off ⑯ esté en la posición de apagado („O“) e introduzca el cable del equipo en el enchufe. Coloque un extremo del tubo de aire ⑯ fijándolo en la conexión para el tubo de aire ⑯ del compresor. El otro extremo debe colocarlo en la conexión para el tubo de aire ⑯ del kit del nebulizador.

**NOTA**

¡Asegúrese de que todas las piezas estén unidas entre sí. Las conexiones de manguera deben estar bien fijadas en la salida de aire del compresor y en el juego de nebulizador.  
- Asegúrese de no derramar la solución de inhalación.  
- Empiece el soporte del nebulizador ⑯ para almacenar el juego de nebulizador de forma temporal.

## Cómo realizar la inhalación - Siéntese en posición recta.

- a) Inhalación con la boquilla:  
Envuelva la boquilla ⑯ completamente con los labios. Conecte el aparato pulsando el interruptor On / Off ⑯ („I“). El nebulizador crea una niebla visible (aerosol). Ahora aspire lenta y profundamente a través de la boca y espire por la nariz. Si desea hacer una pausa interrumpe la aplicación brevemente y saque la boquilla ⑯ de la boca. Vuelva a ponerse en la boca (los labios deben rodearla de forma hermética) y siga inspirar y espirar lentamente.
- b) Inhalación con la máscara o el adaptador para la nariz:  
Además de la boquilla ⑯ se suministran también una mascarilla infantil ⑯, una mascarilla para adultos ⑯, y adaptadores nasales ⑯ y ⑯. Con ellos se puede inhalar el aerosol por la nariz, lo que permite realizar la terapia para las vías respiratorias superiores. Esta aplicación se la que prefieren los niños. **Máscara:** Mantenga la máscara ligeramente presionada sobre la nariz. La máscara debe cubrir toda la nariz sin apretar. **Adaptador para la nariz:** introduzca ambas trabillas con cuidado en los orificios nasales y manténgalas colocadas durante la inhalación.

Conecte el equipo mediante el interruptor On/Off ⑯ („I“). El nebulizador crea una niebla visible (aerosol). Inspire lenta y profundaamente por la nariz. Expire después lentamente.

**NOTA**

- Debe mantener el nebulizador en vertical, sin inclinarlo. Sin embargo una posición levemente inclinada del mismo no afecta la aplicación (seguridad contra rebosamiento). Para obtener una capacidad de funcionamiento total observe durante la inhalación que el aparato no esté volteado en más de 45° en cada caso.
- Usted puede mejorar el efecto de la terapia si retiene el aire brevemente tras la inspiración. Esto no significa sin embargo que sea necesario para obtener buenos resultados con la terapia en general. Lo más importante es que usted esté tranquilo y relajado mientras aspira y espira aire regularmente. No inhale demasiado deprisa. Si desea hacer una pausa interrumpa la aplicación brevemente.

**ADVERTENCIA**

- Una aplicación no debería durar más de 20 minutos. Si el compresor funciona durante más tiempo corre peligro de sobrecalentarse y con ello malfuncionamiento. Después de ser usado el equipo debería enfriar durante como mínimo 40 minutos.
- Evite cubrir o bloquear la rejilla de ventilación y del filtro de aire.

**Cómo finalizar la inhalación:** Desconecte el aparato tras la aplicación pulsando el interruptor On / Off ⑯ („O“), incluso, aunque no haya gastado toda la cantidad de líquido de inhalación. Elimine los restos del líquido de inhalación. No lo vuelva a utilizar. Limpie el aparato inmediatamente después de cada aplicación (Véase también „Limpieza y cuidado“.)

**NOTA**


- En la utilización de la máscara queda una cantidad mayor de aerosol en la mucosa de la cavidad nasofaringea que en la aplicación con la boquilla.
- Después de llevar cierto tiempo usando la boquilla pudiera ser que se acumulen gotas del disolvente en el tubo de unión de la boquilla. Pero eso no influye en el correcto funcionamiento del equipo. Saque las gotas usando un paño tras terminar el tratamiento.

## Limpieza y cuidado

Realice los siguientes pasos para limpiar y desinfectar el equipo antes del primer uso, tras cada empleo o en caso de no utilizarlo durante mucho tiempo (aprox. 4 semanas).

**Limpieza**

1. Desconecte el equipo y saque el enchufe de la toma.
2. Separe la manguera de aire ⑯ de la unidad del nebulizador y desmonte el nebulizador en piezas individuales. Elimine los restos de medicamento que haya en el depósito del nebulizador.

**Apparecchio ed elementi per la regolazione****Compressore**

- 1 Connettore apparecchio per il tubo flessibile dell'aria
- 2 Filtro dell'aria (con copertura)
- 3 Interruttore on/off
- 4 Staffa di supporto
- 5 Chiusura del coperchio del vano portaoggetti
- 6 Vano portaoggetti
- 7 Fessure di ventilazione
- 8 Sostegno per nebulizzatore
- 9 Coperchio del vano del cavo di alimentazione
- 10 Coperchio del vano portaoggetti

**Kit nebulizzatore :** 11 Connettore nebulizzatore per il tubo flessibile dell'aria 12 Serbatoio del nebulizzatore 13 Morsetto 14 Testa del nebulizzatore (blu, dimensione delle particelle 3,5 - 4,5 µm) 15 Parte superiore del nebulizzatore 16 Connettore per boccaglio e forcella nasale 17 Tubo flessibile per l'aria 18 Mascherina per adulti con connettore per la mascherina 19 Mascherina per bambini con connettore per la mascherina 20 Forcella nasale per adulti 21 Boccaglio 22 Filtro d'aria di ricambio 23 Fusibili di ricambio 24 Testa del nebulizzatore (rosso, dimensione delle particelle 4,5 - 6,0 µm) 25 Testa del nebulizzatore (giallo, dimensione delle particelle 3,0 - 4,0 µm)

**Spiegazione dei simboli**

Queste istruzioni per l'uso si riferiscono a questo apparecchio. Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'uso. Leggere interamente queste istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.



**AVVERTENZA**  
Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.



**ATTENZIONE**  
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.



**NOTA**  
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'installazione o al funzionamento.

**Classifica dell'apparecchio:** Type BF

**Classe di protezione II**

**LOT** Numero LOT

**Produttore**

**Data di produzione**

**Uso previsto**

- L'inhalatore medisana IN 550 è indicato per la terapia inalatoria orale o nasale domiciliare con farmaci per uso inalatorio. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da pazienti che ne conoscono il modo approfondito il funzionamento e che utilizzano un farmaco in forma liquida prescritto, o consigliato, dal proprio medico o farmacista.
- Leggere attentamente e completamente il presente manuale d'uso, accertandosi di averne compreso a fondo i contenuti; quindi procedere all'uso dell'apparecchio.
- Rispettare sempre le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo dei farmaci da inalare o seguire le istruzioni del proprio medico o del farmacista di fiducia.

**Controindicazioni**

- L'inhalatore medisana IN 550 deve essere utilizzato esclusivamente da persone che respirano autonomamente e sono coscienti.
- L'apparecchio non è indicato ai soggetti che respirano grazie all'apertura della trachea praticata mediante intervento chirurgico (tracheostomia).

## IT

**NOTE IMPORTANTI! CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA!**  
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.

**Norme di sicurezza**

- Utilizzare l'apparecchio solo per ciò per cui è stato progettato seguendo le istruzioni per l'uso. In caso di uso diverso da quello previsto decade il diritto alla garanzia.
- Qualunque tipo di utilizzo diverso da quelli descritti in questo manuale è da considerare improprio e, pertanto, pericoloso. L'utente è responsabile per la sicurezza nel caso in cui l'apparecchio non venga utilizzato conformemente allo scopo per il quale è stato progettato.
- La durata massima di ciascun trattamento: 20 minuti.
- Utilizzare unicamente componenti aggiuntivi e pezzi di ricambio del produttore.
- Utilizzare esclusivamente farmaci per terapia aerosolica, in forma liquida. Prima di iniziare la terapia aerosolica consultare il proprio medico curante o il farmacista di fiducia riguardo alla durata e alla frequenza del trattamento, al dosaggio e al farmaco da utilizzare.
- Per la nebulizzazione, non utilizzare acqua pura.
- Questo apparecchio non deve essere mai maneggiato da bambini, né utilizzato da persone con discapacità fisiche, sensoriali o intellettive o con esperienza insufficiente e/o carenza di competenze sempre che, per la loro incolumità, non vengano assistiti da una persona competente o non vengano adeguatamente istruiti su come impiegare l'apparecchio.
- Assicurarsi e controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Le parti di piccole dimensioni, come ad es. il filtro dell'aria, possono essere ingoiati; pertanto devono essere riposte o smaltite in luoghi non accessibili ai bambini.
- Non utilizzare né conservare l'apparecchio in luoghi in cui sia esposto a vapori velenosi o a sostanze volatili.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di miscele combustibili di sostanze anestetiche con aria e ossigeno.
- Evitare di toccare l'apparecchio con oggetti appuntiti o affilati.
- Mantenere sempre libere le fessure di ventilazione 7 dell'apparecchio. Non posizionare l'apparecchio in luoghi dove le fessure d'aerazione possano essere ostruite; non appoggiare alcun oggetto sull'apparecchio (ad es. asciugamani, tovagliie, ecc.).
- Non bloccare mai il coperchio del filtro dell'aria 2.
- Non introdurre all'interno dell'apparecchio oggetti o parti del corpo (dita, ecc.).
- Non mettere in funzione il compressore quando si trova su tappeti o in luoghi particolarmente polverosi come, ad esempio, sotto il letto.
- Il nebulizzatore non è adatto per l'applicazione in sistemi di respirazione per l'anestesia e sistemi per la ventilazione polmonare.
- Non utilizzare mai l'apparecchio mentre fate il bagno o la doccia.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti la cui temperatura ambiente sia superiore a 40°C.
- Non tenere l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi. L'apparecchio non è a tenuta stagna.
- Riporre e utilizzare l'apparecchio per inalazioni in un posto sicuro dal quale non possa cadere. Se l'apparecchio per inalazioni dovesse cadere, rappresenterebbe un pericolo per le persone e gli oggetti sottostanti.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di trasmettitori elettronici ad alta frequenza.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide o bagnate.
- Se il cavo di alimentazione o la spina sono visibilmente danneggiati oppure si sospetta un difetto, non utilizzare in alcun caso l'inhalatore.
- Togliere la spina dalla presa di corrente l'apparecchio può essere completamente staccato dall'erogazione di corrente.
- I tubi e le condotte dell'apparecchio devono essere posati in modo tale da escludere qualsiasi pericolo di caduta e qualsiasi rischio di strangolamento.
- Non tendere o fissare il cavo di alimentazione contro bordi affilati; non fissarlo con morsetti né utilizzarlo in prossimità di fonti di calore.
- Per impedire un pericolo di folgorazione, estrarre subito la spina dalla presa di corrente nei seguenti casi:
  - in caso di malfunzionamento durante l'utilizzo;
  - prima di ogni operazione di pulizia o manutenzione;
  - dopo ogni utilizzo.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da medisana, da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato per evitare qualsiasi tipo di pericolo.
- Prestare attenzione affinché l'acqua non penetri all'interno dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse a contatto con umidità, togliere immediatamente la spina e contattare il centro di assistenza tecnica.
- Non pulire l'apparecchio o il kit del nebulizzatore tenendolo sotto un getto di acqua corrente.
- In caso di difetti di funzionamento non cercate di riparare l'apparecchio. Fate riparare il Vostro apparecchio solo dalle sedi di assistenza autorizzate.
- Non trasportare il nebulizzatore e non lasciarlo mai incustodito qualora nel suo serbatoio vi sia ancora del nebulato medicinale.
- Impedire che l'apparecchio venga urtato o cada.
- Non idoneo al trattamento degli animali.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in caso di stanchezza o vertigini.
- In presenza di diabete o di altre malattie consultate il Vostro medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- Le donne in stato di gravidanza devono adottare le necessarie precauzioni, tenere conto della sensibilità individuale e consultare eventualmente il proprio medico.
- Non utilizzare l'apparecchio se la parte trattata presenta rigonfiamenti, ustioni, infiammazioni, eruzioni cutanee, ferite o punti delicati.
- Il trattamento deve essere piacevole. Se provate sensazioni dolorose o trovate spiacente il trattamento, sospendetelo e consultate il Vostro medico.

**prima dell'uso****AVVERTENZA**

**Il nebulizzatore sporco può provocare delle infezioni. Prima di ogni uso, rispettare le misure generali di igiene (ad es. lavarsi bene le mani) ed accertarsi che il nebulizzatore sia stato pulito e disinfezato secondo le indicazioni impartite nel cap. „Pulizia e manutenzione“ precedentemente al primo utilizzo; l'inhalatore deve anche essere pulito e disinfezato dopo ogni trattamento.**

- Disinfettare tutti i componenti del kit del nebulizzatore, boccaglio e maschera compresi, precedentemente al primo utilizzo, in seguito ripetere tale operazione dopo ciascun trattamento o in caso di inutilizzo prolungato (v. indicazioni al cap. „Pulizia e manutenzione“).
- Dopo la disinfezione, riasciacquare tutti i componenti del nebulizzatore con acqua pulita bollita.
- Prima di ogni trattamento verificare l'integrità dell'alloggiamento del compressore, del cavo di alimentazione, della spina, del tubo dell'aria 17 e delle aperture poste alle estremità dello stesso (1 e 11); accertarsi che l'apparecchio funzioni normalmente.
- Qualora l'apparecchio sia visibilmente danneggiato o qualora si sospetti un difetto, non mettere in funzione l'inhalatore. Togliere immediatamente la spina alla presa di corrente e contattare il centro di assistenza tecnica.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione di targa corrisponda a quella della corrente erogata. Non utilizzare una presa multipla né una prolunga.
- Riempire il serbatoio del nebulizzatore con non oltre 10 ml di liquido per inalazione idoneo.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutti i componenti siano stati correttamente assemblati.
- Accertarsi che il filtro dell'aria 2 sia pulito. Sostituire il filtro dell'aria, qualora abbia cambiato colore o sia in uso da più di 2 mesi, accertandosi del corretto montaggio.
- Per evitare il distacco del tubo dell'aria 17 durante quando l'apparecchio è in funzione, accertarsi che sia stato ben inserito all'attacco sull'apparecchio (1 e 11) e all'innesto sul nebulizzatore, eventualmente ruotandolo leggermente per inserirlo meglio sugli stessi.

**durante l'uso**

- Per ogni trattamento usare esclusivamente farmaco per terapia aerosolica fresco.
- Non bloccare mai le aperture della parte superiore del nebulizzatore (1).
- Utilizzare il nebulizzatore preferibilmente in posizione verticale; non scuotere durante il trattamento.
- Durante il funzionamento, le vibrazioni ed il rumore originati dal compressore sono normali e non indicano alcun guasto.
- Non asciugare mai l'apparecchio in un forno a microonde o con un asciugacapelli.
- Conservare l'apparecchio e tutti i suoi componenti ben asciutti e vuoti in un luogo asciutto e pulito.
- Terminato il trattamento aerosolico, gli eventuali residui del farmaco utilizzato devono essere eliminati. Tutti i componenti devono essere puliti a fondo e disinfezati, v. cap. „Pulizia e manutenzione“.
- Conservare l'apparecchio avendo cura che il tubo dell'aria 17 non sia ripiegato su se stesso o attorcigliato.

**Materiale in dotazione e imballaggio**

Verificare in primo luogo che l'apparecchio sia completo e che non vi siano segni di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al proprio centro di assistenza. Il materiale consegnato consta di:

- 1 inalatore medisana IN 550 con set di nebulizzazione e tubo flessibile per l'aria, 1 boccaglio, 1 forcella per adulti, 1 forcella per bambini, 1 mascherina per adulti e 1 mascherina per bambini
- 5 filtri d'aria di ricambio - 2 ulteriori testine nebulizzatrici (rossa e gialla) - 2 fusibili di ricambio
- 1 Istruzione per l'uso

Le confezioni sono riutilizzabili o possono essere riciclate. Smaltire il materiale d'imballaggio non più necessario in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di danneggiamenti dovuti al trasporto, mettersi immediatamente in contatto con il proprio rivenditore.

**AVVERTENZA**

**Assicurarsi che i sacchetti d'imballaggio non siano alla portata dei bambini.  
Pericolo di soffocamento!**

**Preparazione dell'inalazione****AVVERTENZA**

**Pulire e disinfezare il kit del nebulizzatore come descritto al cap. „Pulizia e manutenzione“ per evitare che i componenti sporchi provochino un'eventuale infezione. Osservare inoltre tutte le misure igieniche generali, quali la disinfezione delle mani, la manipolazione sterile dei farmaci, ecc.**

**NOTA**

**Consultare il proprio medico curante prima dell'inizio della terapia riguardo alla durata, al dosaggio e al trattamento. A seconda dello scopo terapeutico si dovrà selezionare il tipo di trattamento (ad es. cura di patologie a carico dei polmoni = trattamento mediante boccaglio; cura di patologie a carico della cavità rinofaringea = trattamento mediante maschera); chiedere al proprio medico curante un suggerimento su quale accessorio utilizzare.**

- 1 Girare la parte superiore del nebulizzatore 16 in senso antiorario e rimuoverla dal serbatoio 12.
- 2 Posizionare la testa del nebulizzatore 16 sul morsetto 10.

**NOTA**  
Nella fornitura sono comprese due ulteriori testine nebulizzatrici. Ha la possibilità di mettere una delle tre testine complessive (blu, rossa o gialla) sul boccaglione - ciò permette un'applicazione più mirata. Le particelle grandi da ca. 4,5 a 6,0 µm (testina nebulizzatrice rossa) sono particolarmente adatte per l'uso nella bocca e nella gola, per es. per la laringite. Le particelle grandi da ca. 3,5 a 4,5 µm (testina nebulizzatrice blu) sono più adatte per le vie respiratorie e la parte superiore del polmone, per es. in caso di bronchite, mentre le particelle più piccole da ca. 3,0 a 4,0 µm (testina nebulizzatrice gialla) sono ideali per l'uso in profondità nei polmoni, per es. in caso di asma. Domandarsi al suo medico quale dimensione delle particelle è la più adatta per la sua situazione.

- 3 Riempiere il serbatoio del nebulizzatore con la quantità di soluzione inalatoria consigliata dal medico o dal produttore (contenuto minimo 2 ml e massimo 10 ml) 12. In caso di riempimento eccessivo del serbatoio provvedere allo svuotamento dello stesso e alla pulizia del set di nebulizzazione come descritto al punto „Pulizia e Manutenzione“.
- 4 Collegare la parte superiore del nebulizzatore 16 al serbatoio 12 avvitandola in senso orario fin quando non è ben stretta.
- 5 Inserire quindi il boccaglio 2 oppure una forcella nasale (20 o 21) con il connettore per boccaglio e forcella 16 sulla parte superiore del nebulizzatore. Per fare ciò, inserire il connettore 16 con il lato lungo sul morsetto sulla parte superiore del nebulizzatore 16 e successivamente inserire il boccaglio 2 o la forcella nasale (20 o 21) sul lato corto del connettore 16.
- 6 In alternativa, è possibile utilizzare, per l'inalazione, la mascherina per adulti oppure quella per bambini (10 o 19). A tale scopo, è necessario utilizzare il connettore per mascherina al posto del connettore 16. Accertarsi che l'interruttore on/off 1 si trovi in posizione Off („O“) e che la spina elettrica sia inserita nella presa di corrente. Fissare un'estremità del tubo dell'aria 17 al connettore del tubo del compressore 1. Collegare l'altra estremità al connettore del tubo 11 del set del nebulizzatore.


**NOTE**  
- Accertarsi che tutti i componenti siano ben collegati l'uno all'altro. Il tubo deve essere ben inserito nell'attacco della mandata del compressore e nell'innesto del kit del nebulizzatore.  
- Fare attenzione a non versare la soluzione per inalazione.  
- Utilizzare il supporto per il nebulizzatore 8 per conservare temporaneamente il kit del nebulizzatore.

**Esecuzione dell'inalazione:** Sedete Vi tenendo una posizione il più eretta possibile.

- a) Inalazione con il boccaglio:** Circondate completamente con le labbra il boccaglio 2. Mettete in funzione l'apparecchio premendo il interruttore On/Off 1 („J“). Il nebulizzatore produce un nebulato visibile (aerosol). Ora inspirate lentamente e profondamente con la bocca ed espirate con il naso. Se desiderate fare una pausa, interrompete brevemente e togliere il boccaglio 2 dalla bocca. Rimetterlo di nuovo in bocca (le labbra devono sigillarlo) e inspirare e espirare di nuovo lentamente.
- b) Inalazione con maschera o forcella nasale:** Nella confezione sono contenuti, in alternativa al boccaglio 2, una mascherina per bambini 19, una mascherina per adulti 10 e forcelle nasal 20 e 21. In questo modo, l'aerosol può essere inspirato anche attraverso il naso, e ciò ne rende possibile l'impiego principalmente per le alte vie respiratorie. Tale impiego è particolarmente gradito ai bambini.

**Maschera:** Tenere la maschera leggermente pressata sul naso. La maschera deve aderire bene al naso ma senza comprimerlo. **Forcella nasale:** Avvicinare la forcella alle narici e tenerla in posizione per tutta la durata del trattamento. Accendere l'apparecchio premendo il interruttore On/Off 1 („I“). Il nebulizzatore produrrà un nebulato visibile (aerosol). Inspire lentamente e profondamente con il naso. Espirare subito dopo sempre lentamente.

**NOTE**  
- Si consiglia di tenere l'unità di nebulizzazione possibilmente in verticale. Una posizione leggermente inclinata non influisce sull'applicazione (protezione contro la fuoriuscita). Per avere la massima prestazione controllate durante l'inalazione di non inclinare oltre 45° in nessuna direzione l'apparecchio.  
- Potete aumentare l'efficacia della terapia se, dopo l'inspirazione, tratterrete brevemente il respiro. Non è però necessario per il successo generale del trattamento. L'importante è rimanere tranquilli mentre inspirate ed espirate regolarmente.



## Aparelho e elementos de comando

## Unidade compressor

- ① Conexão do aparelho para o tubo de ar
  - ② Filtro de ar (com cobertura)
  - ③ Interruptor de activação/desactivação
  - ④ Pega
  - ⑤ Bloqueio da tampa do espaço de arumo
  - ⑥ Espaço de arumo
  - ⑦ Fenda de ventilação
  - ⑧ Suporte do nebulizador
  - ⑨ Tampa do compartimento do cabo de rede
  - ⑩ Tampa do espaço de arumo
- Kit de nebulização**
- ⑪ Conexão do nebulizador para o tubo de ar
  - ⑫ Depósito do nebulizador
  - ⑬ Bocal
  - ⑭ Cabeça atomizadora (azul, tamanho de partícula 3,5-4,5 µm)
  - ⑮ Parte superior do nebulizador
  - ⑯ Peça de ligação para aplicador bucal e adaptador nasal
  - ⑰ Tubo de ar
  - ⑲ Máscara para adulto com peça de ligação
  - ⑳ Adaptador nasal para adultos
  - ㉑ Adaptador nasal para crianças
  - ㉒ Aplicador bucal
  - ㉓ Filtro de ar de substituição
  - ㉔ Fusíveis de substituição
  - ㉕ Cabeça atomizadora (vermelha, tamanho de partícula 4,5-6,0 µm)
  - ㉖ Cabeça atomizadora (amarela, tamanho de partícula 3,0-4,0 µm)

## Descrição dos símbolos

Este manual de instruções pertence a este aparelho. Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a operação. Leia completamente este manual de instruções. O incumprimento destas instruções pode causar lesões graves ou danos no aparelho.

**AVISO**  
Estas indicações de aviso têm de ser cumpridas para evitar possíveis lesões do utilizador.

**ATENÇÃO**  
Estas indicações têm de ser cumpridas para evitar possíveis danos no aparelho.

**NOTA**  
Estas notas fornecem informações adicionais úteis para a instalação ou a operação.

**Classificação do aparelho:** Manter seco

**Classe de protecção II** Corrente alternada

**LOT** Número de LOTE **SN** Número de série

**Fabricante** Data de produção

## Utilização correta

O inalador medisana IN 550 foi concebido para a terapia inalatória com aerosóis, destinando-se ao uso doméstico. O aparelho só pode ser utilizado por pacientes profundamente familiarizados com o funcionamento do mesmo e com um medicamento líquido prescrito ou recomendado pelo médico ou farmacêutico.

O utilizador tem de ler primeiro o presente manual de instruções, perceber o seu conteúdo e o manuseamento do aparelho.

Tenha sempre em atenção os dados constantes das informações que acompanham o medicamento para inalação e siga as instruções do seu médico ou farmacêutico.

## Contra-indicações

O inalador medisana IN 550 apenas pode ser utilizado por pessoas que sejam capazes de respirar de forma autónoma e estejam conscientes.

O aparelho não se destina a utilizadores que respirem através de uma abertura das vias respiratórias criada de forma operatória (traqueostomia).

## PT NOTAS IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA!

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.



## Avisos de segurança

- Utilize o aparelho apenas de acordo com as prescrições das instruções de utilização. Em caso de utilização não adequada, o direito à garantia perde a sua validade.
- Qualquer outra utilização que não seja a aqui descrita é inapropriada e deve ser classificada como perigosa. Em caso de uma utilização inadequada, a responsabilidade pelo funcionamento seguro passa para o utilizador.
- A duração de uma aplicação individual não pode ultrapassar os 20 minutos.
- Utilize apenas peças sobressalentes e suplementares originais do fabricante.
- Utilize apenas medicamentos adequados à terapia de inalação, no estado líquido. Antes de iniciar uma terapia com o aparelho, consulte o seu médico ou farmacêutico para saber a duração da aplicação, a dosagem, a frequência e a seleção dos medicamentos.
- Não utilize água pura para a nebulização.
- Este aparelho não é adequado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas limitadas ou falta de experiência e/ou conhecimentos, a não ser que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções como utilizar a máquina.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Peças pequenas, como por ex. filtros do ar, podem provocar asfixia. Por isso, guarde e eliminate todas as peças pequenas, mantendo-as fora do alcance das crianças.
- Não utilize nem guarde o aparelho em locais em que estejam expostos a vapores tóxicos ou a substâncias voláteis.
- Não coloque o aparelho em funcionamento perto de misturas de anestésicos, que sejam inflamáveis através do ar ou do oxigénio.
- Evite o contacto com objectos pontiagudos ou afiados.
- As ranhuras de ventilação do aparelho ⑦ têm de estar sempre desobstruídas. Não instale o aparelho em locais onde as ranhuras de ventilação possam ficar obstruídas e não coloque objectos sobre o aparelho (por ex. lenços, coberturas, etc.).
- Nunca bloquee a cobertura do filtro do ar ②.
- Não introduza objectos nem partes do corpo (dedos e similares) no interior do aparelho.
- O aparelho não pode ser colocado em funcionamento sobre pavimentos com alcatifa nem num ambiente com pó (como por ex. debaixo da cama).
- O nebulizador não é adequado para a aplicação em sistemas de anestesia por respiração ou para sistemas respiratórios.
- Não utilize o aparelho enquanto estiver na banheira ou no chuveiro.
- Não utilize o aparelho em áreas com uma temperatura ambiente superior a 40°C.
- Não guarde o aparelho no exterior ou em ambientes húmidos. O aparelho não é à prova de água.
- Coloque o aparelho em funcionamento e guarde-o apenas em locais onde está garantida a sua segurança e onde não possa cair a chão. Existem perigos de ferimentos e de danos, respetivamente, para os seres vivos e objectos que se encontrem por baixo do referido aparelho.
- Não coloque o aparelho em funcionamento perto de emissores eletromagnéticos de alta frequência.
- Nunca toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca coloque o aparelho em funcionamento com um cabo ou ficha elétrica com defeito.
- Ao puxar a ficha elétrica da tomada, o aparelho pode ser completamente desligado da corrente.
- Os tubos flexíveis e os cabos do aparelho têm de ser dispostos de modo a não haver perigo de tropeçar neles, não são dobrados, sendo ainda excluído o perigo de estrangulamento.
- Não puxe o cabo elétrico por cima de arestas afiadas; não o entale e não o utilize perto de fontes de calor.
- Por forma a evitar um choque elétrico, tire de imediato a ficha elétrica da tomada:
  - em caso de avarias durante a utilização
  - após cada utilização
  - antes de cada limpeza e manutenção.
- Não enrola o cabo elétrico à volta do aparelho.
- Se o cabo de rede estiver danificado, ele só poderá ser substituído pela medisana, por um agente especializado autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada.
- Tenha cuidado para que não entre água no interior do aparelho. Apesar disso, caso o aparelho chegue a entrar em contacto com a humidade, tire de imediato a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de assistência.
- Nunca coloque o aparelho ou o kit de nebulização debaixo de água corrente para efeitos de limpeza.
- Em caso de falhas, não reparar o aparelho pessoalmente. Envie o aparelho apenas para os centros de assistência autorizados para ser reparado. Não transporte o nebulizador e não o deixe sem vigilância, enquanto ainda se encontrar aeroisol com medicamento no reservatório do nebulizador.
- Evite agitar o aparelho e não o deixe cair.
- Não aplique o aparelho junto a animais.
- Nunca utilize o aparelho com cansaço ou torturas.
- No caso de diabetes ou outras doenças, consulte o seu médico de família antes de utilizar o aparelho.
- As grávidas devem cumprir as medidas de precaução necessárias e ter atenção à sua resistência pessoal, eventualmente, contacte o seu médico. Não utilize o aparelho se o local de aplicação apresentar inchados, queimaduras, inflamações, erupções cutâneas, feridas ou for muito sensível.
- O tratamento deve ser agradável. Se sentir dores ou se a aplicação for desagradável, interrompa o tratamento e consulte o seu médico.

## Antes da utilização

- AVISO**  
Perigo de infecção devido a nebulizador sujo! Antes de cada utilização, tenha em atenção as medidas gerais de higiene (por ex. lavar bem as mãos) e certifique-se de que o nebulizador é limpo e desinfetado em conformidade com as indicações do apresentadas no capítulo „Limpeza e cuidado“, antes da primeira e após cada utilização!
- Desinfete todas as peças do kit de nebulização, incluindo o bocal e a máscara, antes de ser utilizado pela primeira vez e, mais tarde, após cada utilização, assim como em caso de um período mais longo sem ser utilizado, veja as indicações no capítulo „Limpeza e manutenção“.
  - Após a desinfecção, todas as peças do nebulizador têm de ser enxaguadas em água limpa e fervida.
  - Antes de cada aplicação, examine a caixa, o cabo e a ficha elétrica, o tubo flexível do ar ⑦ e as aberturas da ligação deste, relativamente à sua integridade ① / ⑪ e verifique se o aparelho funciona normalmente.
  - Se o aparelho estiver visivelmente danificado ou suspeite de algum defeito,
  - o inalador não deve ser colocado em funcionamento. Retire de imediato a ficha elétrica da tomada e entre em contacto com o centro de assistência.
  - Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, tenha em atenção que a tensão de corrente indicada na placa de identificação deve coincidir com a da sua rede elétrica. Não utilize extensões elétricas nem cabos de extensão.
  - Nunca encha o depósito do nebulizador com mais de 10 ml de um líquido para inalação adequado.
  - Certifique-se de que todas as peças estão correctamente montadas, antes de utilizar o aparelho.
  - Certifique-se de que o filtro do ar ② está limpo. Se o filtro do ar revelar uma alteração na cor ou caso já tenha sido utilizado 2 meses, significa que tem de ser substituído. Certifique-se de que está montado corretamente.
  - Por forma a evitar que o tubo flexível do ar ⑦ se solte durante o funcionamento, certifique-se de que este foi bem ligado nas respectivas ① / ⑪ conexões do aparelho e na unidade de nebulização. Se necessário, o tubo flexível pode ser ligeiramente rodado durante a ligação.

## durante a utilização

- Em cada aplicação, utilize apenas um aerosol com medicamento recente.
- Nunca bloquee as aberturas da parte superior do nebulizador ⑮.
- Utilize o nebulizador o mais possível em posição vertical. Não o agite durante a aplicação.
- Durante o funcionamento, surge vibração e produção de ruído provocadas pelo funcionamento do compressor. Isto é normal e não sugere uma anomalia.
- Nunca use o aparelho num micro-ondas ou servindo-se de um secador de cabelo.
- Guarde o aparelho e todas as peças apenas totalmente secas e vazias num local seco e limpo.
- Após a aplicação da inalação têm de ser removidos eventuais resíduos do aerosol com medicamento. Todas as peças têm de ser bem limpas e desinfetadas, veja o capítulo „Limpeza e manutenção“.
- Não guarde o aparelho com um tubo flexível do ar ⑦ dobrado ou torcido.

## após a utilização

- Nunca use o aparelho num micro-ondas ou servindo-se de um secador de cabelo.
- Guarde o aparelho e todas as peças apenas totalmente secas e vazias num local seco e limpo.
- Após a aplicação da inalação têm de ser removidos eventuais resíduos do aerosol com medicamento. Todas as peças têm de ser bem limpas e desinfetadas, veja o capítulo „Limpeza e manutenção“.
- Não guarde o aparelho com um tubo flexível do ar ⑦ dobrado ou torcido.

## Material fornecido e embalagem

Por favor, em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo e não apresenta qualquer dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e envie-o para um centro de assistência. Do volume de fornecimento fazem parte:

- 1 inalador medisana IN 550 com kit de nebulização e tubo de ar, 1 aplicador bucal, 1 adaptador nasal para adultos, 1 adaptador nasal para crianças, 1 máscara para adulto e 1 máscara para criança
- 5 filtros de substituição - 2 cabeças pulverizadoras adicionais (vermelha e amarela) - 2 fusíveis sobressalentes
- 1 Manual de instruções

**Desinfecção**

- 1. Antes da desinfecção das peças do nebulizador, execute os passos descritos em „Limpeza“.
- 2. Para a desinfecção existe a possibilidade de utilização de álcool ou de sprays desinfetantes contendo álcool. Tenha o cuidado de não deixar resíduos do produto desinfetante nas peças com saliências para não pôr em perigo a próxima aplicação da inalação.
- 3. Deixe secar as peças completamente durante 4-5 horas. Agitar a unidade de nebulização algumas vezes para remover as gotas de água mais depressa.

## AVISO

**Desinfecção**

Tenha o cuidado de verificar se todas as peças individuais não apresentam restos de humidade, antes de voltar a montá-las. Após a desinfecção, coloque as peças individuais sobre uma base seca, limpa e absorvente, deixando todas as peças secar totalmente.

## Manutenção do tubo flexível do ar

- 1. Após cada aplicação, verifique se ocorre acumulação de humidade no tubo de ar ⑦.
- 2. Se for esse o caso, extraia-o do nebulizador e deixe o compressor funcionar até o fluxo de ar secar a humidade (mas nunca durante mais de 20 minutos!). Evita, neste modo, uma contaminação provocada por humidade residual.
- 3. Não limpe o tubo com produtos de limpeza ou outros métodos de desinfecção. No lado de fora, pode limpar o tubo com um pano imerso em detergente de sabão suave. Se o tubo apresentar sujidade no lado de dentro, é necessário substituí-lo.

## Substituição do filtro

Em caso de sujidade visível (por ex. alteração da cor) ou de humidade, o mais tardar a cada 60 dias, o filtro do ar ② do compressor deverá ser substituído. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Remova a cobertura do filtro de ar ②.
2. Remova o filtro antigo, p. ex., com um novo palito.
3. Insira um filtro novo e recoloque a cobertura na sua posição original.

## AVISO

**Substituição do filtro**

- Utilize exclusivamente filtros originais novos da medisana, adequados a este produto.
- Não lave o filtro.

## Vida útil

Com uma frequência de aplicação de 10 inalações por dia, cada uma durante 20 minutos, à temperatura ambiente (25°C), o aparelho tem um tempo de vida útil previsto de 3 anos (unidade de compressão). Os acessórios têm um tempo de vida útil diferente: Unidade de nebulização: 100 dias / Bocal & Adaptador para nariz: 3 meses / Tubo flexível do ar: 1 ano / Filtro do ar: 2 meses / Máscara: 1 ano

## Eliminação de falhas

**Problema:** Após a activação, o compressor não funciona.

**Causa possível:** A ficha de rede não está correctamente conectada a uma tomada.

**Solução:** Desligue o aparelho (O“) e encaixe a ficha de rede numa tomada adequada. Não utilize cabos de extensão, etc.

Volte a ligar o aparelho.

**Problema:** Sem nebulização.

**Causa possível:** Falta a cabeça atomizadora ou solução para inalação inexistente ou insuficiente no depósito do nebulizador.

**Solução:** Monte correctamente o kit de nebulização. Encha o depósito do nebulizador com, no min., 2 ml e, no máx., 10 ml de solução para inalação.

**Problema:** Capacidade de nebulização inexistente ou reduzida.

**Causa possível:** A unidade de nebulização não está correctamente montada ou inclinada. O tubo de ar não está correctamente montado, está dobrado ou defeituoso.

**Solução:** Siga as instruções no capítulo „Preparar a inalação“. Durante a inalação, certifique-se de que não inclina o aparelho mais do que 45° em qualquer direcção. Verifique a ligação correcto do tubo de ar ao compressor e à unidade de nebulização. Ele não pode ser dobrado nem esmagado. Substitua o tubo, se ele estiver danificado.

**Problema:** O aparelho aquece muito.

**Causa possível:** O aparelho está coberto ou em funcionamento há mais de 20 minutos.

**Solução:** Não cobrir o aparelho. Deixe o aparelho arrefecer durante 40 minutos.

## Substituição dos fusíveis

Para a protecção dos componentes elétricos foram montados 2 fusíveis (tipo T1AL, 250V~) na unidade do compressor. Certifique-se de que o aparelho é apenas ligado a tomadas elétricas, que correspondem às especificações indicadas no capítulo Dados técnicos. Caso a substituição dos fusíveis venha a ser necessária, proceda da seguinte forma:


1. Abra a tampa para o compartimento do cabo de alimentação ④ no verso do compressor.
2. Ao girar ao mesmo tempo contra o sentido dos ponteiros do relógio (p.ex. com uma chave de parafusos) e pressionar as coberturas dos fusíveis (ver marcas na imagem) poderá abrir os compartimentos dos fusíveis.
3. Substitua os fusíveis por outros novos do mesmo tipo e torne a fechar as coberturas.

## Directivas / Normas

Este aparelho de inalação corresponde aos requisitos da directiva 93/42/CEE (directiva CE sobre produtos médicos) e a norma EN 13544-1: 2007 Arrelhos de terapia respiratória - Parte 1: Sistemas de nebulização e seus componentes.

Compatibilidade eletromagnética: O aparelho corresponde às exigências da norma EN 60601-1-2 para a compatibilidade eletromagnética. As especificidades relativas a estes dados de medição podem ser consultadas na folha anexa.





## Laitte ja käyttöläitteet

**Kompressoriyksikkö**  
**1** ilmaletun liittäntä **2** suodatin (ja kansi) **3** katkaisin  
**4** kantokahva **5** säälytyslokeron kannen lukitsija **6** säälytyslokeroker **7** jäädytysaukko **8** inhalaattorin kiinnitys **9** virtajohdon lokeron kansi **10** säälytyslokeron kansi

## Sumutinsarja

**11** ilmaletun liittäntä **12** inhalaattorin sääliö **13** tueet **14** sumuttimen pää (sininen, hiukkaskoko 3,5 - 4,5 µm) **15** inhalaattorin yläosa **16** suu- ja nenäkappaleen liitososa **17** ilmaletku **18** aikuisten maskin liitososa **19** lasten maskin liitososa **20** aikuisten nenäkappale **21** lasten nenäkappale **22** suukapale **23** valtiosuodatin **24** varasulakkeet **25** sumuttimen pää (punainen, hiukkaskoko 4,5 - 6,0 µm) **26** sumuttimen pää (keltainen, hiukkaskoko 3,0 - 4,0 µm)

## Kuvan selitys

Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen.  
 Siinä on tärkeät tietoja käytönnottoa ja käsitteilyä koskien.  
 Lue tämä käyttöohje kokonaan. Näiden ohjeiden noudata tammattia jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.

**VAROITUS!**  
 Noudata näitä varoitusohjeita niin voit estää käytäjän mahdollisen loukkaantumisen.

**HUOMIO!**  
 Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen mahdollisen vaurioitumisen.

**OHJE**  
 Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta ja käytöötä koskien.

|                     |             |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|
| Laiteluoitus:       | Tyypillä BF | Pidä kuivana        |
| Kotelointiluokka II |             | Vaihtovirta         |
| LOT                 | LOT-numero  | SN Sarjanumero      |
| Laatija             |             | Valmistuspäivämäärä |

## Määräystenmukainen käyttö

- **medisana** inhalaattori **IN 550** on tarkoitettu suun tai nenän kautta annettavaa inhalaatioihotain varten yhdessä aerosolliläkkeiden kanssa käytettäväksi, ja laite on tarkoitettu yksityiskäytöön. Laitetta saavat käyttää ainoastaan poilisia, jotka ovat perheynet laitteen käytöön yksityiskohtaisesti ja jotka käyttävät nestemäistä lääkettä lääkärin määräyksestä tai farmaseutin suosituksesta.
- Ennen käytöötä on luettava laitteen ohjeet, jonka sisällön on käytötohjeet hän ymmärtää.
- Noudata aina inhalaation lääkkeen pakkauksenlosteessa annettuja tietoja tai lääkäriksi tai apteekkiin antamia ohjeita.

## Vasta-aiheet

- **medisana IN 550** - inhalaattoria saatavat käyttää vain tajuissaan olevat henkilöt, jotka hengittävät itsensästäsi.
- Laitetta ei välttämättä saa käyttää henkilöt, jotka hengittävät henkitorveen tehdyn avanteen (trakeostomia) kautta.

**FI TÄRKEITÄ TIEETOJA! SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!**  
 Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta ja säilytät ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten. Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä käyttöohje mukana.



## Turvallisuusohjeita

- Käytä laitetta ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tarkoituskenvastaisessa käytössä oikeus takuuseen raukeaa.
- Kaikki muu kuin tässä ohjeessa kuvattu käyttö katsotaan väärinkäytöksi ja vaaralliseksi käytöksi. Mikäli laitetta käytetään määräysten vastaisesti, vastuu laitteen turvallisesta toiminnasta on laitteen käyttäjällä.
- Laitetta saa käyttää yhdellä kertaa emäntään 20 minuuttia.
- Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisistä lisä- ja varaosista.
- Käytä vain inhalaatiotoitton soveltuivasti nestemäistä lääkkeitä. Ennen kuin aloitat hoidon laitteen avulla, keskustele lääkärisi tai apteekin kanssa käytöjästä, annostelusta, käyttöihedestä ja lääkkeiden valinnasta.
- Älä käytä sumutuksessa pelkkää puduhdusta vettä.
- Tätä laitetta ei ole tarvitoen antaa sellaisen henkilöiden käytöön (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, hermollisia tai psykisiä ongelmia tai ioiden kokemus ja/tai tieto ei riitä laitteen käytöön, ellei heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai tämä henkilö kerroa laitteen käytöstä.
- Lapsia tulisi pitää silmällä sen varmistamiseksi, että nämä eivät leiki laitteella.
- Pienet osat, kuten ilmansuodatin, voidaan nelaista vahingossa. Säilytä ja hävitä kaikki pienet osat siksi lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tai säilytä laitetta palikoissa, joissa se altistuu myrkylisille höyrille tai haittuville aineille.
- Älä käytä laitetta sellaisenpuuttuksella - anestesi-aineseston lähellä, joka voi voittaa sytyttää palamaan ilman tai hapen vaikuttuksesta.
- Älä koske laitteeseen terävällä esineillä.
- Laitteen tuuletusaukkonen **10** on oltava aina vapaina. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa tuuletusaukot voivat peittää, äläkä aseta laitetta päälle esineille (käsipyyhkeille, peiteiltä jne.).
- Älä koskuta peittiläimiänsä ilman esineistä.
- Älä käytä esineitä tai ruumiiniosaa (sormia jne.) laitteeseen sisään.
- Laitteen esineitä tai kuumattaa kohdattamalla tai erittäin polysiseessä ympäristössä (kuten vuoteen alapuolella).
- Sumutin ei ole tarkoitettu käytettäväksi anestesiähengitysjärjestelmissä tai keuhkohengitysjärjestelmissä.
- Älä koskata käytä laitetta kylvysä tai suihkussa.
- Laitetta ei saa käyttää yli 40 °C:n huonelämpötilassa.
- Laitetta ei saa käyttää ulos tai kosteaan ympäristöön. Laite ei ole vesitiivi. Käytä ja säilytä laitetta vain paikassa, jossa se pysyy varmasti paikallaan ja josta se ei voi pudota. Laitteen putoaminen voi vahingoittaa alapuolella olevia ihmisiä ja eläimiä tai rikkoaa esineitä.
- Älä käytä laitetta sähkömagneettisten suurtaajuislähettimien läheisyydessä.
- Älä koskata käytä laitetta, jos verkkokohto tai verkkopistoke on viallinen. Laite on varmasti täydellisesti irti virransyöttöstä vain, kun verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.
- Laitteen letkut ja johdot on asetettava niin, ettei niihin voi kompastua eivätkä ne aiheuta tukehtumisvaraa.
- Sijoita verkkokohto niin, ettei se sulje terävien reunojen yli, joudut puristuksiin ja sijaitse lämmönluhteiden läheellä.
- Irota verkkopistoke heti pistorasiasta sähkökauvaraan välittämiseksi seuraavissa tapauksissa:
  - mikäli käytön aikana ilmenee häiriöitä
  - jokaisen käytön jälkeen
  - aina ennen puduhdusta ja hoitoa.
- Älä kierrä verkkokohtoa laitteeseen ympärille.
- Jos virtojatohdota vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan **medisana**, valtuutetut myymälät tai muilla tavalla päätevät henkilöt.
- Varmista, että laitteen sisään ei pääse vettä. Mikäli laite joutuu tästä huolimatta kosketuksiin kosteuden kanssa, irrota verkkopistoke välittämästi pistorasiasta ja otta yhteys huoltouksiin.
- Älä koskata puuhista laitetta tai sumutinsarjaan julksevan yeden alla.
- Häirin sattuuessa älä korjaa laitetta itse. Anna korjaustyöt ainoastaan valtuutetun huoltopisteen suorittavaksi.
- Kun sumutinsäiliössä on lääkeäerosolia, älä kuljeta sumutinta aläkä sitä sitä ilman valvontaa.
- Laite ei saa käyttää, etikkaa se saa pudota maahan.
- Älä käytä laitetta eläimillä.
- Älä koskata käytä laitetta, mikäli olet väsynyt tai sinua pyörrettää.
- Sairastaaesiäsi diabetesta tai muita sairausia tulisi ensin laitteen käytööä neuvoella lääkäriä kanssa.
- Raskaana olevien tullee huomioida tarpeelliset varotoimet ja yksilöllinen sietykkyys, tarvittaessa tulee neuvoella lääkärin kanssa.
- Laitetta ei saa käyttää, jos käytöalueella ilmenee turvotusta, palovammoja, tulehdusta, ihottumaa, haavoja tai herkistyneitä kohtia.
- Hoidon tulisi tuntua miellyttävältä. Jos tunnet kipua tai hoito tuntuu sinusta epämiellyttävältä, keskeytä hoito ja neuvoitelle lääkäriä kanssa.

## Ennen käytöötä

**VAROITUS!**  
 Liikainen sumutin aiheuttaa infektiovaaran! Suorita tarvittavat hygieniatoinenpiteet (kuten huolellinen käisen pesu) aina ennen jokaista käyttökerää ja varmista, että sumutin puhdistetaan ja desinfioidaan ennen ensimmäistä käytöötä ja aina jokaisen käyttökerän jälkeen kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan!

- Desinfioi kaikki sumutinsarjan osat, suukappale ja maski mukaan lukien, ennen ensimmäistä käytöötä, jokaisen käyttökerän jälkeen tai kun otat laitteen uudelleen käytööön pidempien tauon jälkeen, katso ohje kohdasta Puhdistus ja hoito.
- Desinfioin jälkeen sumuttimen kaikki osat on huuhdeltava puhtaalla, keittelyllä vedellä.
- Tarkista aina ennen käytöötä, että kotelot, verkkokohto, verkkopistoke, ilmaletku **17** ja letkuliittäntäaukot ovat vahingoittumattomat (**1** ja **11**) ja että laitteen toimii normaalista.
- Mikäli laitteessa on näkyviä vaurioita tai epäileät sen olevan viallinen, inhalaattoria ei saa käyttää. Irrota verkkopistoke välittämästä pistorasiasta ja otta yhteys huoltouksiin.
- Ennen kuin läitet laitteen virransyöttöön, varmista, että arvolikivessä ilmoitettu verkkojännite vastaa paikallista verkkojännitetästä. Älä käytä jatkokistorasioita tai jatkokaapeleita.
- Ihalaattorin sääliöön ei saa laittaa ihalaatioihotestaan enempää kuin 10 ml.
- Varmista, ennen laitteen käytöötä, että kaikki osat on asennettu oikein.
- Ihalaattorin sääliöön ei saa laittaa ihalaatioihotestaan enempää kuin 10 ml.
- Varmista, että ilmansuodatin **2** on puhas. Mikäli ilmansuodattimessa on värimuutoksia tai jos ilmansuodatin on ollut käytössä, se on vahingoittunut. Varmista, että ilmansuodatin on asennettu oikein.
- Jotta ilmaletku **17** ei irtoaisi käytön aikana, varmista, että se on liitetty tiukasti laitteeseen ja sumutinyksikön liittäntöihin. Liittäminen yhteydessä letkua voidaan tarvitaessa hieman käännettä.

## Käytön aikana

- Älä koskata laitetta mikroaltounissa tai hiustenkivimella.
- Ihalaattorin yläosan jäädytysaukkoja ei saa peittää missään tapauksessa **10**.
- Käytä sumutintä niin, että se on mahdollisimman pystysuorassa asennossa. Älä ravista sumutinta käytön aikana. I
- Käytön aikana kompressorin toiminta aiheuttaa värinää ja ääniä. Tämä on normaalia, eikä se ole osoitus viasta.
- Käytön jälkeen
  - Älä koskata laitetta mikroaltounissa tai hiustenkivimella.
  - Säilytä laite ja sen kaikki osat vain täysin kuivana ja tyhjänä kuivassa ja puhtaassa tilassa.
  - Ihalaattokäytön jälkeen mahdolliset lääkeerosolijäännöt on poistettava laitteesta. Kaikki osat on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti, katso kohda Puhdistus ja hoito.
  - Laitteen ilmaletku **17** ei saa olla taittuuntai kiertynyt varastoinnin aikana.

## Vasta-aiheet

- **medisana IN 550** - inhalaattoria saatavat käyttää vain tajuissaan olevat henkilöt, jotka hengittävät itsensästäsi.

• Laitetta ei välttämättä saa käyttää henkilöt, jotka hengittävät henkitorveen tehdyn avanteen (trakeostomia) kautta.

## Toimituksen laajuus ja pakkaus

- Tarkasta ensin, ettei laite on täydellisen eikä siinä ole mitään vaurioita. Jos sinulla on epäilyksiä, älä ota laitetta käyttöön vaan lähetti se huoltouksiin. Pakkauksen pitää löytyä:
  - 1 **medisana** inhalaattori **IN 550**, jossa on inhalaattorisarja ja ilmaletku, 1 suukappale, 1 aikuisten nenäkappale, 1 lasten nenäkappale, 1 aikuisten maski ja 1 lasten maski
  - 5 valitsusaudatin
  - 2 ilmaletku
  - 1 käyttöohje

Pakkauksia voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrätä takaisin raakaaineiksi. Hävitä tarpeeton pakkauksimateriaali asianmukaisella tavalla. Mikäli pakkausta avatessasi havaitset kultetusaurion, ota heti yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

**VAROITUS!**  
 Huolehdi siitä, etteivät pakkauksmuovit joudu lasten käsiin. On olemassa tukehtumisvaraa!


## Inhalaation valmistelut

**VAROITUS!**  
 Puhdistaa ja desinfioi sumutinsarja kohdassa Puhdistus ja hoito kuvatulla tavalla likaisen osien aiheuttamien mahdollisten infektioiden välttämiseksi. Suorita myös yleiset hygieniatoinenpiteet, joihin kuuluvat muun muassa käsen desinfiointi ja lääkkeiden hygieeninen käsite.

**OHJE**

Keskustele lääkäriksi kanssa kestosta, annostelusta ja käyttöihedestä ennen terapien aloittamista. Käyttötapa tulee valita terapien päämäärästä riippuen (esim. keuhkojen hoito = suukapaleen käyttö tai nenän-nielun alueen hoito = naamarin käyttö). Kysy tässä myös neuvoa lääkäristä.


1. Käänna inhalaattori ylösaan **10** vastapäivään, ja irrota se säiliöstä **11**.
2. Aseta sumuttimen pää **10** tukien päälle **11**.



**OHJE**  
 Toimitukseen sisältyy kaksi ylimääräistä sumutinpäätä. Nämien avulla sinulla on mahdollista kiinnittää yksi kolmesta päästä (sininen, punainen tai keltainen) laitteen yhteen - näin saadaan aikaan entistäkin tarkempi käyttö. Noin 4,5 - 6,0 µm suuret hiukkaset (punainen sumutinpäätä) soveltuvat erityisesti käytöön suun ja nielen alueella, esim. kurkunpäänteluhdukseen yhteydessä. Noin 3,5 - 4,5 µm kokoiset hiukkaset (sininen sumutinpäätä) soveltuват paremmin hengitystekijöiden ja keuhkon yläosan alueelle esim. keuhkopukkenteluhdukseen yhteydessä. Niemennät 3,0...4,0 µm kokoiset hiukkaset (keltainen sumutinpäätä) sopivat ihanteellisesti käytöön keuhkon alaosissa, esim. astman yhteydessä. Kysy lääkäritästä, mikäli hiukkaskoko sopii parhaiten sinun henkilökohtaiseen tilanteeseesi.

3. Kaista inhalaattorin sääliöön ja laitteen ilmaletkuun.
4. Kiinnitä inhalaattorin yläosa **15** kääntämällä sitä säiliöltä **10** kohden myötäpäivään, kunnes osa menee paikalle.
5. Aseta sen jälkeen **15** ja **16** sekä **17** ja **18** vastaavien liitososiin **19** avulla inhalaattorin yläosan. Liitososan **19** pidempi sivu asetetaan inhalaattorin yläosan yläpuolella olevien tukien päälle. Lupuki suu- **20** tai nenäosa (**21** tai **22**) vastaavien liitososiin **20** asetetaan ilman yläpuolella olevien tukien päälle. Lupuki suu- **20** tai nenäosa (**21** tai **22**) työntetään liitoskappaleen yläpäähän sivun **15**.

- 5b. Inhalointi voi käyttää joko aikuisten tai lasten maskia (**18** tai **19**). Tähän tarvitaan maskin liitoskappaleita toisen liitososan jälkeen. Varmista, että kaikki osat on



## Apparaten och komponenter

## Kompressorhönet

- ① Apparatslutning för luftslang
  - ② Luftfilter (med skyddskåpa)
  - ③ På/av-knapp
  - ④ Bärhandtag
  - ⑤ Låsning för förvaringsfackslock
  - ⑥ Förvaringsfack
  - ⑦ Ventilationsslitsar
  - ⑧ Nebulisatorhållare
  - ⑨ Lock för nätkabelfack
  - ⑩ Förvaringsfackslock
- Nebulisatorset
- ⑪ Nebulisatoranslutning för luftslang
  - ⑫ Nebulisatorbehållare
  - ⑬ Stut
  - ⑭ Sprayhuvud (blå, partikelstorlek 3,5 - 4,5 µm)
  - ⑮ Nebulisatoröverdel
  - ⑯ Skarvstycke för munstycke och näsadapter
  - ⑰ Luftslang
  - ⑱ Mask för vuxna med maskskarvstycke
  - ⑲ Mask för barn med maskskarvstycke
  - ⑳ Näсадapter för vuxna
  - ㉑ Näсадapter för barn
  - ㉒ Munstycke
  - ㉓ Reservluftfilter
  - ㉔ Resärsäkringar
  - ㉕ Sprayhuvud (röd, partikelstorlek 4,5 - 6,0 µm)
  - ㉖ Sprayhuvud (gul, partikelstorlek 3,0 - 4,0 µm)

## Teckenförklaring

Bruksanvisningen hör till apparaten.  
Den innehåller viktig information om igångsättning och användning. Läs igenom hela bruksanvisningen. Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs kan det leda till svåra personskador eller skador på apparaten.

**VARNING**  
Varngtexterna måste beaktas, annars kan det finnas risk för personskador.

**OBSERVERA**  
De här anvisningarna måste beaktas, annars kan det finnas risk för skador på apparaten.

**HÄVNING**  
De här texterna innehåller praktisk information om installation eller användning.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Apparatklass:<br>typ BF | Förvaras torrt     |
| Skyddsklass II          | Växelström         |
| LOT                     | SN Serienummer     |
| Tillverkare             | Tillverkningsdatum |

## Avsedd användning

- **medisana** - inhalator IN 550 är avsedd för oral och nasal inhalationsbehandling med läkemedelsaerosol i privata hushåll. Apparaten får endast användas av patienter, som har informerat sig ingående om apparatens funktion, och med ett flytande läkemedel som har ordinerats eller rekommenderats av en läkare eller farmaceut.
- Användaren måste först ha läst bruksanvisningen och förståt dess innehåll och apparatens manövrering.
- Beakta alltid uppgifterna i informationen som följer med medicinen som ska inhaleras resp. följd din läkares eller apotekares anvisningar.

## Kontraindikationer

- **medisana** Inhalator IN 550 får bara användas av personer som kan andas självständigt och är vid medvetande.
- Apparaten är inte lämplig för användare som andas via en operativt skapad öppning i luftstrupen (trakeostomi).

## SE OBSERVERA! SPARA!

Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noga innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följa med.



## Säkerhetshänvisningar

- Använd inhalator enbart till det den är avsedd för enligt bruksanvisningen. Vid annan än användning är den avsedda förfaller garantianspråk.
- All annan användning än den som beskrivs här är inte den avsedda och ska betraktas som farlig. Vid annan användning är den avsedda överförts ansvaret för apparatens säkra funktion till användaren.
- En enskild användning får inte pågå längre än 20 minuter.
- Använd endast originalfilter och -reservdelar från apparatens tillverkare.
- Använd bara medicin i flytande form som är lämplig för inhaleringstherapi.
- Diskutera användningsperiod, dosering, användningsfrekvens och medicinväl med din läkare eller apotekare innan du påbörjar en terapi.
- Använd inte rent vatten till nebuliseringen.
- Den här apparaten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller av personer som har för litet kännedom om apparaten om de inte står under uppsikt och instrueras av en annan ansvarig person. Detta gäller även för barn.
- Små barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
- Smådelar, som t.ex. luftfilter, skulle kunna sväljas ner. Förvara och kassera därför alla smådelar utom räckhåll för barn.
- Använd inte förvara inte apparaten på platser där den utsätts för giftiga ängor eller flyktiga substanser.
- Använd inte apparaten i närheten av anestesimedel-bländningar som kan antändas tillsammans med luft eller syre.
- Vridrör inte apparaten med spetsiga eller vassa föremål.
- Apparaten ventilationsöppningar måste alltid vara fria. Ställ inte apparaten på platser där ventilationsöppningarna ⑦ skulle kunna blockeras och lägg inga föremål på apparaten (t.ex. handdukar, filter o.s.v.).
- Blockerar under inga omständigheter luftfilterdelarna ②.
- Stoppa inte i några föremål eller kroppsdelar (finger o.p.) i apparatens inre.
- Apparaten får inte användas på heltäckningsmattor eller i omgivning med mycket damm (som t.ex. under sängen).
- Spridaren är inte avsedd för användning i anestesi-/andningssystem eller andnings-/lungmaskiner.
- Använd inte produkten vid bad eller dusch.
- Använd inte apparaten i omgivningar med rumstemperatur över 40°C. Låt inte apparaten stå kvar utomhus eller i fuktiga omgivningar. Apparaten är inte vattentänt.
- Använd och förvara bara apparaten på platser där det är säkert att den står stadigt och inte kan falla ner. Det finns risk att levande varelser och föremål under den kan skadas eller gå sönder.
- Använd inte apparaten i närheten av högfrekventa elektromagnetiska sändare.
- Ta aldrig i elsladden med vata händer.
- Använd inte apparaten med en defekt elsladd eller elkontakt.
- Apparaten kan skiljas helt från strömförslingen genom utdragning av elkontakten ur uttaget.
- Apparaten slängar och ledningar måste dras på så sätt att det inte finns risk för snubbling och att risken för stryppning är utesluten.
- Dra inte elsladden över vassa kanter; kläm inte fast den och använd den inte i närheten av värmekällor.
- För att undvika risken för en elektrisk stöt ska du genast dra ut elkontakten ur uttaget:

  - vid störningar under användningen
  - efter varje användning
  - före varje rengöring och skötsel.

- Linda inte elsladden runt apparaten.
- Om nätkabeln går sönder får den endast bytas ut av **medisana**, en auktoriserad fackhandlare eller av en person med motsvarande kvalificering.
- Var noga med att det inte tränger in vatten i apparatens inre. Om apparaten ändå skulle komma i kontakt med fuktighet någon gång så drar du genast ut elkontakten och kontakta servicestället.
- Håll aldrig apparaten eller nebulisatorsetet under rinande vatten för rengöring.
- Reparera inte produkten själv vid störningar. Låt endast auktoriserad kundservice utföra reparationer.
- Transportera inte nebulisator och lämna den inte utan tillsyn när det fortfarande finns medicinaerosol kvar i nebulisatorbehållaren.
- Undvik att skaka apparaten och tappa den inte.
- Använd inte apparaten till djur.
- Du ska aldrig använda apparaten vid tröthet eller yrsel.
- Vid diabetes eller andra sjukdomar bör läkare konsultera innan produkten tas i bruk.
- Gravid kvinna följa nödvändiga försiktighetsåtgärder och beakta den egna belastbarheten; konsultera läkare vid behov.
- Använd inte apparaten om du har svullnader, brännskador, inflammationer, hudutslag, sår eller örrna ställen inom området som berörs av användningen, s.a. myelitvälvåla. Jos tunnet kippta tai holtto tunttu sinusta epämielttvälvåla, keskeytta hoito ja neuvoitelle lääkäriksi kanssa.
- Behandlingen ska var angenämt. Avbryt om den är smärtsam eller mindre trevlig och konsultera läkare.

## före användningen

- VARNING**  
Infektionsrisk genom förurenad nebulisator! Beakta de allmänna hygienåtgärderna före varje användning (t.ex. grundlig handtvätt) och säkerställ att nebulisatorn rengörs och desinficeras före första och efter varje användning enl. informationen som ges under „Rengöring och skötsel“!
- Desinficera alla delar i nebulisatorsetet inklusive munstycke och mask före första användningen och senare efter varje användning samt när utrustningen inte används på längre, se information under „Rengöring och skötsel“.
  - Efter desinfektionen måste nebulisatorn alls delar spolas av med rent, kokat vatten.
  - Kontrollera att höljet, elsladden, elkontakten, luftslangen ⑯ och slanganslutnings öppningar (① / ⑩) är felfria före varje användning och undersök om apparaten fungerar normalt.
  - Om det syns att apparaten är skadad eller om du förmödar en defekt får du inte börja använda inhalatorn. Dra genast ut elkontakten ur uttaget och kontakta servicestället.
  - Innan du ansluter apparaten till din strömförslöring ska du kontrollera att nätpolningen som angas på typskylten överensstämmer med det som gäller för ditt elnät. Använd inga grenuttag eller förlängningskablarna.
  - Fyll aldrig nebulisatorbehållaren med mer än 10 ml av en lämplig inhalationsvätska.
  - Säkerställ att alla delar har satts ihop korrekt innan du använder apparaten.
  - Säkerställ att luftfiltern ⑫ är rent. Om luftfiltern har en färgförändring eller har använts sedan två månader så måste det bytas ut. Säkerställ att det är korrekt monterat.
  - För att förhindra att luftslangen ⑯ lossnar under användningen säkerställer du att den är fast ansluten (① / ⑩) på apparaten och på nebulisatorhållaren. Slangen kan ev. vridas något vid anslutningen.

## under användningen

- Använd enbart ny medicin-aerosol vid varje användning.
- Blockera aldrig öppningarna på nebulisatoröverdelen ⑯.
- Använd nebulisatorn i lindräkt position, så långt detta är möjligt. Skaka den inte under användningen.
- Under användningen skapas en vibration och en bullerutveckling genom kompressorturbinen. Detta är normalt och tyder inte på en felfunktion.

## efter användningen

- Torka aldrig apparaten i en mikrovägsgun eller med en härfön.
- Apparaten och alla delar ska bara förvaras på en torr och ren plats och vara helt torra och tömda.
- Efter inhalationsanvändningen måste eventuella aerosolerester efter medicinen tas bort. Alla delar måste rengöras grundligt och desinficeras, se kapitel Rengöring och skötsel.
- Förvara inte apparaten med en böjd eller vriden luftslang ⑯.

## Leveransomfång och förpackning

Kontrollera att apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas till återförsäljaren eller till servicestället. Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 medisana-inhalator IN 550 nebulisatorset och luftslang, 1 munstycke, 1 näsadapter för vuxna, 1 näsadapter för barn, 1 mask för vuxna och 1 mask för barn
- 5 reservluftfilter - 2 ytterligare nebulisatorhuvud (röd och gul)
- 1 bruksanvisning
- 2 ersättnings-säkringar
- 1 luftfilter

Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att förpackningsmaterial som inte längre behövs tas omhand på korrekt sätt. Upptäcks skador när produkten packas upp så kontakta omgående inköpsstället.

## WARNING

Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk!

## Förberedelse för inhalering

## WARNING

Rengör och desinficera nebulisatorsetet så som beskrivs i „Rengöring och skötsel“ för att undvika en möjlig infektion genom förurenade delar! Dessutom måste allmänna hygienåtgärder följas, som desinficering av händerna, medicinen ska hanteras hygieniskt etc.

## ANVISNING

Rådgör med den läkare om användningstid, dosering och användningsintervall innan du börjar använda apparaten. Användningssättet bör väljas beroende på behandlingsmål (t.ex. behandling för lungorna = användning av munstycke, behandling för näsa-hals = användning av mask). Rådgör med läkaren om detta.

## 1. Vrid nebulisatorverdelen ⑯ moturs och avlägsna den från nebulisatorbehållaren ⑫.

## 2. Placer sprayhuvudet ⑯ på slutsens ⑯.

## 3. Vrid luftfiltern ⑯ moturs och avlägsna den från luftfiltern ⑯.

## 4. Placer luftfiltern ⑯ i kompressorn måste bytas vid synlig nedsmutsning (t.ex. färgförändring) eller fuktighet, dock senast var 60:e dag.

## Då gör du så här:

- 1. Avlägsna luftfilternets skyddskåpa ⑯.
- 2. Avlägsna det gamla filtret, t.ex. med en tandpetare.
- 3. Sätt i ett nytt filter och sätt på skyddskåpan igen i ursprungligt läge.

## ANVISNING

Ytterligare två nebulisatorhuvud ingår i leveransen. Du har därmed möjlighet att placera ett av de tre huvudena (blått, rött eller gul) på munstycket - detta möjliggör en än mer riktad applikation. Partikelstorlekar på cirka 4,5 till 6,0 µm (röd nebulisatorhuvud) är särskilt lämpliga för användning i mun och svag, t.ex. vid laryngit. Partikelstorlekar på cirka 3,5 till 4,5 µm (blått blått nebulisatorhuvud) är bättre lämpade för luftvägarna och de övre lungorna i vid t.ex. bronkit och mindre partikelstorlekar på cirka 3,0 till 4,0 µm (gult nebulisatorhuvud) är idealiska för användning djupt i lungorna, t.ex. vid astma. Fråga din läkare vilken partikelstorlek som är bäst för din personliga situation.

## 5. Fyll på den av läkaren eller tillverkaren anvisade mängden inhalationslösning (volym min. 2 ml och max. 10 ml) i nebulisatorbehållaren. Om behållaren har överflyts ska den tömmas och nebulisatorsetet rengörs enligt beskrivningen under „4.1 Rengöring och skötsel“.

## 6. Fäst nebulisatorverdelen ⑯ genast att skruva på den medurs på nebulisatorbehållaren ⑫ till anslutningen sitter fast.

## 5a. Sätt sedan fast munstycket ⑯ eller en näsadapter ⑯ eller ⑯ på nebulisatorverdelen med skarvstycket för munstycket och näsadaptern ⑯. Då skjuts skarvstycket ⑯ på förbindningsstutten på nebulisatoröverdelen överstads ⑯ med den längre sidan och därefter skjuts munstycket ⑯ eller näsadaptern ⑯ till skarvstyckets korta sida ⑯.

## 5b. Alternativt kan masken för vuxna eller barn ⑯ eller ⑯ för inhalation användas. Då behövs maskarvstycket istället för skarvstycket ⑯. Säkerställ att på/av-knappen ⑯ är i läget Av („O“) och sätt i nätkontakten i vagguttaget. Sätt fast en av luftslangens ändar ⑯ på kompressorns anslutning för luftslangen ⑯. Sätt på den andra änden på nebulisatorsets anslutning för luftslangen ⑯.

## 6. Sätt i nätkabeln och sätt i nätkontakten.

## 7. Starta kompressorn.

## 8. Sätt i luftslangen ⑯ och sätt i nätkontakten.

## 9. Sätt i luftfiltern ⑯ och sätt i luftfiltern ⑯.

## 10. Sätt i luftslangen ⑯ och sätt i luftslangen ⑯.

## 11. Sätt i luftfiltern ⑯ och sätt i luftfiltern ⑯.

## 12. Sätt i luftslangen ⑯ och sätt i luftslangen ⑯.

## 13. Sätt i luftfiltern ⑯ och sätt i luftfiltern ⑯.

## 14. Sätt i luftslangen ⑯ och sätt i luftslangen ⑯.

## 15. Sätt i luftfiltern ⑯ och sätt i luftfiltern ⑯.


## 16. Sätt i luftslangen ⑯ och sätt i luftslangen ⑯.

## 17. Sätt i luftfiltern ⑯ och sätt i luftfiltern ⑯.

## 18. Sätt i luftslangen ⑯ och sätt i luftslangen ⑯.

## 19. Sätt i luftfiltern ⑯ och sätt i luftfiltern ⑯.

## 20. Sätt i luftslangen ⑯ och sätt i luft



## Apparat og betjeningselementer

## Kompressorenhet

- 1 Apparattilkobling for luftslange
- 2 Luftfilter (med deksel)
- 3 Av/På-bryter
- 4 Bærehåndtak
- 5 Skap
- 6 Ventilasjonsåpning
- 7 Forstøverholder
- 8 Deksel for strømkabelrom
- 10 Lokket på oppbevaringsrommet

## Forstøversett

- 11 Forstøver-tilkobling for luftslange
- 12 Forstøverbeger
- 13 Rørstykke
- 14 Forstøverhode (blå, partikkeltørrelse 3,5–4,5 µm)
- 15 Forstøveroverdel
- 16 Overgangsstykke for munnstykke og neseadapter
- 17 Luftslangen
- 18 Voksenmaske med maskovergangsstykke
- 19 Barnemaske med maskovergangsstykke
- 20 Neseadapter for voksne
- 21 Neseadapter for barn
- 22 Munnstykke
- 23 Reserve-luftfilter
- 24 Reservesikring
- 25 Forstøverhode (rød, partikkeltørrelse 4,5–6,0 µm)
- 26 Forstøverhode (gul, partikkeltørrelse 3,0–4,0 µm)

## Tegnforklaring

Denne bruksanvisningen tilhører dette apparatet. Den inneholder viktig informasjon for igangsetting og håndtering. Les hele bruksanvisningen. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan forårsake alvorlig personskade eller skade på enheten.





Disse advarslene må følges for å forhindre mulig personskade hos brukeren.



Disse merknadene må følges for å forhindre skader på apparatet.



Disse merknadene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.



## Tiltenkt bruk

- medisana inhalator IN 550 er beregnet på oral eller nasal inhalasjonsterapi med medikamentaerosol og er for privat bruk. Apparatet skal kun brukes av pasienter som har gjort seg godt kjent med apparatets funksjoner, og skal kun brukes med flytende medikament forordnet eller anbefalt av lege eller apoteker.

- Brukeren må på forhånd ha lest denne bruksanvisningen, og forstått innholdet i denne samtid betjeningen av apparatet.

- Følg alltid anvisningene i informasjonen som følger med inhalasjonsmedikamentene og følg veiledning fra legen din eller en apoteker.

## Kontraindikasjoner

- medisana inhalator IN 550 skal kun brukes av personer som kan puste selv og som er ved bevissthet.
- Apparatet er ikke egnet for personer som puster gjennom en operativ åpning av luftøret (trakeostomi).

## NO VIKTIGE MERKNADER! TAS GODT VARE PÅ!

**Les bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, nøye før du tar apparatet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen i tilfelle du trenger den senere. Hvis du gir apparatet videre til en tredjepart, må bruksanvisningen følge med.**



## Sikkerhetsanvisninger

- Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forkart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk oppholder garantiene.
- Enhver annen bruk enn den som er beskrevet her er ikke forsvarlig og anses som farlig. Ved ikke-tiltenkt bruk faller ansvaret for apparatets sikre funksjon over på brukeren.
- Apparatet skal ikke brukes mer enn 20 minutter om gangen.
- Bruk bare produsentens originale tilleggs- og reservedeler.
- Bruk kun medikamenter i flytende form som er egnet for inhalasjonsterapi. Rådfør deg med legen din eller en apoteker om brukstid, dosering, brukshyppighet og valg av medikamenter før du starter terapi med apparatet.
- Bruk ikke ublandet vann for forstøving.
- Dette apparatet er ikke ment å brukes av personer (barn inkludert) med begrensede fysiske, sansemessige eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller kunnskap, med mindre slike personer er under tilsyn av eller får anvisning om hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Smådeler som f.eks. luftfilteret kan komme til å svevelges. Lagre og avhend derfor alle smådeler på en slik måte at de er utlignelig for barn.
- Bruk eller lagre ikke apparat på steder hvor det utsettes for giftig damp eller lettfordampelige stoffer.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av anestesiblænder som sammen med luft eller oksygen er brennbare.
- Unngå at apparatet kommer i kontakt med spissre eller skarpe gjenstander.
- Ventilasjonsåpningen 17 til apparatet må alltid være fri. Sett aldri apparatet på steder der ventilasjonsåpningen kan bli blokkert, og legg aldri gjenstander oppå apparatet (f.eks. håndklær, duker osv.).
- Luftfilterdekslet skal aldri blokkeres 2.
- Før aldri gjenstander eller kroppsdeler (som f.eks. fingre) inn i apparatet.
- Apparatet skal ikke være i drift på teppellupper eller i veldig støvete omgivelser (som f.eks. under sengen).
- Forstøveren er ikke egnet til bruk i anestesi-respirasjonsenheten eller lungemaskin.
- Bruk aldri apparatet når du bader eller dusjer.
- Bruk aldri apparatet i omgivelser med en romtemperatur høyere enn 40 °C.
- La ikke apparatet bli stående ute eller i fuktige omgivelser. Apparatet er ikke vannrett.
- Bruk og lagre apparatet kun på steder hvor det står sikert og slik at det ikke kan falle ned. Det er fare for at det kan oppstå skade på personer eller gjenstander som befinner seg nedenfor.
- Bruk aldri apparatet i nærheten av høyfrekvente elektromagnetiske sendere.
- Berør aldri nettkabelen med våte hender.
- Bruk aldri apparatet dersom nettkabelen eller stoppelsen er defekt.
- Ved å trekke stoppelsen ut av stikkontakten kobles apparatet fullstendig fra strømforsyningen.
- Apparatets slanger og ledninger må plasseres på en slik måte at de ikke utgjør en snublefare og slik at kvelning ikke er mulig.
- Før ikke nettkabelen over skarpe kanter, klem den ikke og bruk den ikke i nærheten av varmekilder.
- For å unngå elektrisk støt, trekk straks stoppelsen ut av stikkontakten:
  - ved forstyrrelser under bruk
  - etter hver bruk
  - før rengjøring og vedlikehold
- Hvis kabelen er skadet, skal den bare byttes av medisana, en godkjent forhandler eller tilsvarende kvalifisert personell, for å unngå farlige situasjoner.
- Pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet. Dersom apparatet likevel skulle komme i kontakt med fuktighet, skal du straks trekke stoppelsen ut av stikkontakten og kontakte servicestedet.
- Apparatet skal aldri rengjøres under rennende vann.
- I tilfelle feil skal du ikke reparere apparatet selv. La reparasjoner bare utføres av autorisert servicested.
- Når det er medikamentaerosoler i forstøverbegeret skal forstøveren ikke transporteres eller forlates uten tilsyn.
- Unngå å røre apparatet og la det ikke falle ned.
- Bruk aldri apparatet ved trøtthet eller svimmelhet.
- Dersom du har diabetes eller andre sykdommer bør du forhøre deg med legen din før bruk.
- Gravide bør overholde de nødvendige forholdsreglene og ta hensyn til individuell belastbarhet. Ta kontakt med legen om du er usikker.
- Ikke bruk apparatet på områder av kroppen som oppviser hevelse, brannskader, betennelse, utslett på huden, sår eller på følsomme områder.
- Behandlingen skal føles behagelig. Dersom du føler smerte eller føler at bruken er ubehagelig, må du slutte å bruke apparatet og rådføre deg med legen din.

## Før bruk



**ADVARSEL**  
Fare for infeksjon ved uren forstøver! Pass på at vanlige hygienetiltak (f.eks. grundig håndvask) utføres før hver bruk, og forsikre deg om at forstøveren rengjøres og desinfiseres før første bruk og etter hver bruk ifølge anvisningene under «Rengjøring og vedlikehold»!

- Før første bruk og etter hver bruk senere eller når apparatet ikke har vært i bruk på lenge, skal du desinfisere alle delene i forstøversettet inkludert munnstyke og maske.
- Etter desinfeksjon må alle deler av forstøveren skylles i rent, oppkølt vann.
- Kontroller før hver bruk at kassen, nettkabelen, stoppelsen, luftslangen 17 og slangetilkoblingsåpningene (1 og 11) er uskadet og at apparatet fungerer normalt.
- Dersom apparatet har synlige skader eller du mistenker en defekt, skal inhalatoren ikke tas i bruk. Trekk da stoppelsen straks ut av stikkontakten og kontakt servicestedet.
- Før du kobler apparatet til strømforsyningen må du forsikre deg om at nettspenningen angitt ved symbol samsvarer med spenningen til strømnettet ditt. Bruk aldri flervoltstikkontakt eller skjøtedeining.
- Fyll aldri mer enn 10 ml egnet inhalasjonsvæske i forstøverbegeret.
- Forsikre deg om at alle deler er satt sammen på riktig måte før du bruker apparatet.
- Forsikre deg om at luftfilteret 2 er rent. Dersom luftfilteret har fargeforandring eller har vært i bruk i 2 måneder, må det skiftes ut. Forsikre deg om at det er korrett montert.
- For å unngå at luftslangen 17 løsner når apparatet er i bruk, skal du forsikre deg om at slangen er godt festet i de respektive tilkoblingene (1 og 11) på apparatet og på forstøverenheten. Slangen kan ev. vris litt ved tilkobling.

## Under bruk

- Tørk aldri apparatet i mikrobøleovn eller med fôner.
- Apparatet og alle deler skal alltid lagres på et tørt og rent sted og alt skal være tørt og tørt for innhold.
- Etter inhalasjonsbruk skal eventuelle rester av medikamentaerosol fjernes. Alle deler må rengjøres og desinfiseres grundig, se kapitlet «Rengjøring og pleie».
- Luftslangen 17 skal ikke være bøyd eller vridd under lagring.

## Etter bruk

- Sla av apparatet i mikrobøleovn eller med fôner.

- Apparatet og alle deler skal alltid lagres på et tørt og rent sted og alt skal være tørt og tørt for innhold.

- Etter inhalasjonsbruk skal eventuelle rester av medikamentaerosol fjernes. Alle deler må rengjøres og desinfiseres grundig, se kapitlet «Rengjøring og pleie».

- Luftslangen 17 skal ikke være bøyd eller vridd under lagring.

## Leveransens innhold og emballasje

Sjekk at leveransens er fullstendig og at produktet ikke har noen skader. Bruk ikke produktet ved tviststifeller. Kontakt bruker service. Leveransens innhold:

- 1 medisana inhalator IN 550 med forstøversett og luftslange, 1 munnstykke, 1 neseadapter for voksne, 1 neseadapter for barn, 1 voksenmaske og 1 barnemaske
- 5 reserve-luftfilter
- 2 ekstra forstøverhoder (rød og gul)
- 2 reservesikring
- 1 bruksanvisning

Etaballasjen kan gjenbrukes eller resirkuleres. Kast uønsket etaballasjen på riktig måte. Hvis du ser en transportskade når du pakker ut apparatet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.

## ADVARSEL

**Pass på at ikke barn får tak i emballeringsfolie! Fare for kvelning!**

## Forbered inhalasjonen

**ADVARSEL**  
**Rengjør og desinfiser forstøversettet som beskrevet under «Rengjøring og vedlikehold» for å unngå infeksjon som følge av urene deler! I tillegg må alle vanlige hygienetiltak som desinfeksjon av hender, hygienisk håndtering av medikamenter osv. overholdes.**

## MERKNAD

**Rådfør deg med legen din før terapien starter om dosering og hvor lenge og ofte du skal bruke apparatet. Bruksmåten skal velges ut fra målet for terapien (f.eks. lungebehandling = munnstykkebruk, behandling av nesesvelgrommet = maskebruk). Rådfør deg med legen din også vedrørende dette.**

1. Vri forstøveroverdelen 1 mot klokka og ta den av forstøverbegeret 12.
2. Plasser forstøverhodet 10 på rørstykket 13.

## MERKNAD

**Leveringsomfanget består av to ekstra forstøverhoder. Du har slik muligheten til å plassere en av de tre hodene (blå, rød eller gul) på rørstykket – dette tillater en enda mer målrettet anvendelse. Partikkeltørrelser fra ca. 4,5 til 6,0 µm (rødt forstøverhode) eigner seg spesielt godt for anvendelse i munn og hals, f.eks. ved stupehodebehandling. Partikkeltørrelser fra ca. 3,5 til 4,5 µm (blått forstøverhode) er bedre egnet for luftveiene og øvre lunger ved f.eks. bronkit, og mindre partikkeltørrelser fra ca. 3,0 til 4,0 µm (gult forstøverhode) er ideelt for anvendelse dypere i lungene f.eks. ved astma. Spor legen din hvilken 10 / 13 / 26**

3. Fyll på med den mengden av inhalasjonsvæske som legen eller produsenten har opplyst om (min. 2 ml og maks. 10 ml) i forstøverbegeret 12. Dersom du har fylt på for mye, må du tömme begeret og rengjøre forstøversettet som beskrevet i «Rengjøring og vedlikehold».
4. Fest forstøveroverdelen 16 ved å skru den med klokken på forstøverbegeret 12, til den sitter.
5. Sett deretter enten munnstykke 12 eller en neseadapter (20 eller 21) med overgangsstykket 15 inn på ansatsstykket 16 på oversiden av forstøveroverdelen 16, og skyv den lange siden av overgangsstykket 15 inn på ansatsstykket 16 eller neseadapteren 20 eller 21 inn i den korte siden på overgangsstykket 15.
6. Alternativt kan du bruke voksenmasken eller barnehasken (18 eller 19) til inhalasjon. Da må du bruke maskovergangsstykket istedenfor overgangsstykket 15. Forsikre deg om at Av/På-bryteren 3 står i posisjon Av („O“) og sett stoppelsen inn i stikkontakten. Sett enden av luftslangen 17 fast på tilkoblingen for luftslangen 1 på kompressoren. Den andre enden festes til tilkoblingen for luftslangen 1 på forstøversettet.

## MERKNAD

**Forsikre deg om at alle deler sitter godt sammen. Slangetilkoblingen må festes godt til kompressorens luftavløp og forstøversettet.**

- Pass på så ikke noe av inhalasjonsvæsken går til spille.
- Bruk forstøverholderen 1 for midlertidig lagring av forstøversettet.

## Inhalasjon

Sett deg i en så oppret stilling som mulig.

## a) Inhalasjon med munnstykke:

Omslut munnstykke 12 helt med leppene. Slå apparatet på („I“) med Av/På-bryteren 3. Forstøveren produserer en synlig damp (aerosol). Pust nå dypt og langsomt inn gjennom munnen og så ut igjen gjennom nesen. Dersom du trenger en pause, stopper du og tar munnstykke 12 ut av munnen. Ta det inn i munnen igjen (lukk leppene godt rundt) og pust igjen langsomt inn og ut.

## b) Inhalasjon med maske og neseadapter:

Som alternativ til munnstykke 12 medfølger også en barnehask 19, en voksenmaske 18, samt neseadapter (20 eller 21). Da aksjonen pustes inn gjennom nesen, som gjør det mulig å bruke apparatet først og fremst for de øvre luftveiene. Denne bruksmåten oppleves særlig av barn som behageligere.


**Maske:** Hold masken med et lett trykk over næsen. Masken må omsluttet næsen skikkelig, men uten å klemme.

**Neseadapter:** Før begge slangene forsiktig inn i neseapningene og hold dem der mens du inhalerer.

Slå apparatet på („I“) med Av/På-bryteren 3. Forstøveren produserer en synlig damp (aerosol). Pust nå dypt og langsomt inn gjennom nesen. Pust tilslutt langsomt ut.

## MERKNADER

**- Forstøverenheten skal om mulig holdes loddrett. En liten skråstilling påvirker imidlertid ikke brukeren (av løpsviksel). For full ytelse av funksjonene skal du passe på at du ikke**



## Apparat og betjeningslementer

## Kompressorenhed

- 1 Tilslutning til luftslangen på apparatet
- 2 Luftfilter (med afdækning)
- 3 Tænd-/slukknop
- 4 Bæregreb
- 5 Lås til låge til opbevaringsrummets låg
- 6 Opbevaringsrum
- 7 Forstøverholder
- 8 Dæksel til strømkabelrum
- 9 Låg til opbevaringsrum

## Forstøversæt

- 10 Forstøvertilslutning til luftslange
- 11 Forstørværtningsudløp til luftslange
- 12 Forstørværtningsudløp
- 13 Studs
- 14 Forstøverhoved (blå, partikelstørrelse 3,5 - 4,5 µm)
- 15 Forstøverens overdel
- 16 Forbindelsesstykke til mundstykke og næseadapter
- 17 Luftslang
- 18 Voksenmaske med maskeforbindelsesstykke
- 19 Børnemaske med maskeforbindelsesstykke
- 20 Næseadapter til voksne
- 21 Mundstykke
- 22 Luftfilter til udskiftning
- 23 Ekstra sikringer
- 24 Forstøverhoved (rød, partikelstørrelse 4,5 - 6,0 µm)
- 25 Forstøverhoved (gul, partikelstørrelse 3,0 - 4,0 µm)

## Tegnforklaring

Denne brugsanvisning er en del af apparatet. Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og anvendelse. Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem. Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre alvorlige personskader eller skader på apparatet.



Denne advarsler skal overholdes for at undgå mulige personskader på brugeren.



Denne anvisninger skal overholdes for at undgå mulige skader på apparatet.

## BEMÆRK

Disse henvisninger indeholder praktiske tillægsoplysninger om montering eller anvendelse.

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Enhedsklassificering:<br>Type BF | Skal beskyttes mod fugt |
| Beskyttelseskasse II             | Vekselsstrøm            |
| LOT                              | SN Serienummer          |
| Producent                        | Produktionsdato         |

## Formålsbestemt brug

- Denne medisana-Inhalator IN 550 er tiltænkt brug i forbindelse med oral eller nasal inhalationstherapi med medicin i væskeform i private hjem. Apparatet må kun anvendes af patienter, der har sat sig indgående ind i apparatets funktionalitet, og sammen med medicin i væskeform, der er ordineret eller anbefalet af en læge eller apoteker.
- Brugeren skal først have læst og forstået denne brugsanvisning, dens indhold og betjeningen af apparatet.
- Følg altid anvisningerne i indlægssedlen til den anvendte inhalationsmedicin eller fra din læge eller apoteker.

## Kontraindikationer

- Denne medisana-inhalator IN 550 må kun anvendes af personer, der er i stand til selvstændigt at trække vejret, og som er ved bedstethed.
- Apparatet egner sig ikke til brugere, der trekker vejret gennem en kunstig åbning i lufrøret (tracheostomi).

## DK VIGTIGE ANVISNINGER! SKAL OPBEVARES!

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug, det gælder især sikkerhedsanvisningerne. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjejpart, skal brugsanvisningen altid medfølge.



## Sikkerhedsanvisninger

- Brug kun apparatet i henhold til bestemmelserne som angivet i brugsanvisningen. Ved formålsstrdig anvendelse bortfalder garantien.
- Enhver anden anvendelse end den her beskrevne gælder som formålsstrdig og klassificeres dermed som farlig. Ved formålsstrdig anvendelse overgår ansvaret for apparatsikkerheden til brugeren.
- Apparatet må højst bruges 20 minutter ad gangen.
- Brug altid kun originale reservedele og tilbehør fra producenten.
- Til inhalationstherapi må der kun anvendes egnet medicin i væskeform. Inden behandlingen med apparatet påbegyndes, bør du rådføre dig med din læge eller apoteker angående varighed, dosering, hyppighed og valg af lægemidler.
- Forstøveren må ikke anvendes med vand aleine.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive benyttet af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, psykiske, sensoriske eller ørlige evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden.
- med mindre de er under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller har modtaget instruktion fra denne i, hvordan apparatet skal benyttes.
- Børn skal overvåges for derved at forhindre, at de leger med apparatet.
- Apparatet indeholder små dele, f.eks. luftfilteret, som børn kan sluge og blive kvalt i. Opbevar og bortsaf derfor alle smådele uden for børns rækkevidde.
- Brug eller opbevar ikke apparatet på steder, hvor det udsættes for giftige dampe eller flygtige stoffer.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af luftblandingar indeholdende anæstesiemedler, som er brandbare i kontakt med luft eller ilt.
- Undgå kontakt med spidse eller skarpe genstande.
- Ventilationshullerne 7 på apparatet må aldrig dækkes til. Stil ikke apparatet på steder, hvor ventilationshullerne kan blive blokeret, og læg ikke genstande oven på apparatet (f.eks. håndklæder, tæpper osv.).
- Luftfilter-afdækningen må aldrig blokeres 2.
- Stik ikke genstande eller legermeddele (fingre o.l.) ind i apparatets indre.
- Apparatet må ikke anvendes på tæpper eller i meget støvbelastede omgivelser (som f.eks. under sengen).
- Forstøveren eigner sig ikke til anæstesi-respirationssystemer eller lungeventilationssystemer.
- Brug ikke apparatet i badekarret eller brusebadet.
- Brug ikke apparatet i ovnsgiver med temperaturer på over 40 °C.
- Anvend aldrig apparatet i dels eller i fugtige omgivelser. Apparatet er ikke vandtæt.
- Brug og opbevar kun apparatet på steder, hvor det står sikret og ikke kan falde ned. Risiko for person- eller materiale-skader for levende væsener eller genstande, der befinner sig under apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af højfrekvente, elektromagnetiske sendere.
- Rør aldrig ved strømkablet med våde hænder.
- Apparatet må ikke anvendes med fejlstrøm kabel eller strømkabel.
- Strømforsyningen til apparatet kan afbrydes fuldstændig ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- Apparates slanger og ledninger skal anbringes på sådan, at de ikke udgør en snublefare, ikke bliver bøjte og ikke udgør nogen risiko for kvalning.
- Strømkablet må ikke føres forbi skarpe kanter, og det må ikke klemmes sammen og heller ikke anvendes i nærheden af varmekilder.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød skal stikket straks trækkes ud af stikkontakten i følgende tilfælde:
  - ved driftsfortryrelser under brugen
  - efter hver brug
  - for alle former for rengøring og pleje.
- Hvis strømkablet er beskadiget, må det kun udskiftes af enten medisana, en autoriseret forhandler eller en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer.
- Der må ikke kunne trænge vand ind i apparatet. Skulle der alligevel trænge væske ind i apparatet, skal stikket straks stikkes ud. Kontakt herefter medisana kundeservice.
- Rengør aldrig apparatet ved at holde det under rendende vand.
- Ved driftsfejl må du ikke selv reparere apparatet. Reparationer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.
- Undgå transport af forstøveren, og efterlad den ikke uden opsyn med inhalationsaerosoler i forstørværtningsudløp.
- Brug ikke apparatet med rystelser, og sørge for, at det ikke falder ned.
- Apparatet må ikke anvendes på dyr.
- Brug aldrig apparatet ved træthed eller svimmelhed.
- I tilfælde af diabetes eller andre sygdomme skal du rådføre dig med egen læge inden brug af apparatet.
- Gravide skal overholde de nødvendige forsigtighedsforanstaltninger og være opmærksomme på deres individuelle belastningsevne. Ved tvivlsområder kan egen læge konsultere.
- Undlad at behandle kropsområder, der udviser hævelser, forbrændinger, betændelse, hudulstæt, sår eller følsomme steder.
- Behandlingen må ikke gøre ondt. Hvis du føler smertier eller oplever brugen af apparatet som ubehagelig, skal du standse brugen og rådføre dig med din læge.

## Før brug

**ADVARSEL**  
Infektionsrisiko grundet kontamineret forstøver! Overhold de generelle hygiejeforskrifter (f.eks. grundig håndvask for brug) og sørge for korrekt rengøring og desinficerung i henhold til informationerne i afsnittet "Rengøring og pleje" inden første ibrugtagning og efter alle efterfølgende anvendelser!

- Alle dele af forstøversættet skal desinficeres inden første brug, inklusive mundstykke og maske, samt efter alle efterfølgende anvendelser samt efter længere tid ibrugtagning, se anvisningerne i afsnittet "Rengøring og pleje".
- Efter desinficerung skal alle forstøverenes dele skyldes med rent, kogt vand.
- Inden hver brug skal det kontrolleres om huset, strømkablet, stikket, luftslangen 17 og indgangene til slangetilslutningen (10 og 11) er intake, og om apparatet fungerer normalt.
- Hvis apparatet udviser tydelige skader, eller hvis der er formodninger om defekter, må inhalatoren ikke benyttes. Træk straks stikket ud af stikkontakten, og henvend dig herefter til kundeservice.
- Inden du slutter apparatet til strømforsyningen, skal du sikre dig, at den angivne elektriske spænding på etiketten stemmer overens med netspændingen på dit anvendelsessted. Anvend hverken multistikdåser eller forlængerledninger.
- Fyld aldrig forstørværtningsudløp med mere end 10 ml inhalationsvæske af passende type.
- Forud for anvendelsen skal du altid tække, om alle dele er sat korrekt sammen.
- Kontroller, at luftfilteret 2 er rent. Hvis luftfilteret udviser farveændringer eller allerede har været i brug i 2 måneder, skal det udskiftes. Kontroller, at luftfilteret er tilsluttet korrekt.
- For at undgå, at luftslangen 17 løsner sig under anvendelsen, skal du kontrollere, at den er slutted korrekt til de pågældende tilslutninger (10 og 11) på apparatet og på forstørværtningsudløp. Slangen kan eventuelt drejes let ved tilslutningen.

## Under brugen

- Brug altid kun frisk inhalationsaerosol.
- Blokér aldrig åbningerne i forstørværtningsudløp 15.
- Brug så vidt muligt forstøveren i lodret position. Ryst ikke forstøveren under brug.
- Under brug forårsager apparatets kompressor funktion vibrationer og en summende lyd. Dette er normalt og ikke tegn på fejlfunktion.

## Efter brug

- Tør aldrig apparatet i en mikrobølgeovn eller med en hårtører.
- Opbevar altid apparatet og alle dele i helt tør og tem tilstand på et tørt og rent sted.
- Efter anvendelsen skal eventuelle medicinrestre fjernes. Alle dele skal rengøres og desinficeres grundigt, se kapitlet "Rengøring og pleje".
- Apparatet må ikke opbevares med bojet strømkabel eller snoet luftslangen 17.

## Leveringsomfang og emballage

Kontroller først, at leveringen er komplet, og at varen på ingen måde er beskadiget. I tvivlstilfælde skal du ikke tage varen i brug, men i stedet kontakte vores kundeservice. Leveringen omfatter:

- 1 medisana-inhalator IN 550 med forstørværtningsudløp, luftslang, mundstykke, næseadapter til voksne, næseadapter til børn, voksenmaske og barnemaske
- 5 luftfilter til udskiftning
- 2 ekstra forstøverhoveder (rød og gul)
- 1 brugsanvisning
- 2 ekstra sikringer

Emballagen kan genbruges eller afleveres til genanvendelse. Bortsaf overskydende emballagemateriale på miljøvenlig vis. Skulle du bemærke transportskader under udpakningen, skal du straks kontakte din forhandler.

**ADVARSEL**  
Børn må ikke få fat i emballagefolien. Risiko for kvalning!


## Forberedelse af inhalation

**ADVARSEL**  
Rengør og desinficer forstøversættet som beskrevet i afsnittet "Rengøring og pleje", med henblik på at undgå infektioner som følge af forurende dele! Herudover skal almene hygiejeforskrifter såsom desinficerung af hænderne, hygiejisk håndtering af lægemidler osv. til hver tid overholde.

**BEMÆRK**  
Inden du starter behandlingen, bør du rådføre dig med din læge vedrørende varighed, dosering og hyppighed. Den bedst egnede behandlingsudvælgelse alt efter behandlingsformålet (f.eks. behandling af lungerne = terapi med mundstykke, behandling af næsen og svælget = terapi med maske). Rådfør dig i den forbindelse med din læge.

1. Drej den øverste del af forstørværtningsudløp 10 imod uret og tag den ud af forstørværtningsudløp 12.
2. Anbring forstøverhovedet 10 på studsen 13.

**BEMÆRK**  
Der er inkluderet et ekstra forstøverhoved i leveringsomfanget. Du har så mulighed for at placere et af de tre hoveder (blå, rød eller gul) på dysen - dette giver mulighed for en endnu mere målrettet anvendelse. Partikelstørrelser på ca. 4,5 til 6,0 µm (rødt forstøverhoved) er særligt velegnede til brug i mund og hals, f.eks. ved halsbetændelse. Partikelstørrelser på ca. 3,5 til 4,5 µm (blåt forstøverhoved) er bedre egnet til luftvejene og det øverste af lunger ved f.eks. bronkitis og mindre partikelstørrelser på ca. 3,0 til 4,0 µm (gult forstøverhoved) er ideelle til brug dybt i lungerne, f.eks. ved astma. Spørg din læge, hvilken partikelstørrelse der passer bedst til din personlige situation.



3. Fyld nu den angivne mængde inhalationsoplosning i forstørværtningsudløp 10 i henhold til lægens eller producentens angivelser (mindst 2 ml og højst 10 ml). Hvis du er kommet til at fyde for meget i tanken, skal du tomme den og rengøre forstøversættet som beskrevet i afsnittet "Rengøring og pleje".

4. Fastgør den øverste del af forstørværtningsudløp 10, idet du skruer den fast på forstørværtningsudløp 12 med uret, indtil den sidder godt og sikert.

- 5a. Sæt herefter enten mundstykke 20 eller en næseadapter 21 fast på den øverste del af forstørværtningsudløp 10 ved hjælp af forbindelsesstykke 16 til mundstykke 20 og næseadapter 21. Herefter skubbes mundstykke 20 eller næseadapter 21 ind i forbindelsesstykke 16 korrekt.

- 5b. Alternativt kan inhalationen også gennemføres med voksen- eller barnemaske (20 eller 19). I den forbindelse skal du bruge maskeforbindelsesstykke 16 i stedet for forbindelsesstykke 16. Sørg for, at tænd-/slukknappen 1 star på slukket ("O"), og kom herefter stikket i tilstykkeset. Slut den ene ende af luftslangen 17 til tilslutningen beregnet til kompressoren luftslang 1. Den anden ende slutes til tilslutningen beregnet til forstøversættets luftslang 10.

**BEMÆRKNINGER**  
- Sørg for, at alle dele er fast forbundet med hinanden. Slangetilslutningerne skal sidde godt fast i lufttugdungen på kompressor og forstøversæt.  
- Undgå at spilde inhalationsoplosningen.  
- Brug forstøverholderen 6 til midlertidig opbevaring af forstøversættet.

## Udfør inhaleringen


Sæt dig så vidt muligt i opret position.

## a) Inhalation med mundstykke:

Luk løberne helt om mundstykke 20. Tænd for apparatet på tænd-/slukknappen 1 ("O"). Forstøveren udsender nu en synlig tåge (aerosol). Tag nu en langsom og dyb indånding gennem munnen. And herefter ud gennem næsen. Hvis du har brug for at tage en pause, kan du kortvarigt afbryde behandlingen ved at tage mundstykke 20 ud af munnen. Kom mundstykke 1 ind i munnen igen (læberne skal omlægges mundstykke 1 helt tæt), og ånd igen langsomt ud og ud.

## b) Inhalation med maske eller næseadapter:

Som alternativ til mundstykke 20 indeholder pakken også en voksenmaske 18, en voksenmaske 19, samt en næseadapter (20 eller 21). Dermed kan aerosolen indlænches via næsen, hvilket gør det muligt at målrette behandlingen til de øvre luftve

**Urządzenie i elementy obsługi**

**Elementy sprzętarki**  
 1 Przyłącze przewodu powietrza 2 Filtr powietrza (z przykrywką)  
 3 Włącznik 4 Uchwyt do przenoszenia 5 Blokada pokrywy pojemnika na części 6 Pojemnik na części 7 Wywietrzniki 8 Uchwyt nebulizatora 9 Pokrywa schowka na kabel 10 Pokrywa pojemnika na części

**Zestaw nebulizatora**  
 11 Przyłącze nebulizatora z przewodem powietrza  
 12 Zbiornik nebulizatora 13 Króciec 14 Końcówka rozpylająca (niebieska, cząsteczki 3,5–4,5 µm) 15 Nasadka nebulizatora 16 Złączka do ustrnika i końcówek do nosa 17 Przewód powietrza 18 Maska dla dorosłych z przyłączem 19 Maska dla dzieci z przyłączem 20 Końcówka do nosa dla dorosłych 21 Końcówka do nosa dla dzieci 22 Ustrnik 23 Zapasowy filtr 24 Zapasowe zabezpieczenia 25 Końcówka rozpylająca (czarna, cząsteczki 4,5–6,0 µm) 26 Końcówka rozpylająca (żółta, cząsteczki 3,0–4,0 µm)

**O wyjaśnienie symboli**

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi urządzenia. Należy ją dokładnie przeczytać. Nie przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężej urazów lub szkodzenia urządzenia.

**OSTRZEŻENIE!**  
 Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych urazów ciała.

**UWAGA**  
 Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia.

**WSKAZÓWKA**  
 Wskazówki te zawierają przydatne informacje dotyczące instalacji i stosowania.

Klasifikacja urządzenia: Ochrona przed wilgocią

Klasa ochrony II Napięcie przemienne

LOT Numer LOT SN Numer seryjny

Wytwórcza Data produkcji

**Użytkowanie inhalatora zgodnie z przeznaczeniem**

Inhalator medisana IN 550 przeznaczony jest do użytku domowego w terapii inhalacyjnej aerosolem przez nos lub drogą orálną. Urządzenie może być stosowane wyłącznie przez pacjentów, którzy potrafią go obsługiwać, do terapii płynnym lekiem przepisany bądź zalecanym przez lekarza lub farmaceuta.  
 Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi urządzenia.  
 Przed inhalacją należy zawsze zapoznać się z informacjami załączonymi na leku do inhalacji lub postępować zgodnie ze wskazaniami lekarza lub farmaceuty.

**Przeciwwskazania**  
 Inhalator medisana IN 550 mogą stosować wyłącznie osoby, które są w stanie oddychać samodzielnie i są przytomne.  
 Inhalator nie jest przeznaczony dla osób, które przeszły zabieg tracheotomii i oddychają za pomocą rurki tracheotomijnej.

medisana GmbH  
 Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS  
 NIEMCY



**WAŻNE WSKAŻÓWKI! KONIECZNIE ZACHOWAĆ!**  
 Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki bezpieczeństwa, i starannie przechowywać instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując urządzenie osobom trzecim, należy wręczyć też niniejszą instrukcję obsługi.

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji obsługi. Użycowanie niezgodne z przeznaczeniem prowadzi do utraty roszczeń gwarancyjnych.
- Każde użycie inhalatora w sposób inny niż opisane w niniejszej instrukcji jest niewłaściwy i niebezpieczny. Użytkownik ponosi ryzyko uszkodzenia inhalatora w przypadku użycowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Jedna inhalacja nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części producenta.
- Do inhalacji użyj wyłącznie odpowiednich leków w płynie. Przed rozpoczęciem terapii przy użyciu inhalatora skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą co do długoterapii, dozowania i częstotliwości inhalacji oraz wyboru właściwego leku.
- Do nebulizacji nie wolno stosować czystej wody.
- Tego urządzenia nie mogą obsługwać osoby (zwłaszcza dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Nie powinno go też używać osoby bez odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia.
- Dorosły powinni dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Ze względu na istniejące ryzyko polknienia drobnych elementów, np. filtra powietrza, przechowuj drobne elementy i utylizuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na trujące opary lub substancje lotne.
- Nie włączaj inhalatora w pobliżu mieszkańców środków znieczulających, które są łatwopalne w kontakcie z powietrzem lub tlenem.
- Unikaj kontaktu ze spiczastymi lub ostrymi przedmiotami.
- Nie zatkaj otworów wentylacyjnych inhalatora. Nie stawiaj urządzenia w miejscach, które mogłyby blokować otwory wentylacyjne. Nie kładź żadnych przedmiotów na inhalatorze (np. ręczników koca, itp.).
- Nie blokuj pokrywy filtra powietrza 2.
- Nie wprowadzaj żadnych przedmiotów lub części ciała (np. palców) do wnętrza urządzenia.
- Nie korzystaj z inhalatora na dywanie lub mocno zakurzonych powierzchniach (np. pod łóżkiem).
- Rozpylacz nie nadaje się do stosowania w urządzeniach anestezjologicznych lub aparatów do sztucznego oddychania.
- Nigdy nie używaj urządzenia w wannie ani pod prysznicem.
- Nie korzystaj z inhalatora w temperaturze otoczenia powyżej 40°C.
- Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym otoczeniu. Urządzenie to nie jest wodoszczelne.
- Korzystaj z inhalatora i przechowuj go wyłącznie w miejscach, gdzie zachowa się stałe i nie upadnie na podłogę. Ciepł uprządzającego urządzenia może spowodować zranienia lub złamania u osób, zwierząt i roślin znajdujących się pod nim.
- Nie korzystaj z inhalatora w pobliżu nadajników elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości.
- Nigdy nie dotykaj kabla zasilania wilgotnymi rękami.
- Nie uruchamiaj inhalatora, który ma uszkodzoną kabel zasilania lub wtyczkę.
- Wyjęcie wtyczki z gniazda elektrycznego powoduje całkowite odcięcie prądu z urządzenia.
- Wtyki i kable należy rozkładać w taki sposób, by nie stanowiły one zagrożenia związane z ewentualnym potknięciem lub uduszeniem.
- Unikaj kontaktu kabla zasilania z ostrymi powierzchniami; nie zaciskaj go i nie używaj w pobliżu gorącego.
- Aby uniknąć porażenia prądem, natychmiast wyciągnij wtyczkę przewodu inhalatora z gniazda elektrycznego:
  - w przypadku awarii podczas użytkowania
  - po każdym użytkowaniu
  - przed każdym czyszczeniem i pielęgnacją.
- Nie owijaj kabla zasilania wokół inhalatora.
- Uszkodzony kabiel sieciowy może wymagać tylko **medisana**, autoryzowany serwis lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
- Uważaj, by do wnętrza inhalatora nie dostała się woda. W przypadku kontaktu wnętrza z wodą natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego i skontaktuj się z serwisem klienta.
- Podczas czyszczenia nigdy nie wkładaj inhalatora ani zestawu inhalatora pod bieżącą wodą.
- W razie usterek nigdy nie naprawiaj samodzielnie urządzenia. Naprawę należy zlecić autoryzowanemu zakładowi serwisowemu.
- Nie przenoś inhalatora i nie pozostawiaj bez nadzoru, gdy w jego pojemniku znajduje się lek.
- Unikaj wstrząsów, nie rzucaj inhalatora na podłogę.
- Nie stosuj inhalatora na zwierzętach.
- Nie korzystaj z inhalatora w przypadku zmęczenia lub zawrotów głowy. W przypadku cukrzycy lub innych schorzeń, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
- Kobiety w ciąży powinny przestrzegać koniecznych środków ostrożności, aby nie obciążać nadmiernie organizmu; w razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli na twarzy występują obrzęki, oparzenia, stany zapalne, wysypki skóry, rany lub podrażnienia.
- Terapia powinna sprawiać przyjemność. Jeżeli odczuwasz ból lub terapia nie sprawia Ci przyjemności, przerwij zabieg i skontaktuj się z lekarzem.

**Przed użyciem**

**OSTRZEŻENIE!**  
**Korzystanie z zabrudzonego nebulizatora niesie ryzyko infekcji! Przed każdym użyciem inhalatora przestrzegaj ogólnych zasad higieny (np. dokładnie umyj ręce) i upewnij się, że nebulizator przed pierwszym uruchomieniem i po każdym kolejnym użyciu jest czyszczony i dezynfekowany zgodnie z instrukcjami pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja”!**

- Przed pierwszym uruchomieniem inhalatora, po każdym kolejnym jego użyciu oraz po dłuższym okresie nieużywania zdejmuj wszystkie elementy inhalatora, również ustrnik i maskę, zgodnie z instrukcją pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- Po zdejmowaniu wszystkich elementów inhalatora opłucz czystą ugotowaną wodą.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy obudowa, kabel zasilania, wtyczka, przewód powietrza 17, wejścia na sprzętarkę i nebulizatora nie uległy uszkodzeniu i urządzenie działa poprawnie.
- Nie włączaj inhalatora, jeżeli ten posiada widoczne uszkodzenia lub wykazuje możliwość wad. Natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego i skontaktuj się z serwisem klienta.
- Przed podłączeniem inhalatora do prądu sprawdź, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada prawidłowi z sieci.
- Nie podłączaj inhalatora do złącza wielowtyczkowego, nie korzystaj i przedłużaczami. Do zbiornika inhalatora nie należy wlewać nigdy więcej niż 10 ml płynu do inhalacji.
- Przed włączeniem inhalatora upewnij się, że wszystkie elementy są ze sobą prawidłowo połączone.
- Upewnij się, że filtr powietrza 2 jest czysty. Filtr, który zmienił kolor lub jest w użyciu ponad dwa miesiące, podlega wymianie. Sprawdź, czy został zamontowany prawidłowo.
- Aby uniknąć poluzowania przewodu powietrza 17 w trakcie pracy inhalatora, upewnij się, że został on stabilnie podłączony do wejścia sprzętarki i nebulizatora. W razie potrzeby lekko przekreśl przewód w miejscu podłączenia.

**W trakcie użytkowania**

- Przy każdym użyciu stosuj wyłącznie świeży lek aerosolowy.
- Nie wolno zakrywać płynem otworów w nasadce nebulizatora 18.
- Używaj nebulizatora w pozycji pionowej. Nie potrząsaj nim w trakcie stosowania.
- Sprzętarka w trybie pracy wibruje i wydaje dźwięk. Jest to typowy objaw pracy sprzętu i nie świadczy o jego wadzie.

**Po zakończeniu użytkowania**

- Nie susz inhalatora w mikrofalii lub przy użyciu suszarki do włosów.
- Pred schowaniem osusz i opróżnij inhalator oraz wszystkie jego elementy; przechowuj wyłącznie w suchym i czystym miejscu.
- Po zakończeniu inhalacji usuń ewentualne pozostałości po leku. Wszystkie elementy dokładnie wyczyść i zdezynfekuj, patrz pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- Przewód powietrza należy przechowywać bez zagięć lub pętli 17.

**Zakres dostawy i opakowanie**

Sprawdź, czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone. W razie wątpliwości nie uruchamiaj urządzenia, skontaktuj się z sklepem lub punktem serwisowym. W zakres dostawy wchodzą:

- 1 Inhalator medisana IN 550 z nebulizatorem oraz przewodem powietrza, 1 ustrnik, końcówka do nosa dla dorosłych, 1 końcówka do nosa dla dzieci, 1 maska dla dorosłych, 1 maska dla dzieci
- 5 zapasowych filtrów
- 1 instrukcja obsługi
- 2 dodatkowe głowice rozpylające (czarna i żółta)
- 2 zapasowe bezpieczniki
- 2 pasy do nosa

Opakowanie może być użyte ponownie lub przekazane do punktu zbiorczego surowców wtórnych. Niepotrzebne części opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdy podczas rozpakowywania zostaną zauważone uszkodzenia spowodowane transportem, należy niezwłocznie skontaktować się z sprzedawcą.

**OSTRZEŻENIE!**  
**Zwracaj uwagę na to, aby folie z opakowania nie dostały się w ręce dzieci.**  
**Grozi uduszenie!**

**Przygotowanie do inhalacji**

**OSTRZEŻENIE!**  
**Zestaw nebulizatora należy poddawać dezynfekcji zgodnie z instrukcją pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja” dla uniknięcia infekcji w wyniku zastosowania zabrudzonych elementów inhalatora. Dodatkowo należy przestrzegać ogólnych zasad higieny tj. dezynfekowania rąk, higienicznego kontaktu z lekiem itp.**

**WSKAZÓWKI**

**Przed rozpoczęciem terapii skonsultuj się z lekarzem w sprawie długości, dozowania i częstości zabiegów. Zależnie od celu terapii (np. inhalacja płuc = stosowanie ustrnika lub inhalacja nosogardzieli = stosowanie maski) należy wybrać odpowiedni osprzęt. Skonsultuj się w tej sprawie z lekarzem.**

- Przekręcić nasadkę nebulizatora 15 odwrotnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ze zbiornika nebulizatora 12.
- Umieścić głowicę rozpylającą 16 na króćcu 13.

**WSKAZÓWKI**

**Zestaw zawiera dwie dodatkowe głowice rozpylające. Dzięki temu mają Państwo możliwość nałożenia na rurkę o kształcie stożka wewnętrzne nebulizatora jednej z trzech głowic (niebieskiej, czerwonej lub żółtej) - pozwoli to w jeszcze większym stopniu dostosować zabieg do potrzeb. Częstki o wielkości ok. 4,5 do 6,0 µm (czerwona głowica rozpylająca) odpowiednio zwiększa się przy terapii schorzeń jamy ustnej i gardła, np. zapalenia krtani. Częstki o wielkości ok. 3,5 do 4,0 µm (niebieska głowica rozpylająca) są bardziej odpowiednie w terapii górnych dróg oddechowych, np. przy zapaleniu oskrzeli, a częstki o wielkości ok. 3,0 do 4,0 µm (żółta głowica rozpylająca) najskuteczniej działają głęboko w płucach, np. w przypadku astmy. Wielkość częstek, najodpowiedniejszą dla Państwa schorzenia, najlepiej skonsultować z lekarzem.**


- Nalać odpowiednią ilość roztworu inhalacyjnego, zgodnie ze wskazówkami lekarza bądź producenta (zawartość min. 2 ml i maks. 10 ml) do zbiornika nebulizatora 12. Jeśli do zbiornika dostało się zbyt wiele płynu, należy opróżnić go i wyczyścić nebulizator zgodnie z instrukcją i podanymi w punkcie Czyszczenie i pielęgnacja.
- Umocować nasadkę nebulizatora 15 przykręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do zbiornika nebulizatora 12, aż do momentu, kiedy będą stabilnie połączone.
- Następnie nałożyć ustrnik 22 lub końcówkę do nosa (20 lub 21) za pomocą złączki 16 na nasadkę nebulizatora. W tym celu należy nałożyć złączkę 16 dłuższą częścią na króćecu na nasadce nebulizatora 15, po czym wsunąć ustrnik 22 lub końcówkę do nosa (20 lub 21) w krótszą stronę złączki 16.
- Alternatywnie można też używać do inhalacji maski dla dorosłych lub dla dzieci (18 lub 19). Do tego celu potrzebne jest przyłącze do maski zamiast złączki 16. Proszę się upewnić, że włącznik 3 znajduje się w pozycji włączony („O”) i włożyć wtyczkę do gniazda. Jedna z końcówek przewodu powietrza 17 należy nałożyć mocno na odpowiednie przyłącze 11 na nebulizatorze. Druga końcówka należy nałożyć na odpowiednie przyłącze 11 na nebulizatorze.

**Przeprowadzanie inhalacji:** Usiądź w pozycji wyprostowanej.

- a) Inhalacja zapompek ustrnika:** Obejmij wargami ustrnik 22. Włącz urządzenie, naciśkając przycisk zasilania 3 („I”). W nebulizatorze dochodzi do widocznego rozpylenia podawanego leku do postaci aerosolu. Teraz wykonuj powoli wdech przez usta i wydech przez nos. Jeżeli chcesz zrobić krótką przerwę, przerwij zabieg i wyciągnij ustrnik 22 z ust. Włóz go ponownie do wnetrza inhalatora i skontaktuj się z lekiem rodzinnym.
- b) Inhalacja przy użyciu maski/końcówek do nosa:** Alternatywnie do ustrnika 22 zestaw zawiera również maskę dla dzieci 18, maskę dla dorosłych 19, oraz końcówkę do nosa (20 i 21). Dzięki temu aerosol może być wydany przez nos, co umożliwia stosowanie do inhalacji raczej górnych dróg oddechowych. Ten sposób stosowania jest przyjemniejszy i zwiększa dla dziecka dobre poczucie.

**OSTRZEŻENIE!**

- Czas trwania jednej inhalacji nie powinien przekraczać 20 min. Dłuższe używanie sprzętarki może spowodować przegrzanie i niewłaściwą pracę. Po użyciu urządzenie powinno schładać się przez przynajmniej 40 min.
- Unikaj przykrywania/blokowania otworów wentylacyjnych i filtra powietrza.
- c) Zakończenie inhalacji:** Po zakończeniu inhalacji wyjąć urządzenie z przyciskiem zasilania 3 („O”), również wtedy, gdy inhalator nie jest całkowicie opróżniony. Wylej resztkę inhalatu. Nie używaj go ponownie. Wyczyść urządzenie natychmiast po każdym użyciu (patrz pkt. Czyszczenie i pielęgnacja).
- d) W trakcie inhalacji:** Po zakończeniu inhalacji wyjąć urządzenie z przyciskiem zasilania 3 („O”), również wtedy, gdy inhalator nie jest całkowicie opróżniony. Wylej resztkę inhalatu. Nie używaj go ponownie. Wyczyść urządzenie natychmiast po każdym użyciu (patrz pkt. Czyszczenie i pielęgnacja).
- e) W trakcie użytkowania:** Po zakończeniu inhalacji wyjąć urządzenie z przycisk



## Přístroj a ovládací prvky

**Kompresorová jednotka:** ① připojka vzduchové hadice na přístroji  
**② vzduchový filtr** (s krytem) **③ spínač ZAP/VYP** **④ držadlo**  
**⑤ uzávěr víka odkládacího prostoru** **⑥ odkládací prostor** **⑦ větrací otvory** **⑧ držák rozprašovače** **⑨ víko uložného prostoru**  
 pro sítový kabel **⑩ víko odkládacího prostoru**

**Rozprašovači sada:** **⑪** připojka vzduchové hadice na rozprašovači  
**⑫ nádržka rozprašovače** **⑬ hrdo** **⑭ rozprašovací hlava** (modrá, velikost čisticí 3,5 – 4,5 µm) **⑮ horní část rozprašovače** **⑯ spojovací díl náustku a nosního adaptér** **⑰ vzduchová hadice** **⑱ maska pro dospělé** se spojovacím dílem masky **⑲ maska pro děti** **⑳ nosní adaptér pro dospělé** **㉑ nosní adaptér pro děti** **㉒ náustek** **㉓ náhradní vzduchový filtr** **㉔ náhradní pojistky** **㉕ rozprašovací hlava** (červená, velikost čisticí 4,5 – 6,0 µm) **㉖ rozprašovací hlava** (žlutá, velikost čisticí 3,0 – 4,0 µm)

## Vysvětlivky symbolů:

Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a o obsluze. Předteď si celý návod k obsluze. Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje.

**VAROVÁNÍ**  
Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráněte tak možnému úrazu uživatele.

**POZOR**  
Dodržujte tyto pokyny, zabráněte tak možnému poškození přístroje.

**UPOZORNĚNÍ**  
Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu.

**Klasifikace přístroje:** Typ BF

**Krytí II**

**LOT** Číslo šarže

**Výrobce**

## Použití v souladu s určeným účelem

• Inhalátor **medisana IN 550** je určen k orální nebo nasální inhalacní terapii pomocí léku ve formě aerosolu v domácím prostředí. Přístroj směřuje pouze pacienti, kteří se důkladně seznamili s fungováním přístroje a používají jej s kapalným léčivem, předepsaným, resp. doporučeným léčivem nebo lékárničkem. • Uživatel si musí nejprve přečíst návod k obsluze, porozumět jeho obsahu a pochopit obsluhu přístroje. • Vždy respektujte údaje v příbalovém letáku inhalovaného léčiva, resp. říde se pokyny svého lékaře nebo lékárničky.

**Kontraindikace**  
• Inhalátor **medisana IN 550** směřuje používat pouze osoby, které jsou schopny samostatně dýchat a jsou při vědomí.  
• Přístroj není vhodný pro uživatele, kteří dýchají pomocí chirurgicky vyrobeného otvoru do průdušnice (tracheostomie).



## DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití a předeším bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.



## Bezpečnostní pokyny

- Používejte inhalátor výhradně v souladu s jeho určením tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. V případě použití v rozporu s určením zaniká nárok na záruku plnění.
- Jakékoli jiné použití než podle popsané je pokládáno za nesprávné, a tudiž nebezpečné. V případě použití v rozporu s určeným účelem přechází ručení za bezpečné fungování přístroje na uživatele.
- Doba jednotlivých aplikací nesmí přesahovat 20 minut.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství od výrobce.
- Používejte pouze kapalná léčiva vhodná pro inhalacní terapii. Před zahájením terapie přístrojem konzultujte se svým lékařem nebo lékárničkem díky aplikaci, dýchaní, čestnosti aplikací a výběru léčiva.
- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které mají nedostatečně zkušenosť a znalosti s výjimkou případu, že výrobek používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud od této osob získali informace o tom, jak výrobek používat.
- Dávejte pozor na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Hrozí nebezpečí spouštění malých dílů, např. vzduchového filtru. Malé díly proto skladujte a likvidujte mimo dosah dětí.
- Přístroj nepoužívejte ani nesklaďujte na místech, na nichž by byl vystaven působení toxických výparů nebo těkavých látek.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti anestetických směsí, které se při styku se vzdudem nebo kyslikem mohou vznítit.
- Zaberte kontaktu se špičatými nebo ostrými předměty.
- Větrací otvory **⑦** přírode musejí být vždy volně. Nestavte přístroj na místa, na nichž by větrací otvory mohly být blokovány, a nepokládejte na přístroj žádné předměty (např. ruky, deky atd.).
- Vzduchový filtr **②** nezahrnuje kryt vzduchového filtru **⑧**.
- Dóvitník přírode nevklopejte žádné předměty než částečky (prsty apod.).
- Přístroj nesmí být používán na koberečích podlahách nebo v prostředí s vysokou prašností (např. pod posteli).
- Rozprašovač sadu čistěte a dezinfikujte způsobem popsaným v kapitole „Čištění a údržba“, abyste se vyvarovali možné infekce způsobené znečištěnými částmi! Zároveň je nutné dodržovat obecné hygienické zásady, například dezinfekci rukou, hygienickou manipulaci s léky atd.

## Rozsah dodávky a obal

Zkontrolujte nejprve, zda je přístrojkompletní než poškozený. Pokud máte pochybnosti, nesmíte přístroj používat. Odešlete jej do servisního střediska. K rozsahu dodávky patří:

- 1 inhalátor **medisana IN 550** s rozprašovačem sadou a vzduchovou hadicí, 1 náustek, 1 nosní adaptér pro dospělé,
- 1 nosní adaptér pro děti, 1 maska pro dospělé a 1 maska pro děti
- 2 dodatečné rozprašovací hlavice (červená a žlutá)
- 2 náhradní pojistky
- 1 Návod k použití

Obaly jsou recyklaciovatelné nebo se mohou odevzdát pro cirkulaci surovin. Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.

## VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí.

## Příprava inhalace

## VAROVÁNÍ

Rozprašovač sadu čistěte a dezinfikujte způsobem popsaným v kapitole „Čištění a údržba“, abyste se vyvarovali možné infekce způsobené znečištěnými částmi! Zároveň je nutné dodržovat obecné hygienické zásady, například dezinfekci rukou, hygienickou manipulaci s léky atd.

## UPOZORNĚNÍ

Před zahájením terapie konzultujte s lékařem délku, dávkování a intervaly aplikace. V závislosti na terapeutickém cíli (např. léčba plic = použití náustku nebo léčba v oblasti nosohltanu = použití masky) je nezbytné vybrat vhodný způsob aplikace. Konzultujte tuto problematiku se svým lékařem.

1. Odšroubujte horní část rozprašovače **⑫** proti směru hodinových ručiček a sejměte ji z nádržky rozprašovače **⑬**.
2. Nasadte rozprašovací hlavici **⑫** na hrdlo **⑬**.

## UPOZORNĚNÍ

Součástí dodávky jsou dvě dodatečné rozprašovací hlavice. Na hrdlo tak můžete nasadit jednu z celkem tří hlavic (modrou, červenou nebo žlutou), což umožňuje ještě cílenější aplikaci. Velikost čisticí v rozsahu cca 4,5–6,0 µm (červená rozprašovací hlavice) je vhodná zejména pro aplikaci v ústní dutině a hltanu, např. při laryngitidě. Velikost čisticí v rozsahu cca 3,5–4,5 µm (modrá rozprašovací hlavice) je ideální pro aplikaci hluboko v plicích, např. při astmatu. Zeptejte se svého lékaře, jaká velikost čisticí je nejvhodnější pro vaši konkrétní situaci.

3. Nádržku rozprašovače **⑬** napřilem množstvím inhalacního roztoku, doporučeným lékařem nebo výrobcem (obsah minimálně 2 ml a maximálně 10 ml). Pokud nádržku přeplníte, vyprázdněte ji a rozprašovací sadu vyměňte způsobem popsaným v kapitole „Čištění a údržba“.

4. Horní část rozprašovače **⑫** připevněte na nádržku rozprašovače **⑬** sroubováním v směru hodinových ručiček, dokud spoj není pevný.

5. Pomocí spojovacího dílu náustku a nosního adaptéru pak na horní část rozprašovače nasadte buď náustek **㉑**, nebo nosní adaptér **㉒** nebo **㉓**. Za tímto účelem spojovací díl **㉑** delší stranou nasuňte na připojuvací hrdlo na horní část rozprašovače **㉒** a poté náustek **㉑** nebo nosní adaptér **㉒** (nebo **㉓**) zasuňte do krátké strany spojovacího dílu **㉑**.

- 5b. Alternativně můžete k inhalaci použít masku pro dospělé nebo děti (nebo **㉓**). V tomto případě nepotřebujete spojovací díl náustku a nosního adaptéru **㉑**, ale spojovací díl masky. Ujistěte se, že se spínač ZAP/VYP **④** nachází v poloze VYP („0“) a zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. Jenom konec vzduchové hadice **㉑** zasuňte do připojky vzduchové hadice **㉑** rozprašovací sady. Kompresor. Druhý konec zasunete dopříjemky vzduchové hadice **㉑** rozprašovací sady.

## UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že jsou všechny části vzájemně pevně spojené. Hadicové připojky musejí být pevně nasunuty na výstup vzduchu kompresoru a na rozprašovací sadu.

- Dbejte na to, abyste inhalacního roztoku nerozlili.

- Pro dočasně uložení rozprašovací sady použijte držák rozprašovače **㉘**.

## Provedení inhalace: Rovně se posadte.

## a) Inhalace s použitím náustku:

Sestavte náustek **㉑** mezi ry. Zapněte přístroj stisknutím vypínače **④** („1“). Rozprašovač začne vytvářet viditelnou mlhu (aerosol). Nyní se pomalu a zhlubou nadechujte ústy a vdechujte nosem. Pokud si chcete udělat přestávku, přerušte na chvíli a vyměňte náustek **㉑** z úst. Potom jept vložte do úst (pevně sevřete náustek ry) a opět se pomalu nadechujte a vdechujte.

## b) Inhalace s maskou, resp. nosním adaptérem:

Alternativně v náustku **㉑** obsahuje balení masku pro děti **㉓**, masku pro dospělé **㉑** a nosní adaptér **㉒** a **㉓**. S jejich pomocí lze aerosol vdechovat nosem, což umožňuje aplikaci výhodnější pro horní části dýchacího traktu. Tato aplikace je přijemnější zvláště pro děti. Masku jemně přitiskněte kolem nosu. Masku musí těsně přiléhat k nosu, ale nesmí tláct. Nosní adaptér: Obě tyčinky opatrně zavедte do nosních dírek a během inhalace je v dírkách přidržte. Zapněte přístroj spínacem ZAP/VYP **④** (poloha „1“). Rozprašovač začne vytvářet viditelnou mlhu (aerosol). Pomalu a zhlubou vdechujte nosem. Poté zase pomalu vdechujte.

## UPOZORNĚNÍ

- Rozprašovací jednotku držte pokud možno ve svislé poloze. Menší sklon inhalátoru však nemůže nepříznivě ovlivnit aplikaci (pojistka proti vtečení obsahu). Pro dosažení plné funkčnosti během inhalace dbejte, abyse inhalátor neklaplil o více než 45° v jakémkoliv směru.

- Účinky terapie můžete zlepšit, pokud po nadechnutí na chvíli zadržíte dech. Pro obecný úspěch terapie to ovšem není nezbytné. Důležité je, abyste zůstali klidní a uvolnění, zatímco se pravidelně nadechujete a vdechujete. Neinhalažte příliš rychle. Pokud si chcete udělat přestávku, přerušte na chvíli inhalaci.

## VAROVÁNÍ

- Inhalaci aplikace by neměla přesahovat 20 minut. Pokud je kompresor v provozu delší dobu, hrozí nebezpečí přehřátí a poruch. Po použití byste přístroj měli nechat minimálně po dobu 40 minut vychladnout.

- Vyuvarujte se zakrývání / blokování větracích otvorů a vzduchového filtru.

## Ukončení inhalace

Po ukončení inhalace vypněte inhalátor stisknutím vypínače **④** („0“). Přístroj vypněte i v případě, že jste nevyužívali inhalaci. Zbytek inhalátoru vylije. Nepoužívejte jej. Ihned po ukončení každé aplikace inhalátor očistěte (viz též část „Čištění a údržba“).

## UPOZORNĚNÍ

- Při použití masky zůstává na sliznicí nosohltanu více aerosolu, než při aplikaci s použitím náustku.


- Jestliže náustek již nějakou dobu používáte, mohou se v připojovací trubici náustku nahromadit kapky roztoku. Na provoz a fungování přístroje to však nemá žádný vliv.

- Po aplikaci kapky setřete měkkým hadíkem.

## Čištění a údržba

Za účelem čištění a dezinfekce před prvním použitím, po každém dalším použití a v případě, že jste přístroj delší dobu (cca 4 týdny) nepoužívali, provedte následující kroky.

## Čistění



## Prístroj a ovládacie prvky

**Jednotka kompresor**  
1 Pripojenie prístroja pre vzduchovú hadicu 2 Vzduchový filter (so zakrytím) 3 Spinač zapnutia/vypnutia 4 Držák 5 Zámkokľuva uložného priestoru 6 Odkladač priestor 7 Vetracie otvory 8 Držák rozprašovača 9 Kryt priestoru pre napájací kábel 10 Veku uložného priestoru

**Súprava rozprašovača**  
11 Pripojenie rozprašovača pre vzduchovú hadicu 12 Nádržka rozprašovača 13 Nátrubok 14 Rozprašovacia hlava (modrá, veľkosť častic 3,5 – 4,5 µm) 15 Vrchná časť rozprašovača 16 Spojovací kus pre náustok a nosný nadstavec 17 Vzduchová hadica 18 Maska pre dospelú osobu so spojovacím kusom masky 19 Detská maska so spojovacím kusom masky 20 Nosný nadstavec pre dospelú osobu 21 Nosný nadstavec pre dieťa 22 Náustok 23 Náhradný vzduchový filter 24 Náhradné poistky 25 Rozprašovacia hlava (červená, veľkosť častic 4,5 – 6,0 µm) 26 Rozprašovacia hlava (žltá, veľkosť častic 3,0 – 4,0 µm)

## Vysvetlenie značiek:

Tento návod na použitie patrí k tomuto prístroju.

Obsahuje dôležité informácie k uvedeniu do prevádzky a manipulácií. Prečítajte si celý tento návod na použitie. Nedodržanie tohto návodu môže spôsobiť vážne poranenia alebo škody na prístroji.



**VÝSTRAHA**  
Aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa, musia byť dodržiavané tieto výstražné upozornenia.



**POROZ**  
Aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja, musia byť dodržiavané tieto pokyny.



**UPOZORNENIE**  
Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie k inštalácii alebo k prevádzke.



**Klasifikácia prístroja:** typ BF Chráňte pred vlhkosťou



**Trieda ochrany II** Striedavé napätie



**LOT** Výrobca Sériové číslo



**Wytvórcu** Dátum výroby

## Zamýšľané použitie

• Inhalátor IN 550 medisana je určený na orálnu alebo nazáľnu inhaláčnu terapiu s aerosolom obsahujúcim liečivo. Prístroj smú používať len pacienti, ktorí sa dôkladne oboznámili s fungovaním prístroja a používajú tekyt liek predpísaný, prípadne odporúčaný lekárkom alebo lekárnikom.

• Používateľ si najskôr musí prečítať tento návod na použitie a porozumenie jeho obsahu a obsluhu prístroja.

• Vždy dbajte na údaje v sprievodných informáciách inhalovaného lieku, prípadne postupujte podľa pokynov väčšo lekára alebo lekárnika.

## Kontraindikácie

• Inhalátor IN 550 medisana smú používať len osoby, ktoré dokážu dýchať samostatne a sú pri vedomí.  
• Prístroj nie je vhodný pre používateľov, ktorí dýchajú cez operatívne nevytvorený otvor v prieudniči (tracheostómia).

**SK DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA!  
BEZPODMIENEČNE USCHOVAJTE!**  
Skôr ako prístroj použijete, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné upozornenia a návod na použitie uschovajte pre ďalšie použitie. Keď prístroj odovzdávate tretej osobe, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.



## Bezpečnostné upozornenia

• Prístroj používajte len primerane k jeho určeniu podľa návodu na použitie. Pri použití v rozpore s určením zaniká nárok zo zárukou.  
• Každé iné použitie, ako tu opisané, nie je v súlade s určením a klasifikuje sa ako nebezpečné. Pri nenáležitom používaní prechádza ručenie za bezpečnosť funkciu prístroja na používateľa.  
• Trvanie jednotlivého použitia nesmie prekročiť 20 minút.  
• Používajte len originálne dodatočné a náhradné diely výrobca.  
• Používajte len liečivá v tekutej forme vhodnej na inhaláčnu terapiu. Skôr ako začnete terapiu s prístrojom, poradte sa so svojím lekárcom alebo lekárnikom o trvaní použitia, dávkovaní, frekvencii použitia a výbere liečiv.  
• Na rozprávanie nepoužívajte čistú vodu.  
• Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnou skúsenosťou a/alebo nedostatočnými znalosťami, iba ak by bol pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo bol touto osobou poučený o používaní prístroja.  
• Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.  
• Malé dievy, ako sú vzduchový filter, je možné prehlnúť. Preto všetky malé diely skladujte a likvidujte na mieste mimo dosahu detí.  
• Prístroj nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde je vystavený jedovatým parám alebo prachom.  
• Prístroj neprevádzkujte v blízkosti zmesí anestetikov, ktoré sú horľavé vplyvom vzduchu alebo kyslíka.  
• Zabráňte kontaktu so štipiacimi alebo ostrými predmetmi.  
• Vetracie otvory 7 prístroja musia byť neutáste voľne. Prístroj nikdy neukladajte na miesta, kde by mohli byť vetracie otvory zablokované a na miestu neukladajte žiadne predmety (napr. uteráky, prikrývky, atď.).  
• V žiadnom prípade neblokujte zakrytie vzduchového filtra 2.  
• Do vnútra prístroja neukladajte žiadne predmety alebo časťi tela (prsty, a pod.).  
• Prístroj sa nesmie prevádzkovať na dĺžku zakrytého koberca alebo v prostredí sile znečistenom prachom (ako napr. pod postelou).  
• Rozprávanie nie je vhodné na použitie v anestetických dýchacích systémoch alebo pre systémy dýchacích prístrojov.  
• Prístroj nikdy nepoužívajte pri kúpaní alebo sprchovaní.  
• Prístroj nepoužívajte v prostredí s teplotou v miestnosti vyššou ako 40°C.  
• Prístroj nenechajte položený vonku alebo vo vlnkom prostredí. Prístroj nie je vodotesný.  
• Prístroj prevádzkujte a skladujte len na miestach, na ktorých je zabezpečené bezpečné umiestnenie a prístroj nemôže spadnúť. Hrozí bezpečnostné poranenia fuďale iných živých organizmov, prípadne rozbitia predmetov, nachádzajúcich sa pod ním.  
• Prístroj nikdy neprevádzkujte v blízkosti vysokofrekvenčných magnetických vysielačov.  
• Sieťový kábel sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.  
• Prístroj neprevádzkujte s poškodeným sieťovým káblom alebo sieťovou zástrčkou.

• Prístroj je možné úplne odpojiť z elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky zo sieťovej zásuvky.  
• Hadicie a vedenia prístroja musia byť položené tak, aby nehrizoľovali nebezpečnosť potknutia a vylúčilo sa riziko zaškrtenia.  
• Sieťový kábel nechávajte ponad ostrié hrany, nezasekávajte ho a nepoužívajte ho v blízkosti tepelných zdrojov.  
• Aby sa zabránilo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky:  
- pri poruchách počas použitia  
- po každom čistení a údržbu.  
• Sieťový kábel neomotávajte okolo prístroja.  
• Keď je sieťový kábel poškodený, smie ho vymeniť len medisana, autorizovaný specializovaný predajca alebo primerane kvalifikovaná osoba.  
• Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. Ak by napriek tomu prístroj prišiel do kontaktu s vlnkou, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku a kontaktujte servisné pracovisko.  
• Prístroj za účelom čistenia nikdy nedávajte pod tečúcu vodu.  
• V prípade porúch prístroj neopružajte sami. Opravy nechajte vykonať len autorizovanými servisnými pracoviskami.  
• Pokiaľ sa ešte v nádrži rozprašovača nachádza aerosol s liečivom, rozprašovač neprerepravujte a nenechávajte ho bez dozoru.  
• Sieťový kábel neomotávajte okolo prístroja.  
• Prístroj neaplikujte na zvieratá.  
• Prístroj nikdy nepoužívajte pri únavе alebo závrate.  
• V prípade diaabetu alebo iných ochorení by ste mať pred použitím prístroja poradiť so svojím lekárom.  
• Tehotné ženy by mali dať na nutné bezpečnostné opatrenia a rešpektovať svoju individuálnu zatažiteľnosť, prípadne sa poradiť so svojím lekárom.  
• Prístroj nikdy nepoužívajte, keď oblast použitia vykazuje opuchy, popáleniny, zápal, kožnú vyrážku, rany alebo citlivé miesta.  
• Ošetroenie by malo byť prijemné. Ak pocítujete bolesť alebo je aplikácia neprijemná, prerušte použitie a poradte so svojím lekárom.

• Alternatívne k náustku ⑩ sa v obvode dodávky nachádza detská maska ⑯, maska pre dospelú osobu ⑮, ako aj nosný nadstavec ⑯ a ⑰. Takéto je možné aerosol vychovať nosom, čo umožňuje aplikáciu viac pre horné dýchacie cesty. Obzvlášť deti vŕňajú túto aplikáciu ako prijemnú. **Maska:** Masku pridržte zhláška priladenú na nose. Masku musíte tesne prilehať, avšak nemaliť tláč. **Nosný nadstavec:** Obre bičiky opatrnne zavedte do nosných dierok a počas inhalácie ich tam držte.

• Vykonanie inhalácie: Podľa možnosti sa posuďte do vzpriamenej polohy.  
a) **Inhalácia s náustkom:** Pery tesne priložte k náustku ⑩. Prístroj zapnite pomocou spinača zapnutia/vypnutia ③ („.“). Rozprávač vytvorí viditeľnú hmlu (aerosol). Teraz pomaly a hlboko vydychujte. Ak je možné aerosol vychovať nosom, čo umožňuje aplikáciu viac pre horné dýchacie cesty. Obzvlášť deti vŕňajú túto aplikáciu ako prijemnú. **Hadicové prípojky musia byť pevne nasunuté na vzduchovom výpusti kompresoru a súprave rozprašovača.**  
- Dbajte na to, aby ste nerozlišili inhalačný roztok.  
- Držák rozprašovača ⑧ použite na dočasné uskladnenie súpravy rozprašovača.

b) **Inhalácia s maskou resp. s nosným nadstavcom:** Alternatívne k náustku ⑩ sa v obvode dodávky nachádza detská maska ⑯, maska pre dospelú osobu ⑮, ako aj nosný nadstavec ⑯ a ⑰. Takéto je možné aerosol vychovať nosom, čo umožňuje aplikáciu viac pre horné dýchacie cesty. Obzvlášť deti vŕňajú túto aplikáciu ako prijemnú. **Maska:** Masku pridržte zhláška priladenú na nose. Masku musíte tesne prilehať, avšak nemaliť tláč. **Nosný nadstavec:** Obre bičiky opatrnne zavedte do nosných dierok a počas inhalácie ich tam držte.

• Prístroj zapnite spinačom zapnutia/vypnutia ③ („.“). Rozprávač vytvorí viditeľnú hmlu (aerosol). Teraz pomaly a hlboko vydychujte nosom. Následne pomaly vydychujte.

**UPOZORNENIE**  
- Uistite sa, že sú všetky časti navzájom pevne spojené. Hadicové prípojky musia byť pevne nasunuté na vzduchovom výpusti kompresoru a súprave rozprašovača.  
- Dbajte na to, aby ste nerozlišili inhalačný roztok.  
- Držák rozprašovača ⑧ použite na dočasné uskladnenie súpravy rozprašovača.

• Vykonanie inhalácie: Podľa možnosti sa posuďte do vzpriamenej polohy.  
a) **Inhalácia s náustkom:** Pery tesne priložte k náustku ⑩. Prístroj zapnite pomocou spinača zapnutia/vypnutia ③ („.“). Rozprávač vytvorí viditeľnú hmlu (aerosol). Teraz pomaly a hlboko vydychujte. Ak si chcete spraviť prestavku, na krátko prerušte a výberete náustok ⑩ z úst. Znova ho vezmite do úst (pery tesne priložené k náustku) a znova pomaly vydychujte a vydychujte.  
b) **Inhalácia s maskou resp. s nosným nadstavcom:** Alternatívne k náustku ⑩ sa v obvode dodávky nachádza detská maska ⑯, maska pre dospelú osobu ⑮, ako aj nosný nadstavec ⑯ a ⑰. Takéto je možné aerosol vychovať nosom, čo umožňuje aplikáciu viac pre horné dýchacie cesty. Obzvlášť deti vŕňajú túto aplikáciu ako prijemnú. **Maska:** Masku pridržte zhláška priladenú na nose. Masku musíte tesne prilehať, avšak nemaliť tláč. **Nosný nadstavec:** Obre bičiky opatrnne zavedte do nosných dierok a počas inhalácie ich tam držte.

• Prístroj zapnite spinačom zapnutia/vypnutia ③ („.“). Rozprávač vytvorí viditeľnú hmlu (aerosol). Teraz pomaly a hlboko vydychujte nosom. Následne pomaly vydychujte.

**UPOZORNENIE**  
- Pri každom použití masky resp. nosného nadstavcu zostáva väčšie množstvo aerosolu na sliznici v nose a nosoholane až pri používaní s náustkom.  
- Po používaní náustku počas určitého času môže dôjsť k tomu, že sa pri používaní nazhromaždi niekoľko kvapiek roztoku v nátrubku náustku. Toto však nemá žiadny vplyv na prevádzku a funkciu prístroja. Po používaní kvapky odstráňte mäkkou handrou.

**Čistenie a údržba**  
Následujúce kroky vykonajte kvôli čisteniu a dezinfekcii pred prvým použitím, po každom použití ako aj po dlhšom nepoužívaní (cca 4 týždne).

**počas používania**  
• Prístroj nikdy nesušte v mikrovlnnej rúre ani pomocou fénu.  
• Prístroj a všetky časti skladujte len v úplne vyschnutom a vyprázdnenom stave na suchom a čistom mieste.  
• Po inhaľačnej aplikácii musia byť odstránené prípadné zvyšky aerosolu s liečivom. Všetky časti musia byť dôkladne vyčistené a vydelené, počas používania, počas používania.

**po používaní**  
• Po inhaľačnej aplikácii musia byť odstránené prípadné zvyšky aerosolu s liečivom. Všetky časti musia byť dôkladne vyčistené a vydelené, počas používania.

**po každom použití**  
• Po každom použití akéhokoľvek prístroja, ktorý má kompresor, vytiahnite a vydelené vysušte.

**po každom použití**  
• Po každom použití akéhokoľvek prístroja, ktorý má kompresor, vytiahnite a vydelené vysušte.

**po každom použití**  
• Po každom použití akéhokoľvek prístroja, ktorý má kompresor, vytiahnite a vydelené vysušte.

**po každom použití**  
• Po každom použití akéhokoľvek prístroja, ktorý má kompresor, vytiahnite a vydelené vysušte.


**po každom použití**  
• Po každom použití akéhokoľvek prístroja, ktorý má kompresor, vytiahnite a vydelené vysušte.

**po každom použití**  
• Po každom použití akéhokoľvek prístroja, ktorý má kompresor, vytiahnite a vydelené vysušte.

**po každom použití**  
• Po každom použití akéhokoľvek prístroja, ktorý má kompresor, vytiahnite a vydelené vysušte.

**po každom použití**  
• Po každom použití akéhokoľvek prístroja, ktorý má kompresor, vytiahnite a vydelené vysušte.

**po každom použití**  
• Po každom použití akéhokoľvek prístroja, ktorý má kompresor, vytiahnite a vydelené vysušte.



## Naprava in elementi za upravljanje

## Enota kompresorja

- 1 Priključek naprave za zračno cev
- 2 Zračni filter (s pokrovom)
- 3 Stikalo za vklop/izklop
- 4 Nosilni ročaj
- 5 Zaklep za pokrov
- 6 Prostor za shranjevanje
- 7 Zračna zareza
- 8 Držalo nebulatorja
- 9 Pokrov predala za napajalni kabel
- 10 Pokrov predala za shranjevanje

## Komplet nebulatorja

- 11 Priključek nebulatorja za zračno cev
- 12 Rezervoar nebulatorja
- 13 Podpore
- 14 Glava razpršilnika (modra, velikost delcev 3,5 - 4,5 µm)
- 15 Zgornji del nebulatorja
- 16 Povezovalni kos za ustnik in nastavek za nos
- 17 Zračna cev
- 18 Maska za odrasle s povezovalnim kosom maske
- 19 Maska za otroka s povezovalnim kosom maske
- 20 Nastavek za nos za odrasle
- 21 Nastavek za nos za otroke
- 22 Ustnik
- 23 Nadomestni zračni filter
- 24 Nadomestne varovalke
- 25 Glava razpršilnika (rdeča, velikost delcev 4,5 - 6,0 µm)
- 26 Glava razpršilnika (rumena, velikost delcev 3,0 - 4,0 µm)

## Pojasnilo rizika

- Ta navodila za uporabo sodijo k tej napravi. Vsebujejo pomembne informacije o prvem zagonu in upravljanju naprave. Navodila za uporabo preberite v celoti. Neupoštevanje teh navodil lahko pripelje do težkih poškodb ali škode na napravi.

## OPOZORILO

Te varnostne napotke je potrebno upoštevati, da se preprečijo morebitne poškodbe uporabnika.

## POZOR

Te napotke je potrebno uporabljati, da se preprečijo možne poškodbe naprave.

## NAPOTEK

Ti napotki Vam zagotavljajo dodatne informacije za inštalacijo ali obratovanje.

## Klasifikacija naprave:

Tip BF

## Kategorija zaščite II

Izmenični tok

## LOT

Serijska številka

## Proizvajalec

Datum proizvodnje

## Pravilna uporaba

- Inhalator medisana IN 550 je namenjen za oralno ali nazalno inhalacijsko terapijo z zdravilnim aerosolom v zasebnih gospodinjstvih. Napravo lahko uporabljajo bolniki, ki so temeljito seznanili z načinom delovanja naprave in jo uporabljajo s tekočim zdravilom, ki ga je predpisal oz. priporočil zdravnik ali lekar.
- Uporabnik mora predhodno prebrati navodila za uporabo in razumeti njihovo vsebino in delovanje naprave.
- Vedno upoštevajte podatke v spremni dokumentaciji zdravila za inhalacijo oz. sledite navodilom Vašega zdravnika ali lekarnarja.

## Kontraindikacije

- Inhalator medisana IN 550 lahko uporablja samo osebe, ki lahko samostojno dihajo in so pri zavesti.
- Naprava ni namenjena uporabnikom, ki dihajo preko operativno izvedene odprtine sapnika (traheostoma).

## SI POMEMBNI NAPOTKI! OBVEZNO SHRANITE!

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Če napravo posredujete tretjim osebam, potem obvezno priložite ta navodila za uporabo.



## Varnostni napotki

- Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. Ob nepravilni uporabi preneha pravica do garancije.
- Vsaka druga uporaba od tukaj navedene velja kot nepravilna uporaba in se smatra kot nevarna. Pri nepravilni uporabi preide jamstvo za varno delovanje naprave na uporabnika.
- Trajanje posamezne terapije ne sme presegati 20 minut.
- Uporabljajte samo zdravila v tekoči obliki, ki so primerna za inhalacijsko terapijo. Pred začetkom terapije z napravo se posvetujte z zdravnikom ali lekarjam, glede trajanja terapije, doziranja, pogostosti uporabe in izboru zdravila.
- Za meglico ne uporabljajte čiste vode.
- Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali pomanjkanjem znanja, razen, če jih pri tem nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost ali pa so od te osebe prejeli navodila za uporabo naprave.
- Za zagotovitev, da se otroci ne igrajajo z napravo, morajo biti pod nadzorom.
- Majhne dele kot npr. zračni filter, lahko otroci pogoljte. Vse majhne dele zaradi tega shranjujte in odlagajte izven dosega otrok.
- Naprave na uporabljanje in ne skladiščite ne mestih, kjer je izpostavljena nevarnim param ali hlapnim spojinam.
- Naprave ne uporabljajte v bližini zmesi za anestezijo, ki so vnetljive z zrakom ali kisikom.
- Preprečite stik s končastimi ali ostrimi predmeti.
- Zračna zareza 7 naprave mora vedno biti dostopna. Naprave nikoli ne postavljajte na mesta, kjer je zračna zareza blokirana in na napravo tudi ne odlagajte nobenih predmetov (npr. brisače,odeje itd.).
- V nobenem primeru ne blokirajte pokrova zračnega filtra 2.
- V notranjost naprave ne vstavljamte nikakršnih predmetov ali telesnih delov (prstov ipd.).
- Naprave ne uporabljajte na preproghah ali v okolju, močno obremenjenem s prahom (kot npr. pod posteljo).
- Nebulator ni primeren za uporabo v anestezijskih dihalnih sistemih ali sistemih za pljučno očiščanje.
- Naprave ne uporabljajte pri kopanju ali tuširjanju.
- Naprave ne uporabljajte v okolju z več kot 40°C temperaturom.
- Naprave ne puščajte zunaj ali v vlažnem okolju. Naprava ni vodotesna.
- Naprave uporabljajte sama na mestih, na katerih je zagotovljena varna postavitev, da ne more pasti. Obstaja nevarnost poškodb oz. nevarnosti loma, ko pod napravo nahajajoča se bitja ali predmete.
- Naprave ne uporabljajte v bližini visokofrekvenčnih elektromagnetskih oddajnikov.
- Kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če sta kabel ali vtič poškodovana, potem naprave ne uporabljajte.
- Če potegnete vtič iz vtličnice lahko naprava popolnoma odklopite iz električnega napajanja.
- Vse cevi in kabli naprave morajo biti napeljani tako, da ne predstavljajo nevarnosti spotikanja in da je izključeno tveganje zadušitve.
- Kabla naprave ne vlecite čez ostre robe; ne zatikajte ga in ne uporabljajte ga v bližini virov vročine.
- Da bi preprečili nevarnost električnega udara takoj izvlecite vtič iz vtličnice:
  - ob motnjah v času uporabe,
  - po vsaki uporabi,
  - pred vsakim čiščenjem in nego.
- Kabla naprave nikoli ne ovijajte okrog naprave.
- Če je kabel poškodovan, ga lahko zamenjajte samo podjetje medisana, pooblaščen strokovni prodajalec ali ustrezno usposobljen oseba, da bi preprečili poškodbe.
- Bodite pozorni na to, da v notranjost naprave ne vdre voda. Če pride naprava v stik z vlagom, takoj izvlecite vtič in se posvetujte s servisnim mestom.
- Naprave pri čiščenju nikoli ne držite pod tekočo vodo.
- V primeru motjeni naprave ne popravljajte sami. Popravila naj izvede pooblaščen servis.
- Ko se zdravilni aerosol nahaja v rezervoarju nebulatorja, tegu ne prevažajte in ga ne puščajte brez nadzora.
- Preprečite tresljaje naprave in pazite, da Vam ne pada na tla.
- Naprave ne uporabljajte za živali.
- Naprave nikoli ne uporabljajte če ste zaspani ali omotčeni.
- V primeru diabetesa ali drugih bolezni se pred uporabo naprave posvetujte s svojim zdravnikom.
- Nosečnice morajo upoštevati potrebne previdnostne ukrepe in svojo največjo individualno obremenitev, po potrebi se naj posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprave ne uporabljajte, če področje uporabe izkazuje otekline, opekline, vnetja, kožne izpuščaje, rane ali občutljiva mesta.
- Terapija bi moralta biti prijetna. Če občutite bolečine ali se Vam terapija zdi neprijetna, potem prekinite s terapijo in se posvetujte s svojim zdravnikom.

## Pred uporabo

## OPOZORILO

Zaradi onesnaženega nebulatorja obstaja tveganje za okužbo. Pred vsako uporabo upoštevajte higienične ukrepe (npr. temeljito umivanje rok) in se preprečite, da nebulator pred prvo uporabo in po vsaki uporabi očistite in razkužite v skladu z navodili v »Čiščenje in nega«.

- Pred prvo uporabo razkužite vse dele nebulatorja, vključno z ustnikom in masko in kasneje tudi po vsaki uporabi, kakor tudi po daljšem obdobju, ko naprave niste uporabljali, glejte napotke pod »4.1. Čiščenje in nega«.
- Po razkuževanju je potrebno vse dele nebulatorja splahniti s čisto, prekuhanjo vodo.
- Pred vsakim uporabom preverite ohjše, kabel, vtič, zračna cev 17 in odprtine za priključke cevi (1 in 11), da so nepoškodovani in preverite ali naprava pravilno deluje.
- Če je naprava vidno poškodovana ali domnevate, da ima napako, potem inhalatorja ne uporabljajte. Takoj izvlecite vtič iz vtličnice in se posvetujte s servisnim mestom.
- Preden napravo priključite na elektriko bodite pozorni na to, da na tipski tablici navedena omrežna napetost ustreza tisti Vašega električnega omrežja. Ne uporabljajte vtičnic z več priključki ali podaljškov.
- Rezervoar nebulatorja nikoli ne polniti z več kot 10 ml ena ustrezena tekočina za inhalacijo.
- Preden začnete z uporabo naprave se prizite se, da so vsi servetni deli pravilno sestavljeni.
- Preprečite se, da je zračni filter 2 čist. Če zračni filter kaže spremembu barve ali pa je bil uporabljen več kot 2 meseca, potem ga je potrebno zamenjati. Preprečite se, da je pravilno montiran.
- Da bi preprečili, da se zračna cev 17 v času uporabe ne odklopi, se preprečite, da je trdnoprivita na ustreznih priključkih (1 in 11) na napravi in na enoti nebulatorja. Po potrebi je za priključek za zračno cev 17 potreben ščitnik.

## V času uporabe

- Pri vsaki uporabi uporabljajte samo svež zdravilni aerosol.
- Nikoli ne blokirajte odprtih zgornjih del nebulatorja 16.
- Nebulator uporablja po možnosti v navpičnem položaju. V času uporabe ga ne stresajte.
- V času uporabe pride zaradi delovanja kompresorja do vibracije in do nastanka hrupa. To je običajno in ne predstavlja napačnega delovanja naprave.

## Po uporabi

- Naprave nikoli ne sušite v mikrovalovki ali s sušilcem za lase.
- Napravo in vse dele skladiščite samo v popolnoma suhem in izpraznjenem stanju na suhem in čistem mestu.
- Po terapiji inhalacije je potrebno morebitne ostanki zdravilnega aerosola odstraniti. Vse dele je potrebno temeljito očistiti in razkužiti, glej poglavje »Čiščenje in nega«.
- Naprave ne skladiščite s prepognjeno ali zvitno zračno cevjo 17.

## Obseg dobave in embalaža

Najprej preverite ali je obseg dobave popoln in, da izdelek ne kaže nikakršnih pomanjkljivosti. V primeru dvoma izdelka ne uporabljajte in se posvetujte s servisnim mestom. V obsegu dobave sodi:

- 1 inhalator medisana IN 550 s kompletnim nebulatorjem in zračno cevjo, 1 ustnikom, 1 nastavkom za nos za odrasle, 1 nastavkom za nos za otroke, 1 masko za odrasle in 1 otroško masko
- 5 nadomestnih zračnih filterov
- 2 dodatni glavi razpršilnika (rdeča in rumena)
- 2 nadomestni varovalki
- 1 navodila za uporabo

Embalaža se lahko reciklira ali pa se lahko ponovno predela. Prosimo, da embalažo, ki je več ne potrebujete, pravilno odložite med odpadke. Če pri odpiranju opazite poškodbo, ki je nastala pri transportu, se prosimo takoj posvetujte z Vašim prodajalcem.

## OPOZORILO

Bodite pozorni na to, da folije embalaže ne pridejo v roke otrok.

## Priprava na inhalacijo

## OPOZORILO

Komplet nebulatorja očistite in razkužite, kot je opisano v poglavju »Čiščenje in nega«, da tako preprečite morebitno infekcijo zaradi onesnaženih delov!

Dodatno je potrebno izvesti splošne higienične ukrepe, kot je razkuževanje rok, higienično ravnanje z zdravili itd.

## NAPOTEK

Pred začetkom terapije se posvetujte s svojim zdravnikom o dolžini, doziranju in pogostosti uporabe. Glede na cilj terapije (npr. zdravljenje pljuč = uporaba ustnika ali zdravljenje nosnega predela in žrela = uporaba maske) se izbere način terapije.

1. Zgornji del nebulatorja 16 obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga vzemite iz rezervoarja nebulatorja 12.
2. Razpršilno glavo 14 namestite na podporo 13.

## NAPOTEK


V obsegu dobave sta vsebovani dve dodatni glavi razpršilnika. Imate možnost, da na podporo namestite po eno glavo ali skupaj tri glave (modra, rdeča ali rumena) - to vam dovoljuje še bolj natančno uporabo. Velikosti delcev pribl. 4,5 do 6,0 µm (rdeča glava razpršilnika) so posebej primerne za uporabo v ustni voltni in žrelu, npr. pri vnetjnih grla. Velikosti delcev pribl. 3,5 do 4,5 µm (modra glava razpršilnika) so bolj primerne za dihalne poti in za zgornji del pljuč na primer pri bronhitisu in manjše velikosti delcev pribl. 3,0 do 4,0 µm (rumena glava razpršilnika) so idealne velikosti za uporabo v globini pljuč, npr. pri astmi. Vprašajte vašega zdravnika, katera velikost delcev je najbolj primerena za vašo osebno situacijo.

3. V zgornji del nebulatorja 16 vstavite rezervoar nebulatorja 12 in nato zravnite na zračni del nebulatorja 16.
4. Pritisnite zgornji del nebulatorja 16, tako da ga privijete na rezervoar nebulatorja 12 v smeri urinega kazalca, dokler navoj trdno ne nasede.
5. Nato vstavite ustnik 2 ali nastavek za nos 16 na zgornji del nebulatorja. V ta namen potisnite povezovalni kos 15 z daljšo stranjo na podporo na zgornji strani zgornjega dela nebulatorja 16 in nato potisnite ustnik 2 ali nastavek za nos (16 ali 21) v kratko stran povezovalnega kosa 15.
6. Alternativno lahko za inhalacijo uporabite masko za odrasle ali za otroke (18 ali 19). V ta namen potrebujete povezovalni kos za masko, namesto povezovalnega kosa 15. Preprečite se, da se stikalo za vklop/izklop 3 nahaja na polozaju izklop (»0«) in vstavite vtič v vtličnico. En konec zračne cevi 17 vstavite trdnno na priključek za zračno cev 11 kompresorja. Drugi konec vstavite na priključek za zračno cev 11 kompleta nebulatorja.

## NAPOTEK

- Prepričajte se, da so vsi deli medsebojno dobro povezani. Cevni priključki morajo biti trdnopriviti na izklopni izpust zraka kompresorja in na komplet nebulatorja.

- Bodite pozorni na to, da ne razljete raztopine za inhalacijo.



## Uredaj i elementi za upravljanje

## Kompressorska jedinica

- 1 priključak za crijevanje za zrak na uredaju
- 2 zračni filter (s poklopcom)
- 3 tipka uključujući
- 4 ručka
- 5 Zakašćivanje poklopca za odlaganje
- 6 ormaric
- 7 otvori za ventilaciju
- 8 držać raspršivača maglice
- 9 Poklopac za odjeljak kabela za napajanje
- 10 Poklopac odjeljka za odlaganje

## Komplet za raspršivanje maglice

- 11 priključak za crijevanje za zrak na raspršivaču maglice
- 12 spremnik raspršivača
- 13 nastavak
- 14 Glava raspršivača (plava, veličina čestica 3,5 - 4,5 µm)
- 15 gornji dio raspršivača maglice
- 16 spojni element za usni nastavak i nosni nastavak
- 17 crijev za zrak
- 18 maska za odrasle sa spojnim elementom za masku
- 19 dječja maska sa spojnim elementom za masku
- 20 nosni nastavak
- 21 nosni nastavak za dječju
- 22 nosni nastavak
- 23 Zamjenjski zračni filter
- 24 Zamjenjski osigurač
- 25 Glava raspršivača (crvena, veličina čestica 4,5 - 6,0 µm)
- 26 Glava raspršivača (žuta, veličina čestica 3,0 - 4,0 µm)

## Objašnjenje znakova

Ova Uputa o uporabi pripada ovom uredaju. Ona sadrži važne informacije o stavljanju u pogon i za rukovanje. Pročitajte u cijelosti ovu Upitu o uporabi. Nepridržavanje ovih naputaka može dovesti do teških ozljeda ili šteta na uredaju.

## UPOZORENJE

Ovih se upozorenja treba pridržavati, kako bi se izbjegle moguće ozljede korisnika.

## POZOR

Ovih se napomena treba pridržavati, kako bi se sprječila moguća oštećenja na uredaju.

## NAPOMENA

Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uredaja.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Klasifikacija uredaja:<br>Tip BF | Zaštiti od vlage  |
| Razred zaštite II                | Izmjenična struja |
| LOT Broj ŠARŽE                   | SN Serijski broj  |
| Proizvođač                       | Datum proizvodnje |

## Namjensko korištenje uredaja

• Inhalator medisana IN 550 predviđen je za oralnu i nazalnu inhalacijsku terapiju lijekovima u obliku aerosola u privatnim kućanstvima. Uredaj smiju koristiti samo pacijenti koji su podrobno upoznali s funkcionišanjem uredaja i to samo s tekućim lijekom koji je propisao, odnosno preporučio liječnik ili ljekarnik.

• Korisnik bi prije terapije trebao pročitati ovu Upitu o uporabi i morao razumjeti njezin sadržaj te način rukovanja uredajem.

• Obratite pozornost na podatke u popratnim informacijama lijek koji se namalihati, odnosno pridržavajte se naputaka svog liječnika ili ljekarnika.

## Kontraindikacije

• Inhalator medisana IN 550 smiju koristiti samo osobe koje mogu samostalno disati i koje su pri svijesti.

• Uredaj nije primoran za korisnike koji dišu preko operativno napravljenog otvora na dušniku (traheostoma).

**HR VAŽNE NAPOMENE! OBAVEZNO SAČUVATI!**  
Pažljivo pročitajte Upitu o uporabi, osobito sigurnosne napomene, prije nego započnete s radom uredaja i sačuvajte ovu Upitu za kasnije korištenje. Kada uredaj dajete drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Upitu o uporabi.



## Sigurnosne napomene

- Uredaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom i prema Upiti o uporabi. U slučaju nenamjenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo.
- Svaku drugo korištenje od ovog ovde opisanog nije stručno i mora se smatrati opasnim. U slučaju korištenja koje nije u skladu s propismom, jamstvo za sigurno funkcionišanje uredaja prelazi na korisnika.
- Trajanje pojedinačne primjene ne smije prekorcići 20 minuta.
- Korisite samo originalne dodatne i rezervne dijelove proizvođača.
- Za inhalacijsku terapiju koristite samo prikladne lijekove u tekućem obliku. Prije nego započnete terapiju ovim uredajem, porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom o trajanju primjene, doziranju, učestalosti primjene i odabiru lijekova.
- Za stvaranje maglice ne koristite običnu čistu vodu.
- Ovaj uredaj nije predviđen da ga koriste osobe (uključujući i djece) ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe kojima nedostaje iškustvo i/ili odgovarajuće znanje, osim ako ih nadire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ako su od iste doble upute o tome kako koristiti ovaj uredaj.
- Dječaji moraju biti pod nadzorom da bi se zajamčilo da se ne igraju uredajem.
- Sitni dijelovi, kao na primer zračni filter, mogu se progutati. Stoga sve sitne dijelove uredaja skladište i zbrinjavajte na način da su nedostupni dječiću.
- Nemojte koristiti ili skladišćiti uredaj na mjestima gdje je izložen otrovnim parama ili hljaljivim supstancijama.
- Nemojte koristiti uredaj u blizini mješavina anesteziskih sredstava koje su zapaljive sa zrakom ili kisikom.
- Izbegavajte kontakt uredaja sa šiljatim ili oštrim predmetima.
- Pröreza za ventilaciju **1** na uredaju moraju biti slobodni. Na postavljanje uredaja na mjestima gdje se može blokirati otvore za ventilaciju ne stavljajte nikakve predmete na uredaj (npr. ručnike, deke i sl.).
- Ni u kom slučaju nemojte blokirati poklopac zračnog filtra **2**.
- Ne gurajte nikakve predmete ili dijelove tijela (prste i sl.) u unutrašnjost uredaja.
- Uredaj se ne smije koristiti na tapisonima ili u okruženju izloženom velikoj količini prašine (kao npr. ispod kreveta).
- Raspršivač maglice nije prikladan za korištenje u sustavima za udizanje anestezije ili u sustavima za umjetno dijanje.
- Uredaj nikada ne koristite priklom kupanja ili tuširanja.
- Ne koristite uredaj u okruženju čija je temperatura viša od 40°C.
- Ne ostavljajte uredaj vani ili u vlažnom okruženju. Uredaj nije vodonepropustan.
- Korisite ili odlažite uredaj samo na mjestima na kojima je zajamčeno stabilno stajanje i na kojima uredaj ne može pasti na pod. Postoji opasnost od ozljede živih blica od lomova predmeta koji se nalaze ispod.
- Uredaj nikada ne koristite priklom kupanja ili tuširanja.
- Mrežni kabel nemjete nikada dirati mokrim rukama.
- Ne koristite uredaj, ako su mrežni kabel ili mrežni utikač neispravni.
- Izvlačenjem mrežnog kabla iz utičnice uredaj se može u potpunosti odvojiti od napajanja strujom.
- Cjevčice i vodovi uredaja moraju se položiti tako da ne postoji opasnost od spoticanja i da je isključen rizik od strangulacije.
- Mrežni kabel nemjete povlačiti preko oštrog rubova, nemojte ga prignjeti i ne koristite ga u blizini izvora topline.
- Kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara, odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice:
  - u slučaju smrtnog tijekom korištenja
  - nakon svakog korištenja
  - prije svakog čišćenja i njega.
- Ne namatajte mrežni kabel oko uredaja.
- Ako je mrežni kabel oštećen, zamjenjiti ga smije samo medisana ovlašteni specijalizirani prodavač ili odgovarajuće kvalificirano osoblje kako bi se sprječile opasnosti.
- Pripremite da u unutrašnjost uredaja ne dođe voda. Ako bi uredaj unatoč toga došao u kontakt s vlagom, odmah izvucite mrežni utikač i kontaktirajte servisnu službu.
- Uredaj nikada ne držite pod tekućom vodom radi čišćenja.
- Nemojte transportirati raspršivač maglice i ne ostavljajte ga bez nadzora, dok se u spremniku jedinice za stvaranje maglice nalazi aerosol lijeka.
- Izbegavajte tresnje uredaja i nemojte dopustiti da padne.
- Ne koristite uredaj na životinjama.
- Nikada ne upotrebljavajte uredaj ako/kada ste umorni ili imate vrtoglavicu.
- U slučaju dijabetesa ili drugih bolesti prije korištenja uredaja trebate se posavjetovati sa svojim liječnikom.
- Trudnice bi trebale poduzeti potrebne mjeru opreza i obratiti pažnju na vlastito opterećenje te se, prema potrebi, posavjetovati sa svojim liječnikom.
- Ne koristite uredaj, ako je područje primjene zahvaćeno oteklinama, opekom, upalamama, osipom, ranama ili se tu nalaze osjetljiva mjesta.
- Korištenje uredaja treba biti ujedno i ugodno. Ako osjetite bolove ili ako korištenje doživljavate kao neugodno, prekinite s tretnjom i konzultirajte svojeg liječnika.

## Prije korištenja

## UPOZORENJE

Opasnost od infekcije zbog prljavog raspršivača maglice! Pridržavajte se općih higijenskih mjeđu - provjerite jesu li svi dijelovi međusobno čvrsto spojeni. Priključci za crijev moraju biti čvrsto nataknuti na ispuštu zraka kompresora i na komplet za raspršivanje maglice.

## Pozitivno rastavljanje komplet za raspršivanje maglice

- Pazite da ne propadne otopeni putovi za inhalaciju.

- Koristite držać raspršivača maglice **8** za privremeno odlaganje komplet za raspršivanje maglice

Inhalacija: Sjednite u što je moguće uspravniji položaj.

a) Inhalacija s pomoću usnog nastavka: Usnama potpuno obuhvatite usni nastavak **12**. Uključite uredaj s pomoću tipke UKLJ/ISKLJ **1**. Raspršivač maglice stvara vidljivu maglicu (aerosol). Sada polako i duboko udizite zrak kroz usta i izdišite ga kroz nos. Ako se želite odmoriti, zastanite nakratko i izvadite usni nastavak **12** iz usta. Ponovo ga stavite u usta (usne ga moraju čvrsto obuhvatiti) i nastavite s laganim udizanjem i izdišanjem.

b) Inhalacija s pomoću maske, odn. nosnog nastavka:

Kao alternativa usnog nastavka **12** na opsegu ispušne rastele se daje dječja maska **19**, maska za odrasle **10** kao i nosni nastavak **20** ili **21**. Na taj se način aerosol može udizati kroz nos, što omogućava primjenu više za gornje dišne putove. Ovu primjenu naročito djeca doživljavaju kao ugodniju.

Maska: Držite masku lagano pritisnutu preko nosa. Maska mora nepropusno pokrivati nos, a da ga ne pritiče.

Nosni nastavak: Uvedite oprezno oba segmenta u nosnice i držite ih tamo tijekom inhalacije.

Uključite uredaj s pomoću tipke UKLJ/ISKLJ **1**. Raspršivač maglice stvara vidljivu maglicu (aerosol). Sada polako i duboko udizite kroz nos. Nakon toga ponovo polagano izdahnite.

c) Inhalacija s pomoću mrežnog kabela:

Na alternativu usnog nastavka **12** na opsegu ispušne rastele se daje dječja maska **19**, maska za odrasle **10** kao i nosni nastavak **20** ili **21**. Na taj se način aerosol može udizati kroz nos, što omogućava primjenu više za gornje dišne putove. Ovu primjenu naročito djeca doživljavaju kao ugodniju.

Maska: Držite masku lagano pritisnutu preko nosa. Maska mora nepropusno pokrivati nos, a da ga ne pritiče.

Nosni nastavak: Uvedite oprezno oba segmenta u nosnice i držite ih tamo tijekom inhalacije.

Uključite uredaj s pomoću tipke UKLJ/ISKLJ **1**. Raspršivač maglice stvara vidljivu maglicu (aerosol). Sada polako i duboko udizite kroz nos. Nakon toga ponovo polagano izdahnite.

d) Inhalacija s pomoću mrežnog kabela:

Na alternativu usnog nastavka **12** na opsegu ispušne rastele se daje dječja maska **19**, maska za odrasle **10** kao i nosni nastavak **20** ili **21**. Na taj se način aerosol može udizati kroz nos, što omogućava primjenu više za gornje dišne putove. Ovu primjenu naročito djeca doživljavaju kao ugodniju.

Maska: Držite masku lagano pritisnutu preko nosa. Maska mora nepropusno pokrivati nos, a da ga ne pritiče.

Nosni nastavak: Uvedite oprezno oba segmenta u nosnice i držite ih tamo tijekom inhalacije.

Uključite uredaj s pomoću tipke UKLJ/ISKLJ **1**. Raspršivač maglice stvara vidljivu maglicu (aerosol). Sada polako i duboko udizite kroz nos. Nakon toga ponovo polagano izdahnite.

e) Inhalacija s pomoću mrežnog kabela:

Na alternativu usnog nastavka **12** na opsegu ispušne rastele se daje dječja maska **19**, maska za odrasle **10** kao i nosni nastavak **20** ili **21**. Na taj se način aerosol može udizati kroz nos, što omogućava primjenu više za gornje dišne putove. Ovu primjenu naročito djeca doživljavaju kao ugodniju.

Maska: Držite masku lagano pritisnutu preko nosa. Maska mora nepropusno pokrivati nos, a da ga ne pritiče.

Nosni nastavak: Uvedite oprezno oba segmenta u nosnice i držite ih tamo tijekom inhalacije.

Uključite uredaj s pomoću tipke UKLJ/ISKLJ **1**. Raspršivač maglice stvara vidljivu maglicu (aerosol). Sada polako i duboko udizite kroz nos. Nakon toga ponovo polagano izdahnite.

f) Inhalacija s pomoću mrežnog kabela:

Na alternativu usnog nastavka **12** na opsegu ispušne rastele se daje dječja maska **19**, maska za odrasle **10** kao i nosni nastavak **20** ili **21**. Na taj se način aerosol može udizati kroz nos, što omogućava primjenu više za gornje dišne putove. Ovu primjenu naročito djeca doživljavaju kao ugodniju.

Maska: Držite masku lagano pritisnutu preko nosa. Maska mora nepropusno pokrivati nos, a da ga ne pritiče.


Nosni nastavak: Uvedite oprezno oba segmenta u nosnice i držite ih tamo tijekom inhalacije.

Uključite uredaj s pomoću tipke UKLJ/ISKLJ **1**. Raspršivač maglice stvara vidljivu maglicu (aerosol). Sada polako i duboko udizite kroz nos. Nakon toga ponovo polagano izdahnite.

g) Inhalacija s pomoću mrežnog kabela:

Na alternativu usnog nastavka **12** na opsegu ispušne rastele se daje dječja maska **19**, maska za odrasle **10** kao i nosni nastavak **20** ili **21**. Na taj se način aerosol može udizati kroz nos, što omogućava primjenu više za gornje dišne putove. Ovu primjenu naročito djeca doživljavaju kao ugodniju.

Maska: Držite masku lagano pritisnutu preko nosa. M



## A készülék és a kezelőelemek

- Kompresszoregység  
 1 Készülék sűrített levegő-csonka 2 Légszűrő (fedéllel)  
 3 BE/KI - kapcsoló 4 Hordozó fogantyú 5 Zár a tárolórekesz fedeléhez  
 6 Tárolórekesz 7 Szellőzőnyílás 8 Porlasztó-készülék tartó foglalat 9 Fedél a hálózati kábel tárolórekeszhez  
 10 Tárolórekesz fedél  
 Párasító szett  
 11 Légtömítőcskának a porlasztó-készüléken 12 Porlasztó-viztartály  
 13 Csonkok 14 Porlasztófej (kék, 3,5 – 4,5 µm szemcsemérő)  
 15 Porlasztó-készülék felsőrész 16 Összekötőelem a szájréssz és orraderesz között 17 Légtömítő 18 Maszk felnőttek számára maszkcsatlakozó csonkkal 19 Gyermekmaszk maszkcsatlakozó csonkkal 20 Orraderesz felnőttek számára 21 Orraderesz gyermekek számára 22 Szájréssz 23 Tartalék légszűrőbetét 24 Tartalék biztosítékok 25 Porlasztófej (piros, 4,5 – 6,0 µm szemcsemérő)  
 26 Porlasztófej (sárga, 3,0 – 4,0 µm, szemcsemérő)

## Jelmagyarázat

A használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzemel helyezésről és a kezelésről. Olvassa el teljesen a használati útmutatót. Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.

## FIGYELMEZTETÉS

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználón fenyegető sérülésekkel lehessen kerülni.

## FIGYELEM!

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a készülék károsodását el lehessen kerülni.

## MEGJEGYZÉS

Ezek az útmutatások fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről és az üzemeltetésről.

- A készülék osztályba sorolása: BF típusú   
 Szárazon tart   
 Védelmi osztály II   
 LOT szám SN Sorozatszám   
 Gyártó Gyártási időpont

## Rendeltetésszerű használat

- A medisana IN 550 Inhalátor készüléke a gyógyszer-aeroszolos belélegezetesítés terápiája szájon vagy orron keresztül történő alkalmazására készült magán-háztartások számára. A készüléket csak olyan páciensek használhatják, akik alaposan ismerik a készülék működését, és aikor orvos vagy gyógyszerész által rendelt vagy ajánlott gyógyszer használának.
- Olvassa el teljesen a használati útmutatót. A felhasználó előzetesen olvassa el ezt a használati útmutatót, melynek tartalmából megisméri a készülék kezelését.
- Mindig vegye figyelembe az inhaláláンド gyógyszerhez mellékelt információkat adatait, illetve kövesse orvosa vagy gyógyszerész utasításait.

## Ellenvalláthatók

- A medisana IN 550 inhalátor csak olyan személyek használhatják, akik önállóban tudnak leélezni, és tudatukban vannak.
- A készülék nem alkalmas olyan felhasználók számára, akik műtételek kialakított légszövülésben (tracheostoma) keresztül legeznek.

## HU FONTOS UTASÍTÁSOK! FELTÉTELÉNÜL ÖRIZZE MEG!

**A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel az alábbi biztonsági tudnivalókra, és örizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.**



## Biztonsági útmutatások

- Csak a használati útmutató szerinti rendeltetésnek megfelelően használja a készüléket. A célnak nem megfelelő használat esetén a garancia érvényt veszti.
- Az itt leírtakról eltérő, egyéb alkalmazás nem minősül szakszerűnek, és veszélyes besorolásnak számít. Nem rendeltetésszerű használat esetén a készülék biztonságos működésére kiterjedő szavatosság átszáll a felhasználóra.
- Az egyes alkalmazások időtartama nem lépheti túl a 20 percet.
- Csak a gyártó eredeti kiegészítő és cserealkatrészeit használja.
- Kizárolag inhalációs terápiához alkalmas, folyékony gyógyszereket alkalmazzon. Mielőtt elkezdené a készülékkal a terápiát, beszélje meg orvosal vagy gyógyszerészkel az alkalmazás időtartamát, az adagolást, az alkalmasság gyakoriságát, és a gyógyszerek számvilágát.
- Nem használjon tiszta vizet a kódörléshez.
- A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek általi használatra (a gyermeket is beleértve), kivéve, ha a biztonságért felelős személy felügyeli a műveletet vagy útmutatást ad a készülék használatára.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, így biztosítva, hogy ne játszsanak vele.
- A kisebb alkatrészek, mint pl. a levegőszűrő, lenyelhetők. Ezért valamennyi kis alkatrész gyermek számára hozzáérhetetlen módon tárolja és távolítsa el.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol mérgező gázok vagy folyékony anyagok érhetik.
- Ne üzemeltesse a készüléket olyan helyeken, ahol a levegő vagy oxigén hatására gyűlékonyak.
- Kerülje a heges vagy elengesztítőt alkalmazók által alkalmazott gyűjtőszerszámokat.
- A készülék levégtályának 17 mindig szabadnak kell lennie. Ne állítsa fel olyan helyeken a készüléket, ahol a levegő-nyílás elzáróhat, és ne helyezzen tárgyat a készülékre (pl. zsebkendőt, takarót, stb.).
- Semmi esetben se fedje le a levegőszűrőt fedéllel.
- Ne helyezzen tárgyat vagy testrészeket (az ujját, stb.) a készülékre. A készüléket nem szabad padlósönyegen vagy nagyobb portereket követően kírja a környezetben (mint pl. az ágy alatt) üzemeltetni.
- A párólótagot nem alkalmas aneszterázni légszűrő- és tüdő-legelegetrendszerekben történő használásra.
- Soha ne használja a készüléket feldús vagy zuhanymozás közben.
- Nem használja a készüléket olyan környezetben, ahol a teremhőmérséklet 40°C felett van.
- Ne hagyja a készüléket a szabadban vagy egyéb nedves környezetben állni. A készülék nem vízálló.
- Csak olyan helyeken használja és tárolja a készüléket, ahol biztosított a szabadtér helyete, és a készülék nem eshet le. Fennáll a sérülés, illetve a törs veszélye az alatta található elölégen és tárgyak tekintetében.
- Ne üzemeltesse a készüléket nagy frekvencias elektromágneses adók közelében.
- Soha ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kezzel.
- Ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábelrelé vagy hálózati dugossal.
- A hálózati dugasz aljzatból történő kiühözés által a készülék teljes mértékben leválasztható az áramhálózatról.
- A készülék tömlőit és vezetékeit úgy kell lelefektetni, hogy azok ne okozzanak bollásveszélyt és kizáráthat legyen a megfajtás kockázata.
- Ne húzza a hálózati kábelt éles szélek mentén; ne szorítsa be, és ne használja hőforrások közelében.
- Aramtús veszélyének elkerülése érdekében azonnal húzza ki a dugasz a hálózati aljzatból:

  - használhat közbeni zavarok esetén
  - minden használat után
  - minden tisztítás és ápolás előtt.

- Ne tekerje körbe a kábel a készüléken.
- Ha a hálózati kábel sérült, a cseréjét csak **medisana**, vagy arra feljogosított márkakereskedő vagy egy megfelelő minősítéssel kelendező személy végezheti.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön víz. Ha a készülék egyszer mégis nedvességgel kerül kapcsolatba, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- Tisztítás céljából soha ne tartsa a készüléket vagy a kódörlést szétválasztva. A javításokat szakszervizzel végeztesse.
- Meghibásodás esetén ne próbálkozzon a készülék javításával. A kódörlést szakemberek végezhetik.
- A kódörlést szállítás, és a gyártó felügyelet nélkül, miközben még gyógyszeres aeroszol található a kódörlő tartályában.
- Kerülje a készülék rázsdásítását, és vigyázzon arra, hogy ne essen le.
- Ne alkalmazza a készüléket általánosan.
- Soha ne használja a készüléket kimerítéssel vagy szédülés esetén.
- Cukorbetegek vagy egyéb betegség esetében a készülék használata előtt egyeztessen háziorvosával.
- Állapotos nők úgyeljenek a szükséges öntvényeket betartására és egyéni terhelhetőségre; addott esetben egyeztessen ennek az orvuskal. Ne használja a készüléket duzzanatos, égesi sérléses, gyulladt, kitüdéses, sebes vagy érzékeny területeken.
- A kezelésnek kellemes hatására kell lennie. Ha fájdalmat érez, vagy kellemetlennek érzi a használatot, szüneteltesse, és egyeztessen az orvosával.

## használat előtt

## FIGYELEM!

Fertőzésveszély a szennyezett párasító által! Minden használat előtt vegye figyelembe az általános higiéniai intézkedéseket (pl. alapos kézmosás), és gyöződjön meg arról, hogy a párásító a „Tisztítás és ápolás“ fejedeletben olvasható utasítások szerint tisztították meg és fertőtenítették az első használat előtt, illetve minden egyes használat után!

- A párásító szett összes részét fertőtenítse, beleértve a szájdarabot és a maszkot a második használat előtt, és később minden használat után, valamint hosszabb idejű tárolás esetén, lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezetet.
- Fertőtenítés után a párásító összes részét tisztít, kiforrít vízzel át kell öblíteni.
- Minden használat előtt ellenőrizze a hálózati kábelt, a hálózati dugaszat, a levegőszűrőt 17 és a csöcsatlakozó nyílásokat sértetlenességekkel, és vizsgálja meg, hogy a készülék normál módon működik-e.
- Ha a készüléken látható sérlések tapasztalhatók, vagy hiba gyanúja áll fenn, akkor a készüléket nem szabad üzembe helyezni. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, ügyeljen arra, hogy a típusában megadott hálózati feszültség megegyezzen az Ön áramhálózatában lévő feszültséggel. Ne használjon többszörös csatlakozó aljzatot vagy hosszabbító kábelt.
- A porlasztó-tartályt sohase töltsé fel 10 ml-nél több folyadékkel az előtől inhaláló folyadékkel.
- Gyöződjön meg arról, hogy az összes alkatrész megfelelően illeszkedik, mielőtt használná a készüléket.
- Annak a megakadályozásának az érdekeben, hogy üzemeltes közben ne oldjon le a levegőszűrő, bizonyosodjon meg arról, hogy a rögzítése a készülék és a párásító között megfelelően történt. Adott esetben a cső a csatlakozás során enyhén megtérhet.

## használat közben

- Minden alkalmazás során kizárolag friss gyógyszer-aeroszolt használjon.
- Ne dugaszolja el a porlasztó-felsőrész 15 nyílásait.
- A párásítót lehetőleg függőleges helyzetben használja. Ne rázza a használat során.
- Az üzemeltes közben a kompresszor működése által vibráció és zaj keletkezik. Ez normális, és nemhibás működés eredménye.
- használat után
- Soha ne száritsa a készüléket mikrohullámú sütőben, vagy hajszáritóval.
- A készüléket és valamennyi részét kizárolag teljesen száraz és tűres állapotban tárolja száraz, valamint tiszta helyen.
- Az inhalációs alkalmazás után az esetleges gyógyszer-aeroszol maradványokat teljesen el kell távolítani. Valamennyi alkatrész alaposan meg kell tisztítani és fertőteníteni, lásd a Tisztítás és ápolás fejezetet.
- Ne tárolja a készüléket megtört vagy elcsavarodott levegőszűrővel.

## A csomagolás tartalma és a csomagolás

- Kérjük, először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e és nincs rajta sérülés. Kétséges esetben ne használja a készüléket, hanom forduljon kereskedőjéhez vagy a szervizhez. A csomagoláshoz tartozik:
- 1 medisana inhalátor IN 550 porlasztó-készlettel és légtömítővel, 1 szájréssz, 1 orraderesz felnőttek számára, 1 orr-adapter gyermek számára, 1 felnőtt maszk és 1 gyermekmaszk
  - 5 tartalek légszűrőbetét – 2 további porlasztófejek (piros és sárga)
  - 2 tartalek biztosítékok
  - 1 használati utasítás

A csomagolások újrahasznosítók vagy visszajuttathatók a nyersanyagkörforgásba. Kérjük, hogy a már nem használt csomagoláshoz szabályosan ártalmatlanítja! Ha kicsomagolás közben szállítási sérülést észlel, haladéktalanul lépjön kapcsolatba a kereskedővel, aki a terméket vette!

## FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermeket kezébe!

## Fulladásveszély áll fenn!

## Elökészület az inhalációhoz

## FIGYELEM!

A párásító szettet a „Tisztítás és ápolás“ fejedeletben leírtak szerint tisztítja és fertőtenítse, hogy elkerülje a fertőzést a szennyezett alkatrészek miatt! Ezen kívül be kell tartani az általános higiéniai intézkedéseket, mint a kézfertőtenítést, a gyógyszerek, stb. higiénikus kezelését, +stb.

## MEGJEGYZÉS

Egyeztetéses orvossával a terápia kezdete előtt a terápia hosszáról, az adagolásról és a használat gyakoriságáról. A kezelési módot a terápia célja szerint (pl. a tüdő kezelése = szájillesztés) használva vagy az orr-géje tájék kezelése = maszk használata kell megválasztani. Kérje ki ehhez is az orvosa tanácsát.


1. Forgassa el a porlasztó-felsőrész 18 az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le a porlasztó-tartályról 12.
2. Helyezze fel a porlasztófejet 10 a csomorra.

## MEGJEGYZÉS

A szállítási terjedelemben két további porlasztófej található. Lehetőség van arra, hogy a hármon fej (kék, piros vagy sárga) egyikét a fűvökára helyezze – ez még célcsoport alkalmazás teszt lehetővé. A kb. 4,5–6,0 µm-es részecskeméret (piros porlasztófej) különösen alkalmas szájban és torokban történő alkalmazásra, pl. gégyegyulladás esetén. A kb. 3,5–4,5 µm-es (kék porlasztófej) részecskeméretet (piros készülőkön) kívül a szájban a hörghurut esetén, és a kisebb, kb. 3,0–4,0 µm-es szemcseméret (sárga porlasztófej) ideális a tüdő mélyéből régiója számára, pl. asztma esetén. Kérdezze meg orvosát, melyik szemcseméret a legalkalmasabb az Ön személyes állapotához.

3. Tölts be az orvosi vagy a gyártó által megadott mennyiségű inhaláció oldatot (minimálisan 2 ml-t, maximálisan 10 ml-t) a porlasztó-tartályra 12. Ha túltölölte a tartályt, úrlitsa ki teljesen, és tisztítsa meg a porlasztókészletet a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben.
4. Csatlakozza a porlasztó-felsőrész 18 az óramutató irányában forgatva a porlasztó-tartályra 12, és rögzítse, hogy szilárdan álljon a helyén.

5. Húzza fel a szájréssz 20 vagy egy orradaptert (20 vagy 10) a hozzájuk tartozó összekötőcsökkal a porlasztó-felsőrész 18 felső végén található csonkra felhelyezni. Ehhez a hálózati dugálóból a szájréssz 20 a hosszabb végével kell a porlasztó-felsőrész 18 felső végén található csonkra felhelyezni, és ezt követően a szájréssz 20 vagy az orradapter 20 vagy 10 a

**Aparat și elemente de comandă**

**Unitatea compresor**: ① raccord aparat pentru furtunul de aer  
**② filtru de aer (cu capac)** ③ întrerupător Pornit/Oprit ④ mâner  
**⑤ Încuietoare pentru capacul compartimentului de depozitare**  
**⑥ Compartiment de depozitare** ⑦ blocare pentru capacul compartimentului de depozitare ⑧ compartiment de depozitare ⑨ Capac pentru compartimentul pentru cablul de alimentare ⑩ Capacul compartimentului de depozitare

**Set de nebulizare**: ⑪ raccord nebulizator pentru furtunul de aer  
**⑫ rezervor nebulizator** ⑬ ștut ⑭ Cap pulverizator (albastru, dimensiune particula 3,5 - 4,5 µm) ⑮ parte superioară nebulizator ⑯ piesă de legătură cu dispozitiv pentru gură și adaptor pentru nas ⑰ furtun de aer ⑱ mască pentru copii cu piesă de legătură pentru masca ⑲ mască pentru adulți cu piesă de legătură pentru masca ⑳ adaptor pentru nas pentru adulți ⑳ adaptor pentru nas pentru copii ⑳ dispozitiv pentru gură ⑳ filtru de aer de rezervă ⑳ Siguranțe de schimb ⑳ Cap pulverizator (rosu, dimensiune particula 4,5 - 6,0 µm) ⑳ Cap pulverizator (galben, dimensiune particula 3,0 - 4,0 µm)

**Explicarea desenelor**

Acest manual de utilizare aparține de acest aparat. Acesta conține informații importante privind punerea în funcțiune și manipularea. Citiți manualul de utilizare în întregime. Nerespectarea acestor indicații poate cauza accidentări grave sau deteriorarea aparatului.

**AVERTIZARE**  
Acesta indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica posibilele accidentări ale utilizatorului.

**ATENȚIE**  
Acesta indicații trebuie respectate, pentru a împiedica posibilele deteriorări ale aparatului.

**INDICAȚIE**  
Acesta indicații vă oferă informații suplimentare utile privind

**Clasificarea aparatului : tip BF** Protejați-vă de umiditate

**Clasă de protecție II** Tensiune alternativă

**LOT** Număr LOT **SN** Număr serie

**Producător** Data de producție

**Utilizare corespunzătoare scopului**

• Inhalatorul **medisana IN 550** este prevăzut pentru terapia de inhalatie orală sau nazală de aerosoli de medicamente în gospodăriile private. Aparatul are voie să fie utilizat numai de către pacienții care sunt familiarizați în detaliu cu acesta și îl utilizează cu un medicament lichid prescris de medic sau farmacist.

• Utilizatorul trebuie să fi citit în prealabil acest manual de utilizare, să fi înțelești conținutul acestuia și utilizarea aparatului.

• Respectați întotdeauna indicațiile din informațiile medicamentului de inhalat respectiv respectați indicațiile medicului sau farmacustului dvs.

**Contraindicații**

• Inhalatorul **medisana IN 550** are voie să fie folosit numai de căte persoane, care pot respira autonom și sunt conștienți.

• Aparatul nu este adecvat pentru utilizatori, care respiră prin intermediul unui orificiu realizat pe cale chirurgicală în trachea (trahostomie).

## RO INDICAȚII IMPORTANTE ! A SE PĂSTRA OBLIGATORIU!

Citiți cu atenție manualul de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul de utilizare pentru utilizări ulterioare. Dacă dați aparatul mai departe, predăți obligatoriu de asemenea manualul de utilizare.

**Indicații de siguranță**

- Utilizați aparatul numai corespunzător scopului conform manualului de utilizare. În caz contrar se anulează garanția.
- Orice altă utilizare față de cea descrisă aici este considerată ca fiind neconformă și se clasifică a fi periculoasă. În cazul utilizării necorespunzătoare scopului răspundere pentru o funcționare sigură a aparatului și-o asumă utilizatorul.
- Durata unei singure utilizări nu are voie să depășească 20 de minute.
- Utilizați doar accesorii originale și piese de schimb ale producătorului.
- Folosiți numai medicamente lichide adecvate pentru terapia de inhalatie. Înainte de a începe o terapie cu aparatul discutați cu medicul sau farmacistul dvs. durata de utilizare, dozarea, frecvența de utilizare și alegerea medicamentelor.
- Nu folosiți apă curată pentru aerosoli.
- Aparatul nu este prevăzut pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau spirituală limitată sau cu lipsă de experiență, exceptie fiind cazul când acestea sunt supravegheata de către o persoană responsabilă de siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni de folosire a aparatului.
- Copii trebuie supravegheați pentru a se asigura ca aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Componentele mici precum de ex.: filtru de aer, pot fi înghițite. De aceea, lăsați toate componentele mici la distanță față de copii.
- Nu utilizați sau depozitați aparatul în locuri unde este expus vaporilor toxicii sau substanțelor volatile.
- Nu folosiți aparatul în apropierea amestecurilor de anestezic, care sunt inflamabile prin aer sau oxigen.
- Împiedicați contactul cu obiecte ascuțite.
- Fantele de aerisire ⑦ ale aparatului trebuie să fie întotdeauna libere. Nu amplasați aparatul în locuri unde s-ar putea bloca fantele de aerisire și nu așezați obiectele filtrelor de aer ②.
- Nu introduceți obiecte sau părți ale corpului (degete și altele similare) în interiorul aparatului.
- Aparatul nu are voie să fie utilizat pe covoare sau în mediu cu mult praf (precum de ex.: sub pat).
- Nebulizatorul nu este adecvat pentru utilizarea în sistemele respiratorii anestezice sau sistemele respiratorii ale plămânilor.
- Nu folosiți aparatul în timp ce faceți dus sau baie.
- Nu folosiți aparatul într-un mediu cu o temperatură înconjurătoare mai mare decât 40 de grade.
- Nu lăsați aparatul afară sau într-un mediu umed. Aparatul nu este impermeabil.
- Utilizați și depozitați aparatul numai în locurile unde stabilitatea sa este asigurată și nu poate cădea. Există pericol de accidentare respectiv de rupere pentru ființele și obiectele aflate sub acesta.
- Nu utilizați aparatul în apropierea emitorilor electromagnetici de înaltă frecvență.
- Nu atingeți niciodată cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Nu folosiți aparatul cu un cablu de alimentare sau un ștecar defect.
- Prin scoaterea ștecarului din priză poate deconecta complet de la alimentarea cu curent.
- Furtunurile și cablurile aparatului trebuie astfel amplasate, încât să nu existe pericolul de împiedicare și riscul strângării.
- Nu trageți cablul de alimentare peste multe ascuțe; nu îl blocați și nu îl folosiți în apropierea sursei de căldură.
- Pentru a împiedica electrocutarea scoateți imediat ștecarul din priză când:

  - apar defecțiuni în timpul funcționării
  - după fiecare utilizare
  - înainte de efectuarea oricărui lucru de curățare și întreținere
  - Nu înfașurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
  - Dacă este defect cablul de alimentare, are voie să fie înlocuit numai de către un comerciant autorizat de medisana sau de către o persoană calificată corespunzător.
  - Aparatul intră contact cu umiditatea, scoateți imediat ștecarul din priză și contactați punctul de service.
  - Nu folosiți aparatul înainte de a se certa pentru copii ⑮ sau ⑳ pentru inhalatie.
  - Pentru curățare nu înțeji niciodată aparatul sub un jet de apă.
  - În caz de defecțiuni nu reparați dvs. aparatul. Dispuneți efectuarea lucrărilor de reparări de către un atelier de service autorizat.
  - Nu transportați nebulizatorul și nu îl lăsați nesupravegheat dacă, se mai află aerosoli de medicamente în rezervorul acestuia.
  - Evitați scuturarea aparatului și nu îl lăsați să cadă.
  - Nu folosiți aparatul la animale.
  - Nu folosiți niciodată aparatul când sunteți obosit sau amețit.
  - Dacă suferiți de diabet sau de alte boli trebuie să contactați medicul dvs. înainte de a folosi aparatul.
  - Nu folosiți aparatul dacă zona de utilizare prezintă umflături, arsuri, inflamații, erupții cutanate, râni deschise sau locuri sensibile.
  - Tratamentul ar trebui să fie plăcut. Dacă simțiți dureri sau tratamentul vă provoacă o senzație neplăcută, opriți-l și contactați medicul dvs.

**înainte de utilizare****AVERTIZARE**

**Pericol de infecție datorită nebulizatorului murdar! Respectați înainte de fiecare utilizare măsurile generale de igienă (de ex.: spălarea bună a mâinilor) și asigurați ca nebulizatorul să fie curățat și dezinfecțat conform indicațiilor de la "Curățare și întreținere" înainte de prima și după fiecare utilizare!**

- Desinfectați toate componentele nebulizatorului inclusiv dispozitivul pentru gură și masca înainte de prima utilizare și ulterior după fiecare utilizare precum și atunci când aparatul nu este folosit mai mult timp, indicații a se vedea "Curățare și întreținere".
- După dezinfecție toate componentele nebulizatorului trebuie clăite cu apă limpede, fierăt și răcătit.
- Înainte de fiecare utilizare controlați dacă carcasa, cablul de alimentare, ștecarul, furtunul de aer ⑦ și orificiile de racordare ale furtunului sunt intacte și verificați dacă aparatul funcționează.
- Dacă aparatul este deteriorat vizibil sau suspectă un defect, inhalatorul nu are voie să fie folosit. Scoateți imediat ștecarul din priză și contactați un atelier de service.
- Înainte de a conecta aparatul la rețea de curent electric aveți grijă ca tensiunea de rețea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului să corespundă cu cea a rețelei de curent. Nu folosiți prelungitor sau prizele de rețea.
- Nu umpleți niciodată rezervorul nebulizatorului cu mai mult decât 10 ml de lichid de inhalatie corespunzător.
- Asigurați că toate componentele să fie corect montate înainte de a utiliza aparatul.
- Asigurați că filtrul de aer ⑦ să fie curat. Dacă filtrul de aer are o culoare modificată sau dacă acesta a fost folosit deja de 2 luni, trebuie schimbat. Asigurați să fie montat corect.
- Pentru a împiedica desprinderea furtunului de aer ⑦ în timpul funcționării, asigurați că acesta să fie bine fixat la racordurile corespunzătoare la aparat și la unitatea de nebulizare. La nevoie poate fi întors usor la racordare.

**în timpul utilizării**

- În timpul utilizării folosiți doar aerosoli de medicamente proaspăti.
- Nu blocăți niciodată orificele părții superioare ale nebulizatorului ⑮.
- Pe că pot fi folosiți nebulizatorul în poziție verticală. Nu îl scuturați în timpul utilizării.
- În timpul utilizării apare o vibrare și se aude un zgomot datorită funcției de compresor. Aceasta este normal și nu indică o defecțiune.
- după utilizare
  - Nu uscați niciodată aparatul în cuporul cu microunde sau cu un uscător de păr.
  - Deconectați aparatul și toate componentele doar în stare complet uscată și golită la un loc uscat și curat.
  - După inhalatie trebuie îndepărtate eventualele resturi de aerosoli de medicament. Toate componentele trebuie bine curățate și dezinfecțiate, a se vedea capitolul Curățare și întreținere.
  - Nu depozitați aparatul cu furtunul de aer ⑦ înainte sau răscăzit.

**în timpul utilizării**

- Deconectați furtunul de aer ⑦ de la unitatea de nebulizare și demonțați nebulizatorul în componente sale individuale. Îndepărtăți eventualele resturi de medicamente din rezervorul nebulizatorului. În sensul legii privind protecția apelor acesta trebuie îndepărtat într-un servetul împreună cu restul de deșeuri menajere și nu în canalizare.
- Clătiți toate componentele setului de nebulizator cu apă caldă și puțin detergent de vase. Apoi le clătiți încă o dată cu apă caldă (cca. 40 de grade fără detergent de vase). Acum aceste componente mai trebuie dezinfecțiate – a se vedea la "dezinfecție".
- Compresorul îl puteți șterge cu o lavetă moale usor umedă. Nu folosiți substanțe agresive precum de ex.: substanțe abrazive sau altele pentru curățare. Acestea ar putea ataca suprafața.

**Pachet de livrare și ambalaj**

Verificați mai întâi dacă pachetul de livrare este complet și articolul nu prezintă nicio deteriorare. În caz de dubii nu folosiți și contactați un atelier de service. De pachetul de livrare aparțin:

- 1 inhalator **medisana IN 550** cu set de nebulizare și furtun de aer, 1 dispozitiv pentru gură, 1 adaptor de nas pentru adulți, 1 adaptor de nas pentru copii, 1 mască pentru adulți și 1 mască pentru copii
- 2 capete de pulverizare suplimentare (rosu și galben)
- 1 manual de utilizare

**Reciclare** Ambalașe sunt reciclabile și pot fi introduse în circuitul de materii prime. Înlăturați-le în mod corespunzător. Dacă în timpul despărțirii observați o deteriorare cauzată de transport, contactați imediat comerciantul dvs.

**AVERTIZARE** Avertiția grijă ca foliile de ambalare să nu ajungă la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere!

**Pregătirea inhalatiei**

**AVERTIZARE** Curățare și dezinfecție setul de nebulizare așa cum s-a descris la "Curățare și întreținere", pentru a împiedica o posibilă infecție datorită componentelor murdare! Adițional trebuie respectate măsurile generale de igienă precum dezinfecția mâinilor, manipulația igienică a medicamentelor etc.

**INDICAȚIE**

înainte de a începe terapia discutați cu medicul dvs. cu privire la durată, dozare și frecvența de utilizare. În funcție de scopul terapiei (de ex.: tratarea plămânilor = utilizarea dispozitivului pentru gură sau tratarea nasului și faringelui = utilizarea măștii) trebuie să se aleagă tipul de utilizare. Pentru aceasta solicitați sfatul medicului dvs.

1. Rotiți partea superioară a nebulizatorului ⑯ către stânga și lăuați-o de pe rezervorul nebulizatorului ⑫.
2. Așezați capul de pulverizare ⑭ pe stut ⑮.

**INDICAȚIE**

în pachetul de livrare sunt incluse două capete de pulverizare. Avertiția posibilitatea de a amplasa căte trei capete (albastru, roșu sau galben) pe stut - acesta permite o utilizare conform scopului. Dimensiunile de cca. 4,5 bis 6,0 µm (cap roșu de pulverizare) sunt adecvate în special pentru utilizarea în zona bucală și faringiană, de ex. în cazul unei laringite. Dimensiunile particulelor de cca. 3,5 până la 4,5 µm (cap pulverizator albastru) sunt mai adecvate pentru căile respiratorii și pentru plămânilor superioare ca de exemplu în cazul bronșiei și a dimensiunilor mai reduse de particule de aprox. 3,0 până la 4,0 µm (cap pulverizator galben) sunt ideale pentru utilizarea profundă în plămân, de ex. în cazul astmului. Înțrebăți medicul dvs. dimensiuni ale particulelor sunt cele mai adecvate pentru situația dvs. personală.

3. Umpleți cantitatea de soluție de inhalatie indicată de medic sau producător (conținut minim 2 ml și maxim 10 ml) în rezervorul nebulizatorului ⑫. Dacă atât umplut rezervorul în exces, goliti-l și curățați setul de nebulizare așa cum s-a indicat la "Curățare și întreținere".
4. Fixați partea superioară a nebulizatorului ⑯ prin însurubarea acestea către dreapta pe rezervorul nebulizatorului ⑫, până când îmbinarea este fixă.

5. Introduceti apoi dispozitivul pentru ⑳ gură sau un adaptor de nas ⑳ sau ⑳ cu piesa de legătură pentru dispozitivul pentru gură și adaptorul de nas ⑳ pe partea superioară a nebulizatorului. Pentru aceasta împingeți piesa de legătură cu partea mai lungă pe stutul de așezare pe partea superioară a nebulizatorului ⑯ și apoi împingeți dispozitivul pentru gură ⑳ sau adaptorul de nas ⑳ sau ⑳ în partea scurtă a piesei de legătură ⑳. Asigurați că întrerupătorul POMIT/Oprit ⑩ să fie în poziția Oprit ("O") și introduceți ștecarul în priză. Introduceți un capăt al furtunului de aer ⑦ în recordul pentru furtunul de aer al setului de nebulizare.

**INDICAȚII**


- Asigurați-vă că toate componentele sunt bine îmbinate. Răcorurile de furtunuri trebuie să fie fixe la evacuarea aerului la compresor și la setul de nebulizare.

- Avertiția grijă să nu vărsăți soluție de inhalat.

- Folosiți suportul de nebulizator ⑯ pentru depozitarea temporară a setului de nebulizare.

**Efectuarea inhalatiei**

a) **Inhalare cu dispozitivul pentru gură**: Cuprindeți dispozitivul pentru gură ⑳ complet cu buzele. Porniți aparatul cu întrerupătorul POMIT/Oprit ⑩ ("I"). Nebulizatorul produce o ceată vizibilă (aerosoli). Inspirați acum încet și adânc prin gură și expirați prin nas. Dacă doriti să faceți o pauză, întrerupeți scutul și scoateți dispozitivul pentru gură ⑳ din gură. Lăuați-l din nou în gură (buzele îl cuprind) și inspirați și expirați din nou.



#### Уред и контролни елементи

**Компресорен механизъм:** ① Връзка на уреда за маркуч за въздух ② Въздушният филтер (с капак) ③ Превключвател за включване/изключване ④ Дръжка за носене ⑤ Заключване на капака на отделението за съхранение ⑥ Отделение за съхранение ⑦ Вентилационни отвори ⑧ Стойка за пулверизатор ⑨ Капак на отделението за захранвания кабел ⑩ Капак на отделението за съхранение

**Комплект пулверизатор:** ⑪ Връзка на пулверизатора за маркуч за въздух ⑫ Резервоар на пулверизатора ⑬ Щуцер ⑭ Пулверизираща глава (синя, размер на частиците 3,5 - 4,5  $\mu\text{m}$ ) ⑮ Горна част на пулверизатора ⑯ Сървърски елемент за накрайник за уста и адаптер за нос ⑰ Маркуч за въздух ⑱ Маска за възрастни със сървърски елемент на маската ⑲ Адаптер за дъга за дъга ⑳ Адаптер за нос за дъга ㉑ Накрайник за уста ㉒ Резервоар въздушни филтер ㉓ Резервни предпазители ㉔ Пулверизираща глава (червена, размер на частиците 4,5 - 6,0  $\mu\text{m}$ ) ㉕ Пулверизираща глава (жълта, размер на частиците 3,0 - 4,0  $\mu\text{m}$ )

#### Обяснение на знаците

Настоящото ръководство за употреба принадлежи към този уред. То съдържа важна информация за пуска в експлоатация и работата с уреда. Прочете изцяло това ръководство за употреба. Неславането на това указание може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

**ВНИМАНИЕ** - Тези указания трябва да се спазват, за да се предотвратят евентуални повреди на уреда.

**УКАЗАНИЕ** - Тези указания ви дават полезни допълнителни информации за монтажа или за работата.

**Класификация на уреда** Тип BF

**Клас на защита II**

**LOT** Партиден номер

**Производител** Дата на производство

**Употреба по предназначение**

- Инхалаторът medisana IN 550 е предназначен за орална или назална инхалационна терапия с медикаментозен аерозол в частни домакинства. Уредът трябва да се използва само от пациенти, които са се запознали подробно с функцията на уреда и го използват с предписан, респ. препоръчен от лекар или фармацевт течен медикамент.

- Потребителят трябва предварително да е прочел това ръководство за употреба и трябва да е разбрал съдържанието му и начина на работа с уреда.

- Винаги спазвайте указанията в придвижаващата информация на медикамента за инхалация, респ. следвайте инструкциите на Вашия лекар или фармацевт.

**Противопоказания**

- Инхалаторът medisana IN 550 може да се използва само от лица, които могат да дишат самостоятелно и се намират в съзнание.

- Уредът не е подходящ за потребители, които дишат през оперативно създаден отвор на дихателните тръби (трахеостома).

## ВАЖНИ УКАЗАНИЯ! НЕПРЕМЕННО ЗАПАЗЕТЕ!

Прочетете внимателно ръководството за употреба и в частности указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете ръководството за употреба за понататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и това ръководство за употреба.



#### Указания за безопасност

- Използвайте уреда само по предназначение съгласно ръководството за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Всяка друга употреба, различна от описаната тук, не е по предназначение и трябва да се причисли като опасна. При употреба не е предвидено отговорност за безопасната функция на уреда срещу върху потребителя.
- Предпълъжителността на едно приложение не трябва да надвиши 20 минути.
- Използвайте само оригинални допълнителни и резервни части на производителя.
- Използвайте само подходящи за инхалационната терапия медикаменти в течна форма. Преди да започнете терапия с уреда, обсъдете с Вашия лекар или фармацевт предпълъжителността на употребата, дозировката, честотата на приложението и избора на медикамент.
- Не използвайте чиста вода за пулверизация.
- Този уред не е предвиден да бъде използван от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и/или с липса на знания, освен ако не са наблюдавани от отговарящ за тяхната безопасност лице или не са получили от него инструкции как трябва да се използва уредът.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Малки части, като напр. въздушният филтер, могат да бъдат погълнати. Поради това съхранявайте и изхвърляйте всички малки части по недостъпен за децата начин.
- Не използвайте или съхранявайте уреда на места, където той е изложен на отровни изпарения или течни субстанции.
- Не използвайте или съхранявайте уреда във време на анестетики, които могат да се възпламенят от въздух или кислород.
- Избегвайте контакта на със засторни или режещи предмети.
- Вентилационните отвори ⑦ на уреда трябва винаги да са свободни. Не поставяйте уреда на места, където вентилационните отвори могат да бъдат блокирани, и не поставяйте предмети върху уреда (напр. кърпи, одеяла и др.).
- В никакъв случай не блокирайте капака на въздушния филтер ②.
- Не вкарвайте предмети или части на тялото (пръсти и др.) във вътрешността на уреда.
- Уредът не трябва да се използува върху подове с килими или в сънло замърсено с прах срещу (като напр. под леглото).
- Пулверизаторът не е подходящ за използване в анестезиращи дихателни системи или за системи за обдишване на белите дробове.
- Не използвайте уреда при къпане или взимане на душ.
- Не използвайте уреда в среди със стайна температура над 40°C.
- Не оставяйте уреда на външни сърни или във влажна среда. Уредът не е водонепропускливи.
- Използвайте и съхранявайте уреда само на места, на които е гарантирано неговото стабилно положение и той не може да падне. Съществува опасност от нараняване или счупване за намиращите се отдолу живи същества и предмети.
- Не използвайте уреда в близост до високочестотни електромагнитни предаватели.
- Никога не докосвайте захранвания кабел с мокри ръце.
- Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или захранващ щепсел.
- Чрез изключване на захранвания щепсел от контакта, уредът може да се откачи напълно от електроизхранването.
- Маркучите и кабелите на уреда трябва да се поставят така, че не представляват опасност от сълване и рисков от залепване да е изключен.
- Не прекарвайте захранващия кабел върху остри ръбове, не го пръщвайте и не го използвайте в близост до източници на топлина.
- За да предотвратите опасността от токов удар, независимо изключете захранващия щепсел от контакта:
  - при повреди по време на употреба
  - след употреба
  - преди всяко почистване и поддръжка.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен само от фирма medisana, оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.
- Внимавайте за това във вътрешността на уреда на да не нализа вода. Ако вътрешният уред се избължи, изчистете го със сървърски щепсел и се сървърете със сервизния отдел.
- За почистване никога не поднасяйте уреда под текача вода.
- Уредът на повреди, не ремонтирайте уреда сами. Поверете извършването на ремонтите на оторизирани сервизи.
- Не транспортирайте пулверизатора и не го оставяйте без надзор, докато в резервоара на пулверизатора се намира медикаментозен аерозол.
- Избегвайте сътресения на уреда и не му позволявайте да пада.
- Не използвайте уреда при животни.
- Никога не използвайте уреда при умора или световъртеж.
- В случаи на диабет или други заболявания, преди употреба на уреда трябва да се консултирате с личния си лекар.
- Бременно жени трябва да спазват необходимите предпазни мерки и своята индивидуална възможност за натоварване, а при нужда да се консултират със своя лекар.
- Не е използвайте уреда, ако областта на употреба има подутини, изгаряния, възпаления, кожни обриви, рани или чувствителни места.
- Лечението трябва да е приятно. Ако чувствате болки или приложението на уреда ви е неприятно, прекъснете употребата и се консултирайте с вашия лекар.

#### Предупреждение

**Опасност от инфекции в резултат на замърсен пулверизатор!** Преди всяка употреба спазвайте общите мерки за безопасност (напр. старательно измиване на ръцете) и се уверявайте, че пулверизаторът се почиства и дезинфекцира съгласно посочените в този "Почистване и грижа" указания преди първата и след всяка следваща употреба!

- Дезинфекцирайте всички части на комплекта пулверизатор, вкл. накрайника за уста и маската преди всяка употреба и след това след всяка употреба, както и при по-дълго неизползване, винаги указанията в този "Почистване и грижа".
- След дезинфекциране всички части трябва да се изпълнят с чиста, превърната във въздух мъгла (аерозол). Сега въздушвайте бавно и дълбоко през устата и издишвайте през носа. Ако искате да направите почистване, прекъснете за кратко и издишвайте отново бавно.
- На **инхалация с маската или с адаптер за нос:** Като алтернатива на накрайника за уста ②, в комплектовата на доставката се съдържат маска за деца ⑯, както и адаптер за нос ⑳ и ㉑. Така аерозолът може да се вдиша през носа, което позволява приложение повече за горните дихателни пътища. Това приложение се усеща по-приятно особено от децата. **Маска:** Дръжте маската леко натиснатата върху носа. Маската трябва да обгръща пътят на носа, но без силен натиск. **Адаптер за нос:** Вкарайте две пръчки върху маската за носа. Вкарайте другия край върху ръбъка на маската за въздух ⑦ на комплекта пулверизатор.

#### Извършване на инхалация:

- Заснете възможно най-изправена позиция.
- Инхалация с накрайника за уста:** Обградете накрайника за уста ② изцяло с устни. Включете уреда с превключвателя за включване/изключване ④ (""). Пулверизаторът образува видима мъгла (аерозол). Сега въздушвайте бавно и дълбоко през устата и издишвайте отново бавно.
  - Инхалация с маската или с адаптер за нос:** Като алтернатива на накрайника за уста ②, в комплектовата на доставката се съдържат маска за деца ⑯, както и адаптер за нос ⑳ и ㉑. Така аерозолът може да се вдиша през носа, което позволява приложение повече за горните дихателни пътища. Това приложение се усеща по-приятно особено от децата. **Маска:** Дръжте маската леко натиснатата върху носа. Маската трябва да обгръща пътят на носа, но без силен натиск. **Адаптер за нос:** Вкарайте две пръчки върху маската за въздух ⑦ на комплекта пулверизатор.

#### Предупреждение

- Едно инхалационно приложение не трябва да надвиши 20 минути. Ако компресорът работи по-дълго, съществува опасност от прегъване и грешно функциониране. След употреба оставете уреда да се охлади за минимум 40 минути.
  - Избегвайте покриване / блокиране на вентилационните отвори и на въздушния филтер.
- Приключване на инхалацията: Извлечете уреда при приключване на инхалацията чрез натискане на превключвателя за включване/изключване ④ (""). Също така, съществува опасност от прегъване и грешно функциониране. Ако уредът е изпълнен с аерозол, изключете го и извадете накрайника за уста ②.

#### Указание

- При използване на маската или адаптера за нос по-голямо количество аерозол остава върху лигавицата в устата и носа отколкото при употребата на накрайника за уста.
- След като накрайникът за уста е бил използван определено време, може да се стигне до това, че при употреба капчици разтвор се събират в тръбичката на накрайника за уста. Това, обаче, няма влияние върху работата и функцията на уреда. Отстранете капчиците след употреба с помощта на мека кърпа.

#### Почистване и грижа:

- При всяко приложение използвайте само пресен медикаментозен аерозол.
- Никога не блокирайте отворите на горната част на пулверизатора ⑮.
- По възможност използвайте пулверизатора във вертикална позиция. Не го клатете по време на приложение.
- По време на работа в резултат на функцията на компресора се получават вибрации и се чува шум. Това е нормално и не е признак за грешно функциониране.

#### след употреба

- Никога не сушете уреда в микровълново устройство или със сешаш.
- Съхраняйте уреда и всички части само в напълно подложен състояние на сухо и чисто място.
- След инхалационно приложение извадете остатъците от медикаментозен аерозол трябва да бъдат отстранени. Всички части трябва да се почистят и дезинфекцират добре, винаги глава/Почистване и грижа.
- Не съхранявайте уреда с прегънат или усукан маркуч за въздух ⑦.

#### Окончателкова на доставката и опаковка

Моля, първо проверете, дали окончателката на доставката е пълна, и дали артикулът няма повреди. В случай на съмнение не използвайте артикула и се свържете със сервисния отдел. Към окончателката на доставката спадат:

- 1 и ххалатор medisana IN 550 с комплект пулверизатор и маркуч за въздух, 1 накрайник за уста, 1 адаптер за нос за въздух, 1 адаптер за нос за деца, 1 маска за възрастни и 1 маска за деца
- 5 резервни въздушни филтри - 2 допълнителни пулверизиращи глави (червена и жълта)
- 2 резервни предпазители

Опаковките подлежат на рециклиране или могат да се върнат в стокообращение. Моля, изхвърляйте вече неу焗ождан опаковъчен материал по правилен начин. Ако при разпаковането забележите транспортирана повреда, моля свържете се незабавно с вашия търговец.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Внимавайте за това опаковъчните фолии да не попадат в ръцете на деца.

#### Съществува опасност от задушаване!

#### Подготовка на инхалацията

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Почистете и дезинфекцирайте комплекта пулверизатор, както е описано в „Почистване и грижа“, за да предотвратите възможна инфекция от



**EE TÄHTIS TEAVE! HOIDKE JUHEND TINGIMATA ALLES!**

 Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.



## Ohutusjuhis

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud oststarbel. Vale kasutamise korral muutub garantiiõue kehetetuks.
  - Mis tahes muu kasutamine kui siin kirjeldatud, on sobimatu ja tuleb klassifitseerida ohtlikuks. Ebaõige kasutamise korral vastutab seadme ohutu toimimise eest kasutaja.
  - Üks kasutuskord ei tohi olla pikem kui 20 minutit.
  - Kasutage ainult tootja originaaltarvikuid ja -varuosi.
  - Kasutage ainult inhalatsioonravi jaoks sobivaid ravimeid vedelal kujul. Enne seadmega ravi alustamist pidage kasutusaja, annuse, kasutussageduse ja ravimite valiku osas nõu oma arsti või apteekriga.
  - Ärge kasutage pihustamiseks puhast vett.
  - Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate teadmiste ja/või kogemustega isikud (sh lapsed), v.a
  - juhul kui nad teeavad seda nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile selgitatakse, kuidas seadet kasutada.
  - Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
  - Esineb väikeste osade, nt õhufiltrti allaneelamise oht. Seepärast hoidke ja utiliseerige kõiki väikseid osi lastele kättesaamatus kohas.
  - Ärge kasutage ega hoidke seadet kohtades, kus see puutub kokku mürgiste aurude või lenduvate ainetega.
  - Ärge kasutage seadet tuimestusainete segude lähedal, mis on õhu või hapnikuga kokkupuutel tuleohtlikud.
  - Vältige seadme kokkupuutumist teravate otste või teravate esemetega.
  - Seadme ventilatsiooniavad ⑦ peavad alati vabad olema. Ärge asetage seadet kohtadesse, kus ventilatsiooniavad võivad ummistuda, ja ärge asetage seadmele mingeid esemeid (nt rätkud, tekid jne).
  - Õhufiltrti katet ② ei tohi mingil juhul blookeerida.

## **Seade ja juhtelemendid**

### *Kompressor*

- 1** õhuvooliku ühenduspesa seadmel    **2** õhufilter (kattega)  
**3** toitelülit    **4** kandesang    **5** Ladustamisruumi kaane luk  
**6** Panipaik    **7** õhutusavad    **8** nebulisaatori hoidik  
**9** Toitejuhtme salve kate    **10** Hoiuruumi kaane

#### *nebulisaatori kompleksi*

- 11 õhuvooliku ühenduspesa nebulisaatoril 12 nebulisaatori paak  
13 otsak 14 Pulverisaatoripea (sinine, osakeste suurus 3,5–4,5 µm) 15 nebulisaatori ülemine osa 16 huuliku ja ninaotsaku liitmis  
17 õhuvoolik 18 täiskasvanu mask koos maski liitmikuga  
19 lapse mask koos maski liitmikuga 20 ninaotsak täiskasvanule  
21 ninaotsak lapsele 22 huulik 23 asendus-õhufilter  
24 Varukaitsmed 25 Pulverisaatoripea (punane, osakeste suurus 4,5–6,0 µm) 26 Pulverisaatoripea (kollane, osakeste suurus 3,0–4,0 µm)

### *Sümbolite selgitus*

 Käesolev kasutusjuhend kuulub selle seadme juurde. See sisaldab olulist teavet seadme kasutuselevõtu ja käsitsemise kohta. Lugege juhend põhjalikult läbi. Selle juhendi mittejärgmine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.



[www.ijerph.com](http://www.ijerph.com) | ISSN: 1660-4601 | DOI: 10.3390/ijerph16030897



JUHIS



 Kaitsta niiskuse e



 Tootja  Tootmiskuupäev

## Otstarbekohane kasutamine


- **medisana** inhalaator **IN 550** on mõeldud kodustes tingimustes suu- või ninakaudseks inhalatsiooniraviks ravimaerosooliga. Aparatuuri raati võivad kasutada ainult patsientid, kes on seadme funktsioonidega põhjalikult tutvunud ja kes kasutavad seadmes arsti või apteekri määratud või soovitatud vedelaid ravimeid.
  - Kasutaja peab enne seda kasutusjuhendit lugema, aru saama seaduse sisust ja sellest, kuidas seadet kasutatakse.
  - Järgige alati inhaleeritavate ravimitega kaasasolevat teavet ja arsti või apteekri juhiseid.

**Vastunäidustused**

  - **medisana** inhalaator **IN 550** tohivad kasutada ainult isikud, kes on välti võimalised iseseisvalt hingama ja on teadvusel.
  - Seade ei ole mõeldud kasutajatele, kes hingavad läbi hingetoru.



 medisana GmbH  
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUS  
SAKSAMAA



## Ierīce un vadības elementi

## Kompressors

- ① Ierīces gaisa šūtenes pieslēgveta ② Gaisa filtrs (ar pārsegū) ③ Barošanas slēdzis ④ Rokuris pārnēsāšanai ⑤ Uzglabāšanas nodalījuma vāka slēdzēns ⑥ Uzglabāšanas nodalījums ⑦ Ventilācijas atveres ⑧ Smidzinātāja turētājs ⑨ Barošanas kabeļa nodalījuma vāks ⑩ Uzglabāšanas nodalījuma vāks

## Smidzinātāja komplekts

- ⑪ Smidzinātāja gaisa šūtenes pieslēgveta ⑫ Smidzinātāja tverētājs ⑬ Izscaurule ⑭ Izsmedzināšanas galviņa (zilā, daļu izmērs 3,5 - 4,5 μm) ⑮ Smidzinātāja augšējā daļa ⑯ Savienotājs iemutim un deguna adapterim ⑰ Gaisa šūtenes ⑱ Pieaugušo masku ar maskas savienotāju ⑲ Bēru maska ar maskas savienotāju ⑳ Deguna adapteris pieaugušajiem ⑳ Deguna adapteris bērniem ⑳ Iemutis ⑳ Rezerves gaisa filtri ⑳ Rezerves drošinātāji ⑳ Izsmedzināšanas galviņa (sarkanā, daļu izmērs 4,5 - 6,0 μm) ⑳ Izsmedzināšanas galviņa (dzeltenā, daļu izmērs 3,0 - 4,0 μm)

## Simboli skaidrojums

- Šī lietošanas instrukcija ir daļa no šīs ierīces.  
Tā satur svarīgu informāciju par lietošanas uzsākšanu un rīcību ar ierīci. Pilnībā izslieš šī lietošanas instrukciju.  
Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

**BRĪDINĀJUMS**  
Ievērojiet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.

**UZMANĪBU**  
Ievērojiet šīs uzmanības norādes, lai novērstu iespējamās ierīces bojājumus.

**IEVĒRĪBAI**  
Šīs norādes sniedz Jums noderīgu papildu informāciju par uzstādīšanu vai lietošanu.

Ierīces klasifikācija: Sargāt no slapjuma  
II aizsardzības klase Mainstrāva

LOT numurs Sērijas numurs  
Ražotājs Ražošanas datums

## Noteikumiem atbilstoša lietošana

- medisana inhalators IN 550 ir paredzēts privātai lietošanai mājas apstākļos, lai veiktu oriālu vai nažālu inhalācijas terapiju ar medikmentu aerosolu. Ierīci drīkst lietot tikai tādi pacienti, kuri ir pilnībā apguvuši ierīces funkcijas. Terapijai drīkst izmantot tikai ārsta vai aptiekāra nozīmētu, resp., ieteiktu šķīdo medikamentu.
- Lietotājs drīkst lietot ierīci tikai pēc tam, kad viņš ir izlīsis šī lietošanas instrukciju un sapratījis tās saturu un ierīces lietošanas principus.
- Vienmēr nemiet vērā inhalācijam medikamentam pievienoto informāciju un/vai rīkojieties atbilstoši ārsta vai aptiekāra norādījumiem.

## Kontrindikācijas

- medisana inhalatoru IN 550 drīkst lietot tikai tādas personas, kur ras spēj pastāvīgi elpot un ir pie samānas.
- Ierīce nav piemērota lietošai, kuri elpošanai izmanto mākslīgi izveidoti atveri trahejā (traheostomu).

## SVARĪGAS NORĀDES! OBLIGĀTI SAGLABĀT!

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izslieš lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabājet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci trešajām personām, obligāti iedodiet līdzi ar šo lietošanas instrukciju.



## Drošības norādījumi

- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam paredzētajam mērķim. Nelietojot ierīci atbilstoši paredzētajam mērķim, garantija zaudē savu spēku.
- Jebkāds cits lietojums, kas neatbilst šīt norādītajam, ir noteikumiem neatbilstošs un uzskatāms par bīstamu. Noteikumiem neatbilstošs lietošanas gadījumā lietotājs uzmēs atbilstu pēdējām 20 minūtēm.
- Vienas atsevišķas procedūras ilgums nedrīkst pārsniegt 20 minūtēm.
- Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālos papildu piederumus un rezerves daļas.
- Izmantojiet tikai inhalācijas terapijai piemērotus šķīdos medikamentus.
- Pirms sākat izmanto ierīci terapijai, konsultējieties ar ārstu vai aptiekāru par procedūras ilgumu, dozu, lietošanas biezumu un medikamentu izvēli.
- Smidzināšanai neizmantojiet tikai tīru ūdeni.
- Šī ierīce nav paredzēta, lai lietotu cilvēki (tostarp bēriņi) ar ieroobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šoš cilvēkus vīnu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzraudzīga kompetenta persona var arī šī persona sniežt konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bēriņi ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotājās ar ierīci.
- Mazas daļas, piem., gaisa filtri, var tikt norātas. Tādējādi visas mazas daļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bēriņi nevarētu tām pieklūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci vietās, kur tā ir pakļauta indīgu garaiņu vai gaistotu vielu iedarbībai.
- Nedarbīniet ierīci anestezējošu līdzekļu maišņumu tuvumā, kuri gaisa vai skābekļa ietekmē var uzziesmot.
- Izvairieties no ierīces saskares ar smailiem vai asiem priekšmetiem.
- Ierīces ventilācijas atveres ⑦ nedrīkst aizsegāt. Neuzstādīt ierīci vietās, kurās ventilācijas atveres var tikt bloķētas, un nenovietojiet uz ierīces nekādu priekšmetu (piem., dielus, segas utt.).
- Nekādā gadījumā nobloķējiet gaisa filtra pārsegū ②.
- Nedrīkst ierīces iekšējā levrīzīt prieķimetus val kārmeni daļas (pirkstus u.c.).
- Smidzinātājs nav piemērots izmantošanai anestēzējai paredzētās elpināšanas sistēmās vai mākslīgās elpināšanas sistēmās.
- Nelietojiet ierīci vannā vai dušā.
- Nelietojiet ierīci, ja apkārtējā vides temperatūra ir augstāka nekā 40 °C.
- Neatstājiet ierīci apāru tēlpām vai mitrā vidē. Ierīce nav hermētiska.
- Neatstājiet ierīci apāru tēlpām, ja neizmērīs, kuras ir garantēti stabili ierīces novietojums un ierīce nevar nokrist. Pastāv savainojumu gūšanas un/vai salūšanās risks dzīvām būtnēm un prieķimetiem, kas atrodas zem tās.
- Nedarbīniet ierīci augstfrekvences elektromagnētiskā starojuma avotu tuvumā.
- Aizliegs pieskarties barošanas kabelim ar slāpīgiem rōkām.
- Nedarbīniet ierīci, ja barošanas kabeli vai kontaktādkaši ir bojāti.
- Ierīci var pilnībā atvēnot no strāvas padeves, izvelot kontaktādkašu no kontaktiligzdas.
- Ierīces šūtenes un vadi ir vārojītie, kā nepastāvīgi pākļūšanas risks un izslēgta nozīgaugšanas risks.
- Nevelicot barošanas kabeli pār asām małām, neiespiediet to un nelietojiet to karstuma avotu tuvumā.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas triecību riska, nekavējoties atvienojiet kontaktādkašu no kontaktiligzdas šādos gadījumos:

  - ja lietošanas lalkā rodas traucējumi;
  - ikei, kad lietošana ir pabeigta;
  - pirms tīrīšanas un apkopes.

- Nelietiniet barošanas kabeli ap ierīci.
- Ja barošanas kabeli ir bojāti, tātām ierīcei drīkst veikt tikai uzņēmums **medisana**, pilnvarots tirgotājs vai atbilstoši kvalificēta persona, lai izvairītos no apdrošinējumiem.
- Raugieties, lai ierīces iekšpusē neiekļūtu ūdens. Ja ierīce tomēr nonāk saskarē ar mitrumu, nekavējoties atvienojiet kontaktādkašu un sazinieties ar servisu.
- Nedrīkst ierīčas noslēgtā ierīci turēt zem tekošā ūdens. Traucējumu gadījumā neveiciet remonta pašrocīgi. Uzticīt remontdarbus tikai sertificētēm servisim.
- Nedrīkst ierīčas novērtāt zemākās temperatūrās, kā arī novērtāt zemākās temperatūrās, kā arī novērtāt zemākās temperatūrās.
- Netransportējiet smidzinātāju un neatstājiet to bez uzraudzības, kamēr smidzinātāja tverētā vēl atrodas medikamenta aerasolos.
- Nepakļaujiet ierīci triecību iedarbībai un nelaujiet tai nokrist.
- Nelietojiet ierīci dzīvnekiem.
- Nedrīkst ierīci lietot, ja esat meigains vai jums ir reiboni.
- Ja jums ir diabēts vai citi saslimšana, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ģimenē ārstu.
- Grūtīgām jāievēr nepieciešamās priesardzības pasākumus un jāņem vērā savas individuālās spējas; ja nepieciešams, konsultējieties ar savu ārstu.
- Nelietojiet ierīci, ja pieletotās zonā ir uztūkums, apdegumi, iekaisumi, ādas izsītumi, brūces vai jutīgas vietas.
- Procedūrai ir jābūt komfortabla. Ja jūtās sāpes vai ja jāpārveido ierīces lietošanu un izņemiet ierīci ⑯ no mutēm. Pēc tam atkal panemiet to mutē (cieši aptverot ar lūpām) un turpiniet lēnām ieelpot un izelpot.

## Pirms lietošanas

**BRĪDINĀJUMS**  
Inficēšanas risks netrīna smidzinātāja dēl! Pirms katras lietošanas ievērojiet vispārīgos higienas pasākumus (piem., rūpīgi nomazgājiet rokas) un gādājiet, lai smidzinātājs pirms pirmās lietošanas un pēc katras turpmākās lietošanas tikuši iztīrīts un dezinficēts atbilstoši norādījumiem nodalā „**Tīrīšana un kopšana**“.

- Pirms pirmās lietošanas un pēc katras turpmākās lietošanas, kā arī pēc ilgākas dīkstāvēs dezinficējiet visas smidzinātāja komplektā daļas, t.sk. iemutu un masku; skaitiet norādījumiem nodalā „**Tīrīšana un kopšana**“.
- Pēc dezinficēšanas visas smidzinātāja daļas ir jāskaita ar tūru, novārti ūdeni.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet korpusu, barošanas kabeli, kontaktādkašu, gaisa šūteni ⑯ un šūtenes pieslēgvietu atveres ⑦ un ⑮, lai pārlēcīnos, vai tām nav bojājumu, un pārbaudiet, vai ierīce darbojas normāli.
- Ja ierīcei ir acīmredzami bojājumi vai jums ir aizdomas par bojājumu, inhalatoru nedrīkst lietot. Nekavējoties atvienojiet kontaktādkašu no kontaktiligzdas un sazinieties ar servisu.
- Pirms ierīces pārleidzēt elektrotīklam, pārlēcīties, ka datu plāksnīte norādītais tīkla spriegums atbilst jūsu elektrotīkla spriegumam. Neizmantojiet sadalītajus vai pagarināšanas vadus.
- Pirms lietot ierīci, pārbaudiet, vai visas daļas ir pareizi samontētas.
- Pārbaudiet, vai gaisa filtri ② ir tīrs. Ja gaisa filtram ir manāmas krāsas izmaiņas vai tas ir lietots jau 2 mēnešus, filtrs ir jānovārīta. Pārbaudiet, vai tas ir pareizi iemontēts.
- Lai izvairītos no gaisa šūtenes ⑯ atvērošanas ierīces darbības laikā, pārbaudiet, vai šūtenē ir stingri pievienota attiecīgām ierīces un smidzinātāja pieslēgvietām ⑦ un ⑮. Ja nepieciešams, šūtenē pievienošanas laikā var nedaudz pagriezt.

## Lietošanas laikā

- Katrā lietošanas reizē izmantojiet tikai svāigu medikamentu aerosolu.
- Nedrīkst bloķēt smidzinātāja augšējās daļas ⑯ atveres.
- Cik vien iespējams, lietojiet smidzinātāju vertikālu pozīciju. Procedūras laikā nekrātiet smidzinātāju.
- Darbības laikā kompresors izraisa vibrācijas un troksni. Tā ir normāla parādība un neliecina par nepareizu darbību.

## Pēc lietošanas

- Izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktādkašu no kontaktiligzdas.
- Atvienojiet gaisa šūteni ⑯ no smidzinātāja un izjauciet smidzinātāju pa sastāvdāļām. Likvidējiet smidzinātāja tverētā vēlās medikamenti attleķas, ja tās ir. Aktivitātēs ūdens aizsardzības apsvarsēm dēļ medikamentu attleķas vēlās neizlietinājātās.
- Izslēdziet ierīci pēc lietošanas, ja tās ir. Aktivitātēs ūdens aizsardzības apsvarsēm dēļ medikamentu attleķas vēlās neizlietinājātās.
- Kompresori var noslaučt ar mīkstu, nedaudz samitrinātu drānu. Neizmantojiet tīrīšanai agresīvas iedarbības vielas, piemēram, abrazīvo pieniņu vai citus Pretējā gadījumā virsma var tikt bojāta.

## Piegādes komplekts un iepakojums

- Piegādes komplekts un iepakojums  
Piegādes komplekts un iepakojums Vispāris pārbaujet, vai piegādes komplektā nav trūkstošu daļu un precei nav bojājumu. Ja rodas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar servisu. Piegādes komplektā sastāvdaļas:
- 1 medisana inhalators IN 550 ar smidzinātāja komplektu un gaisa šūteni, 1 iemuti, 1 deguna adapteri pieaugušajiem,
  - 1 deguna adapteri bērniem, 1 pieaugušo masku un 1 bērnu masku
  - 5 rezerves gaisa filtri
  - 2 papildu izsmidzināšanas galviņas (sarkanā un dzeltēnā) - 2 rezerves drošinātāji
  - 1 lietošanas instrukcija

Iepakojums materiāli un pārstrādājumi vai ievadāmi atpakaļ izejmateriālu aprīte. Nevajadzīgos iepakojumus materiālus utilizējiet atbilstoši noteikumiem. Izpakošanas laikā konstatējot transportēšanas bojājumus, līdzī, nekavējoties sazinieties ar savu ierīču.

**BRĪDINĀJUMS**  
Gādājiet, lai bēriņi nevar piekļūt izstrādājuma iepakojanai izmantotām plēvēm.  
**Nosmēršanas risks!**

## Sagatavošanās inhalācijai

**BRĪDINĀJUMS**  
Triet un dezinficējiet smidzinātāja komplektu, kā aprakstīts nodalā „**Tīrīšana un kopšana**“, lai izvairītos no iespējams infekcijas netīru daļu dēl.  
Papildus ir jāievēro vispārīgie higienas pasākumi, piemēram, roku dezinficēšana, higieniskā rīcība ar medikamentiem utt.


## IEVĒRĪBAI

**i** Pirms terapijas sākšanas konsultējieties ar ārstu par procedūras ilgumu, medikamentu devu un biezumu. Procedūras veids ir jāzvēlas atkarībā no terapijas mērķa (piem., plaušu ārstēšana = procedūra ar iemuti, deguna un rīkles ārstēšana = procedūra ar masku).  
Āri par šāt jautājumu konsultējieties ar ārstu.

1. Grieziet smidzinātāja augšējā daļu ⑯ pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet to no smidzinātāja tverētās ⑯.
2. Uzlieciet ieklēdejošo galvu ⑯ uz tīscaurules ⑯.

## IEVĒRĪBAI

**i** Piegādes komplektā ietilpst divas papildu izsmidzināšanas galviņas. Jums ir iespēja uz sprauslām novietot vienu no trim galviņām (zilo, sarkanā un dzeltēno) un tās augšējā daļa ⑯. Pieaugušo masku ir pārsegū ② un dzeltenā galviņa ⑯ ir piemērots ieteklī. Uzgalītā galviņa ⑯ ir pārsegū ② un dzeltenā galviņa ⑯ ir piemērots ieteklī. Uzgalītā galviņa ⑯ ir pārsegū ② un dzeltenā galviņa ⑯ ir piemērots ieteklī. Uzgalītā galviņa ⑯ ir pārsegū ② un dzeltenā galviņa ⑯ ir piemērots ieteklī. Uzgalītā galviņa ⑯ ir pārsegū ② un dzeltenā galviņa ⑯ ir piemērots ieteklī. Uzgal



## Prietaisas ir valdymo elementai

- Kompressoriaus  
 1 prietaiso jungtis oro vamzdeliui 2 oro filtras (su dangteliu)  
 3 JUNGIMO / IŠJUNGIMO jungtis 4 rankena  
 5 Sandeliavimo skyrius dangčio užraktas 6 Saugojimo skyrius  
 7 ventiliacijos anga 8 purkštuvu laikiklis 9 Maitinimo kabelio skyrius dangtelis 10 Sandeliavimo skyrius dangtis

Purkštuvu rinkinys  
 11 purkštuvu jungtis oro vamzdeliui 12 purkštuvu talpa  
 13 atramos 14 Purkštuvu galutė (mėlyna, dalelių dydis 3,5–4,5 µm) 15 purkštuvu viršutinė dalis 16 jungtis kandikliui nosies adapteriui 17 oro vamzdelis 18 suaugusiųjų kaukė su kaukės jungtimi 19 vaikiška kaukė su kaukės jungtimi 20 nosies adaptoriu 21 nosies adapteris vaikams 22 kandiklis 23 atsarginiai oro filtras 24 Atsarginiai saugikliai 25 Purkštuvu galutė (raudona, dalelių dydis 4,5–6,0 µm) 26 Purkštimo galutė (raudona, dalelių dydis 3,0–4,0 µm)

## Simbolų pavaizinimas

Ši naudojimo instrukcija priklauso šiam prietaisui.  
 Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso naudojimą.  
 Perskaitykite visą naudojimo instrukciją.  
 Nesišaliant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.

**ISPĖJIMAS**  
 Privilejai laikytis šio išspėjamojo nurodymo,  
 kad išvengtumėte galimų naudotojo sužeidimų.

**DĒMESIO**  
 Šių nurodymų laikytis būtina, siekiant išvengti galimų prietaiso pažeidimų.

**NURODYMAS**  
 Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie įrengimą ir naudojimą.

Prietaiso klasifikacija:  
 BF tipas Apsaugokite nuo drėgnumo

II apsaugos klasė Kintamoji srovė

LOT Partijos numeris Serijos numeris

Gamintojas Pagaminimo data

## Naudojimas pagal paskirtį

- medisana inhalitorius IN 550 skirtas gydymis jkvepiant vaistu aerozoliu pro burną ar nosį ir gali būti naudojamas privačiomis reikmėmis. Prietaisai leidžiami naudoti pacientams, kurie gerai susipažinę su veikimu ir naudoja gydytojo arba vaistininko skirtą arba rekomenduotą skystą vaistą.
- Prieš tai naudotojas turi būti perskaitytas naudojimo instrukcija, supratęs jos turinį ir susipažinęs su prietaiso valdymu.
- Visuotiniu atsizvelgimui į prie jkvepiamo medikamento pridėtą informaciją arba į savo gydytojo arba vaistininko pateikiamus nurodymus.

## Kontraindikacijos

- medisana inhalitorius IN 550 leidžiamas naudoti tik savarankiskai kvėpuojantiems ir sąmoningiems asmenims.
- Prietaisais neskiertas naudotojams, kurie kvėpuoja per operacinį būdu sukurta angą kvėpavimo takuose (tracheostoma).

## LT SVARBŪS NURODYMAI! BŪTINAI IŠSAUGOKITE!

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač jos saugos nurodymus, ir ją išsaugokite, kad galėtumėte pasiskaityti vėliau. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, būtinai jduokite ir šią naudojimo instrukciją.



## Saugos nurodymai

- Prietaisai naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja.
- Naudojant kaip nors kitaip, nei čia aprašyta, prietaisai naudojamas netinkamai, tai yra pavojinga. Naudojant prietaisai ne pagal paskirtį, atskomybę už saugų prietaiso veikimą prisima naudotojas.
- Vieno naudojimo trukmė negali būti ilgesnė nei 20 minučių.
- Naudokite tik originalias papildomas ir atsarginės gamintojo dailis.
- Kvėpavimo terapijai naudokite tik tinkamus skystus vaistus. Prieš pradēdamis gydymą prietaisą, aptarkite su savo gydytoju ar vaistininku naudojimo trukmę, dozę, naudojimo dažnumą ir vaistų pasirinkimą.
- Nepurškite grynu vandenį.
- Šio prietaiso negalima naudoti žmonėms (ir vaikams), turintiems fizinius, jutiminius arba protinius sutrikimus, asmenims, neturintiems patirties ar (arba) nepakankamai žinių, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba jis apmokytas, kaip reikia naudoti prietaisą.
- Būtina prižiūrėti vaikus ir užlikinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Mažai detalės, pvz., oro filtarų galimy. Todėl visas smulkias dalis laikykite ir išmeskite taip, kad jų nepasielktų vaikai.
- Prietaiso nenaudokite arba nesaugokite vietose, kur gali būti nuodingų garų arba laikymų medžiagų.
- Prietaiso nenaudokite prie anestetinių priemonių mišinių, užsiliepsnojančių nuo oro arba degonių.
- Prižiūrėkite, kad prietaisai nesilestu su smailais arba aštriais dailtais.
- Stebékite 7, kad prietaiso ventiliacijos angos visuomet būtų atidengtos. Nenestatykite prietaiso ten, kur gali būti uždegintos ventiliacijos angos ar antruoju nėdėkite jokių dailtyų (pvz., rankšluosčių, užtiesalų ir t.t.).
- Jokiu būdu neleiskite oro filtriui dangtelį 2.
- I prietaisą nekiškite dailty arba kūno dailių (pirštų ir kt.).
- Prietaiso nenaudokite ant kiliminių dango arba aplinkoje, kurioje yra daug dulkių (pvz., po lova).
- Purkštuvu negalima naudoti anestetiniše kvėpavimo sistemose arba plaučių ventiliacijos sistemos.
- Nenaudokite prietaiso, kai mautodės vonioje arba prausiatis duše.
- Prietaiso nenaudokite patalpose, kuriuose patalpos temperatūra yra aukštesnė nei 40 °C.
- Prietaiso nelaikykite lauke arba drėgoje aplinkoje. Prietaisais neatspars vandeniu.
- Prietaiso naudokite arba saugokite tik tokiose vietose, kur stabili ir nėra tikimybės prietaisui nukristi. Kylo po prietaisu esančių būtybių ir dailty sužidėjimo arba sulaužymo pavojus.
- Nenaudokite prietaiso šalia aukšto dažnio elektromagnetinių siųstuvų.
- Maitinimo laido neleiskite drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis maitinimo laida arba tinklelių kūstukas sugedės.
- Ištraukdami tinklelio kūstuką iš rožetės prietaisai visiškai atjungsite nuo maitinimo įtampos.
- Prietaiso vamzdžiai ir laida turi būti nustelbtai taip, kad neleiskių pavaus pasismaugti.
- Maitinimo laidai neletraukite per aistrus kraštus; nesuspaiskite jo prie šilumos šaltinių.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojus, maitinimo laidą nedelsdami ištraukite iš rožetės:

  - esant naudojimo trūklimi
  - kas kartą panaujodami
  - kas kartą prieš valydamis ar atlikdami prižiūrėtus darbus.

- Nenaudokite prietaiso, jei jis maitinimo laidas arba tinklelio kūstukas sugedė.
- Užlikinkite, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens. Jei į prietaisą vis dėl pateko drėgmės, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą ir susiekius arba sulaužymo pavojus.
- Prietaiso vamzdžiai ir laida turi būti nustelbtai taip, kad neleiskių pavaus pasismaugti.
- Maitinimo laidai neletraukite per aistrus kraštus; nesuspaiskite jo prie šilumos šaltinių.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojus, maitinimo laidą nedelsdami ištraukite iš rožetės:

  - esant naudojimo trūklimi
  - kas kartą panaujodami
  - kas kartą prieš valydamis ar atlikdami prižiūrėtus darbus.

- Maitinimo laido nevyriūkiotis aplink prietaisą.
- Jei tinklelio laidas sugadintas, jis pakeisti gali tik medisana igaliotasis prekybininkas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtu išvengta nėštumė.
- Užlikinkite, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens. Jei į prietaisą vis dėl pateko drėgmės, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą ir susiekius arba sulaužymo pavojus.
- Niekada nelaiykite prietaiso po tekančiu vandeniu norédami iš išvalyti; Jei prietaisais sugedo, netaisykite jo patrys. Remonto darbus paveskite atlikti tik igaliotinos klientų aptarnavimo tarnyboms.
- Purkštuvu negabentkite ir nepalikite jo be priežiūros, kai purkštuvu talpoje yra medikamentinio aerozolio.
- Prietaiso nepratykite ir neleiskite jam nukristi.
- Prietaiso nenaudokite gyvūnams.
- Prietaiso nėkada nenaudokite, jei jaučiate nuovargį arba svaigsta galva.
- Jei sergate diabetu arba kitomis ligomis, prietaisai turėtumėte naudoti tik pasitarę su savo šeimos gydytoju.
- Nėšiosios turėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių ir atsižvelgti į savo individualią apkrovą; jei reikia, pasitarkite su gydytoju.
- Prietaiso nenaudokite jei naudojimo srityje yra patinimų, nudegimų, uždegimų, odos bėrimų, žaizdų arba jautrių vietų.
- Gydymas turi būti malonus. Jei jaučiate skausmą arba naudojimas nėra malonus, nenaudokite ir pasitarkite su gydytoju.

## priės naudodami

**ISPĖJIMAS**  
 Nešvarus purkštuvas kelia pavojų užsikrėsti!

Kas kartą prieš naudodami ir kas kartą panaujodami prietaisą laikykites bendrijų higienos taisyklėmis (pvz., gerai nusiplaukite rankas) ir išsitinkinkite, kad purkštuvas yra išvalytas ir dezinfekuotas, kai aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą ir vėliau kas kartą panaujodami bei nenaudojome iš esmės laikyti, dezinfekuokite visas savo purkštuvu ir kandikliu bei kaukės dailis, vadovaudamiesi nurodymais skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

- Alei dezinfekciją, visus purkštuvu dailus nuplaukite švariu, virinti vandeniu.

- Kas kartą prieš naudodami patirkinkite korpusą, tinklelio laidą, kūstuką, oro vamzdeliui (1) ir angas jungties vamzdeliui (11) ar jis tinkamai sukompaktuoti ir patirkinkite, ar prietaisai veikia tinkamai.

- Inhalatorius naudoti negalima: jei prietaisais regimai apgaudintas ar manurote, kad jis su trūkumais. Nedelsdami iš kūstukinio lizdo ištraukite kūstuką ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą, išsitinkinkite, kad jūsų elektros tinklelio įtampa yra tokia, kaip nurodyta aprašo plokštéléje.

- Nenaudokite kelių lizdų rožetėmis ar ilginiuose laikikoje.

- Į purkštuvu talpą daugelis daugiau nei 10 ml tinka jkvepiamojo tirpalą.

- Prieš naudodami prietaisą išsitinkinkite, ar visos dailys tinkleliuose surinktos.

- Išsitinkinkite, kad oras filtro spalva pasikeitė arba filtarą naudojote ilgiau nei 2 mėnesius, jis pakeiskite.

- Kad oras vamzdelis (17) procedūros metu neatstaisi, išsitinkinkite, kad jis tinkamai pritrivintas prie atitinkamos prietaiso jungties (1) ir purkštuvu. Jei reikia, prijunkite vamzdelį ir ji nestipriai pasukite.

- Kai naudojate:

- kas kartą nenaudokite tik šviežią medikamentinį aerozoli;

- Niekada neužblokuokite purkštuvu viršutinės dailies angą (1).

- Purkštuvu naudokite iki manoma horizontalesnėje padėtyje; Kai prietaisai naudojate, jo nekratykite.

- Alei išsitinkojimo procedūra palaikinkite visus medikamentinio aerozolio likūčius. Visas dailys kruopščiai išvalykite ir dezinfe-


- kaukės jungtis ištraukite iš kūstukinio lizdo.

- Prietaisai ir jų dalis padėkite saugoti sausose ir švarioje vietoje tik tuomet, kai jis visiškai sausas ir ištuštintas.

- Alei išsitinkojimo procedūra palaikinkite visus medikamentinio aerozolio likūčius. Visas dailys kruopščiai išvalykite ir dezinfe-

- kaukės jungtis ištraukite iš kūstukinio lizdo.

- Nesaugokite ištraukite iš kūstukin



## Прибор и органы управления

**Блок компрессора:** ① Разъем прибора для присоединения воздушного шланга ② Воздушный фильтр (с крышкой) ③ Выключатель ④ Рукоятка ⑤ Замок для крышки отсека для хранения ⑥ Отсек для хранения ⑦ Вентиляционные щели ⑧ Держатель распылителя ⑨ Крышка отсека для кабеля питания ⑩ Крышка отсека для хранения

**Комплект распылителя:** ⑪ Разъем распылителя для присоединения воздушного шланга ⑫ Резервуар распылителя ⑬ Патрубок ⑭ Головка распылителя (синяя, величина частиц 3,5 - 4,5 мкм) ⑮ Верхняя часть распылителя ⑯ Соединительная деталь для мундштука и адаптера для носа ⑰ Воздушный шланг ⑱ Маска для взрослых с соединительной деталью ⑲ Детская маска с соединительной деталью ⑳ Адаптер для носа для взрослых ⑲ Детский адаптер для носа ⑳ Мундштук ⑳ Запасной воздушный фильтр ㉑ Запасные предохранители ㉒ Головка распылителя (красная, величина частиц 4,5 - 6,0 мкм) ㉓ Головка распылителя (желтая, величина частиц 3,0 - 4,0 мкм)

**Пояснение символов**  
Данная инструкция по применению относится к данному прибору. Она содержит важную информацию о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции может приводить к тяжелым травмам или повреждению прибора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Во избежание возможных травм пользователя необходимо строго соблюдать эти указания.

**ВНИМАНИЕ!**  
Во избежание возможных повреждений прибора необходимо строго соблюдать эти указания.

**УКАЗАНИЕ**  
Эти указания содержат полезную дополнительную информацию о монтаже или работе.

**Классификация аппарата:** тип BF  
Держать сухим

**Класс электробезопасности II**  
Переменный ток

**LOT** Номер LOT  
**SN** Серийный номер

**Производитель**  
Дата изготовления

**Использование по назначению**  
• Ингалятор medisana IN 550 предназначен для оральной или назальной ингаляционной терапии с помощью медикаментозной аэрозоли в домашних условиях. Прибор может использоваться только пациентами, которые подробно ознакомились с функционированием прибора и с применением предписанного или рекомендованного врачом или фармацевтом жидкого медикаментозного средства.

• Пользователь должен предварительно прочесть эту инструкцию по применению, понять ее содержание и научиться обращению с устройством.

• Всегда обращайте внимание на указания в сопроводительной документации лекарственных веществ для ингаляции или следуйте инструкциям своего врача или фармацевта.

**Противопоказания**  
• Ингалятор medisana IN 550 должен использоваться только для лиц, которые могут самостоятельно дышать и находятся в сознании.

• Прибор не подходит для пользователей, которые дышат через оперативно созданное отверстие в дыхательном горле (трахеостома).

**medisana GmbH**  
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS  
ГЕРМАНИЯ

**CE 0297**

**EAC**



**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ!**  
Перед использованием прибора внимательно прочтайте руководство по использованию, в частности, указания по технике безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. Если вы передаете прибор третьим лицам, обязательно передавайте вместе с ним данное руководство по использованию.

**Указания по безопасности**

- Используйте прибор только по его назначению, указанному в инструкции по применению. При использовании не по назначению теряет свою силу гарантia.
- Любое другое применение, отличающееся от описанного здесь, является ненадлежащим и классифицируется как опасное. При использовании не по назначению ответственность за безопасность функционирования прибора ложится на пользователя.
- Длительность одного использования не должна превышать 20 минут.
- Используйте только оригинальные дополнительные и запасные части изготавливателя.
- Применяйте для ингаляционной терапии только подходящие лекарственные средства в жидкой форме. Прежде чем начинать терапию с помощью прибора, проконсультируйтесь у своего врача или фармацевта по поводу длительности применения, дозировки, частоты использования и выбора медикаментов.
- Не пользуйтесь для распыления чистой водой.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, по использованию прибора.
- За детей необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- Мелкие детали, такие как воздушный фильтр, могут быть проглочены. Поэтому храните и утилизируйте мелкие детали в недоступном для детей месте.
- Не используйте для хранения места, где присутствуют ядовитые пары или летучие вещества.
- Не пользуйтесь прибором вблизи смесей анестезирующих средств, которые могут легко воспламеняться при взаимодействии с воздухом и кислородом.
- Не допускайте контакта с острыми предметами.
- Вентиляционные щели ⑦ прибора должны быть всегда свободны. Не устанавливайте прибор в тех местах, где вентиляционные щели могут оказаться закрытыми, и не кладите на прибор какие-либо предметы (например, полотенца, скатерти и т.д.).
- Ни в коем случае не блокируйте крышки воздушного фильтра ②.
- Не вставляйте какие-либо предметы или части тела (пальцы и пр.) внутрь прибора.
- Прибор не должен эксплуатироваться на ковровом покрытии пола или в сильно заполненном месте (например, под кроватью).
- Распылитель не подходит для использования в анестезиологических дыхательных системах или для систем искусственной вентиляции легких.
- Не используйте прибор при температуре выше 40°C.
- Не оставляйте прибор под открытым небом или во влажной атмосфере. Прибор не является водонепроницаемым.
- Эксплуатируйте и храните прибор только в местах, где обеспечивается хорошая устойчивость, и прибор не сможет упасть.
- Существует опасность травмирования находящихся рядом живых существ или опасность разрушения каких-либо предметов.
- Не эксплуатируйте прибор вблизи высокочастотных электромагнитных источников.
- Никогда не прикасайтесь к сетевому кабелю мокрыми руками.
- Шланги и провода устройства должны прокладываться таким образом, чтобы не было опасности о них споткнуться и риска удушения.
- Прибор можно полностью отсоединить от электропитания, вытащив штекерную вилку из розетки.
- Не тяните сетевой кабель через острые кромки; не защемляйте его и не используйте вблизи источников нагрева.
- Во избежание поражения электрическим током, сразу же вытащите штекерную вилку из розетки:
  - при неполадках во время использования;
  - после каждого использования;
  - перед каждой очисткой и уходом.
- Не наматывайте сетевой кабель на прибор.
- Если сетевой кабель поврежден, его замену может производить только фирма medisana, авторизованный дилер или лицо, обладающее соответствующей квалификацией.
- Следите за тем, чтобы внутри прибора не попадала вода. Если в прибор все-таки попала вода, немедленно вытащите штекерную вилку и обратитесь в сервисную организацию.
- Во время очистки никогда не подставляйте прибор или комплект распылителя под проточную воду.
- Доверяйте проведение ремонта только авторизованным сервисным центрам.
- Не транспортируйте распылитель и не оставляйте его без присмотра, в то время, как аэрозольный лекарственный препарат находится в резервуаре распылителя.
- Не допускайте сотрясения прибора и не позволяйте ему падать.
- Не применяйте прибор на животных.
- Ни в коем случае не пользуйтесь прибором, когда чувствуете усталость или головокружение.
- В случае диабета или иных заболеваний перед использованием прибора следует проконсультироваться с врачом.
- Беременным женщинам следует соблюдать необходимые меры предосторожности и учить свою устойчивость к нагрузкам, при необходимости, проконсультироваться с врачом.
- Не используйте прибор на частях тела, имеющих припухлости, ожоги, воспаления, сыпь, раны или чувствительные точки.
- Терапия должна быть приятной. Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения, прервите использование и обратитесь к врачу.

**Перед использованием**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Опасность инфицирования вследствие загрязненного распылителя! Перед каждым использованием соблюдайте общие гигиенические мероприятия (например, тщательное мытье рук) и обеспечьте, чтобы перед первым и после каждого последующего использования распылитель очищался и дезинфицировался в соответствии с указаниями, приведенными в главе «Очистка и уход»!

Продезинфицируйте все детали комплекта распылителя, включая мундштуки и маску перед первым и далее после каждого последующего использования, а также, если они не использовались долгое время, смотрите указания «Очистка и уход».

После дезинфекции необходимо промыть все детали распылителя чистой кипяченой водой.

Перед каждым использованием контролируйте целостность корпуса, сетевого кабеля, штекерной вилки, воздушного шланга ⑦ разъемов присоединения шланга и проверьте функционирование прибора.

Если прибор есть видимые повреждения или Вы предполагаете наличие какой-либо неисправности, то ни в коем случае не пользуйтесь прибором. Немедленно вытащите штекерную вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.

Перед тем как подключить прибор к сети убедитесь, что напряжение сети, указанное на заводской табличке соответствует напряжению Вашей электросети. Не пользуйтесь удлинителем или разветвительной штекерной розеткой.

Никогда не заливайте в резервуар распылителя больше 10 мл соответствующей ингаляционной жидкости.

Перед использованием прибора убедитесь, что все детали собраны правильно.

Убедитесь, что воздушный фильтр ② чистый. Если цвет воздушного фильтра изменился или воздушный фильтр использовался в течение 2 месяцев, его необходимо заменить. Убедитесь в правильности его установки.

Во избежание отсоединения воздушного шланга ⑦ во время работы, убедитесь, что он надежно присоединен к соответствующим разъемам прибора и к модулю распылителя. При необходимости следите слегка прорачивать шланг во время присоединения.

**Во время использования**

• При каждом применении используйте только свежий аэрозольный лекарственный препарат.

• Ни в коем случае не блокируйте отверстия верхней части распылителя ⑯.

• По возможности используйте распылитель в вертикальном положении. Не встраивайте его во время использования.

• Во время эксплуатации возникнет вибрация и шум вследствие работы компрессора. Это нормальное явление и не является свидетельством неполадок.

**После использования**

• Никогда не сушите прибор при помощи микроволновой печи или фена.

• Прибор и все детали следует хранить полностью опорожненными и высушенными в сухом и чистом месте.

• После процедуры ингаляции необходимо удалить остатки аэрозольного лекарственного препарата. Все детали нужно тщательно промыть и продезинфицировать, смотрите главу «Очистка и уход».

• Не храните прибор с передавленными или перекрученными шлангами ⑦.

**Комплектация и упаковка**

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и обратитесь в торговую организацию или в сервисный центр. В комплект входят:

- 1 ингалятор medisana IN 550 с комплектом распылителя и воздушным шлангом, 1 мундштук, 1 адаптер для носа для взрослых, 1 детский адаптер для носа, 1 маска для взрослых и 1 детская маска
- 5 запасных воздушных фильтров
- 2 дополнительные головки распылителя (красная и желтая)
- 2 запасных предохранителя
- 1 инструкция по применению

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям. Опасность удушения!

**Подготовка к ингаляции****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Очищайте и дезинфицируйте комплект распылителя, как описано в главе «Очистка и уход», чтобы предотвратить возможное инфицирование из-за загрязненных деталей! Дополнительно необходимо соблюдать общие гигиенические мероприятия, например, дезинфекцию рук, гигиеническое обращение с медикаментами и т.д.

**УКАЗАНИЯ**

Перед началом лечения обговорите с Вашим врачом длительность, дозировку и частоту применения. В зависимости от цели лечения (например, для лечения легких - использование мундштука, для лечения носоглотки - использование маски) следует выбрать метод применения. Проконсультируйтесь у Вашего врача.

1. Поверните верхнюю часть распылителя ⑯ против часовой стрелки и снимите ее с резервуара распылителя ⑫.
2. Разместите головку распылителя ⑬ на патрубке ⑮.

**УКАЗАНИЯ**

В комплект поставки входят две дополнительные головки распылителя. Это позволяет устанавливать на патрубок одну из трех головок (синюю, красную или желтую), что дает возможность выполнять еще более целенаправленное применение. Размер частиц приблизительно от 4,5 до 6,0 мкм (красная распылительная головка) хорошо подходит для полости рта и горла, например, при ларингите. Размер частиц от 3,5 до 4,5 мкм (синяя распылительная головка) лучше подходит для дыхательных путей и верхних отделов легких, например, при бронхите и более мелкие частицы размером от 3,0 до 4,0 мкм (желтая распылительная головка) идеально подходят для глубокого в легкие, например, при астме. Узнайте у своего врача, какой размер частиц лучше всего подходит персонально для вашего случая.

3. Залейте в резервуар распылителя ⑫ предписанное врачом или производителем количество ингаляционного раствора (минимальный объем 2 мл и максимальный 10 мл). Если Вы переполнили резервуар, опорожните его и очистите комплект распылителя, как описано в главе «Очистка и уход».

4. Закройте верхнюю часть распылителя ⑯, навинчивая ее по часовой стрелке на резервуар распылителя ⑫, пока онаочно не соединяется.

- 5a. Затем наденьте мундштук ⑳ или адаптер для носа ⑲ или ㉑ с соединительной деталью для мундштука и адаптера для носа ⑯ на верхнюю часть распылителя. Для этого соединительная деталь длинной стороной надевается на патрубок на верхней стороне верхней части распылителя ⑮ и затем мундштук ⑳ или адаптер для носа ⑲ или ㉑ вставляется в короткую сторону соединительной детали ⑯.

- 5b. Для ингаляции Вы можете на выбор использовать маску для взрослых или детскую маску ⑲ или ㉑. Для этого Вам потребуется вместо соединительной детали соединительная деталь для маски. Убедитесь, что выключатель ⑴ находится в положении Выкл. («O») и вставьте сетевую штекерную вилку в розетку. Прочно присоедините один конец воздушного шланга ⑦ к разъему для воздушного шланга ① компрессора. Другой конец воздушного шланга ⑦ вставляется в модуль распылителя.

6. Для ингаляции Вам может на выбор использовать маску для взрослых или детскую маску ⑲ или ㉑. Для этого Вам потребуется вместо соединительной детали соединительная деталь для маски. Убедитесь, что выключатель ⑴ находится в положении Выкл. («O») и вставьте сетевую штекерную вилку в розетку. Прочно присоедините один конец воздушного шланга ⑦ к разъему для воздушного шланга ① компрессора. Другой конец воздушного шланга ⑦ вставляется в модуль распылителя.

7. Залейте в резервуар распылителя ⑫ предписанное врачом или производителем количество ингаляционного раствора (минимальный объем 2 мл и максимальный 10 мл). Если Вы переполнили резервуар, опорожните его и очистите комплект распылителя, как описано в главе «Очистка и уход».

8. Закройте верхнюю часть распылителя ⑯, нав